KEIR SURGICAL

PROUDLY CANADIAN OWNED
& OPERATED FOR OVER 100 YEARS

FIÈREMENT CANADIEN
DEPUIS PLUS DE 100 ANS

Instruments

2026 Edition

KEIRSURGICAL
INSTRUMENTS FOR LIFE
DES INSTRUMENTS POUR LA VIE

About Keir Surgical Ltd.

Keir Surgical provides high-quality surgical products to hospitals, clinics, and health care facilities across Canada. Our customers have relied on Keir Surgical's expertise in surgical instrumentation, endoscopy products, headlights and light sources, sterilization containers and trays, and medical device reprocessing products for 100 years.

We strive to continuously improve our level of service and our compliance with our ISO 13485 Quality Management System. At Keir Surgical, we value our customers and their patients, our community, and our people.

À propos de Keir Surgical Ltée

Keir Surgical approvisionne les hôpitaux, cliniques et établissements de soins de santé au Canada en instruments chirurgicaux de qualité première. Les clients font confiance à l'expertise de Keir Surgical au niveau de l'instrumentation, l'endoscopie, les sources lumineuses ainsi que les accessoires pour le contrôle et retraitement des dispositifs médicaux.

Depuis 1923, nous nous efforçons d'améliorer continuellement notre niveau de service et notre conformité à notre système de gestion de la qualité ISO 13485. Chez Keir Surgical, nous apprécions nos clients et leurs patients, notre communauté et nos employés.

PACIFIC SURGICAL | Keir Surgical is a Pacific Surgical Company
Keir Surgical est une filiale de Pacific Surgical

Table of Contents • Table des matières

OR Quality Instruments • Instruments de qualité bloc opératoire

Scalpel Handles • Bistouris 5
Scissors • Ciseaux 5
Forceps • Pinces 10
Needle Holders • Porte-aiguilles 18
Suction Tubes • Tubes d'aspiration 20
Retractors • Écarteurs 21
Endotracheal Catheter Forceps • Pinces pour cathéter endotrachéal 23
Orthopedic Instruments • Instruments pour l'orthopédie 23
Urology Instruments • Instruments pour l'urologie 25
Gynecology Instruments • Instruments pour la gynécologie 26

Ward Quality Instruments • Instruments de qualité plancher

Scissors • Ciseaux de qualité plancher 29
Forceps • Pinces 30
Needle Holders • Porte-aiguilles 33
Clips and Clamps • Pinces à champs et à tubulure 34
Probes • Sondes 34
Scalpel Handles • Bistouris 35
Gynecology Speculums • Spéculums gynécologiques 35

Stainless Steel - Hollowware • Bols en acier inoxydable 37

Single-Use Products • Produits uni-service

Vented Tip Guards • Protecteurs d'instruments 39
Vascular Loops, 18" • Boucles vasculaires, 18" 40
Suture Boots • Suture de bottillons 40
K-Wires & Steinmann Pins • «K-Wires» et broches Steinmann 41

Instrument Cleaning Brushes • Brosses de nettoyage d'instruments

Special Rigid Brushes • Brosses rigides spéciales 45
External Cleaning Brushes • Brosses de nettoyage externes 46

Instructions For Use • Instructions d'utilisation 49

Index 52



KEIR SURGICAL

OR Quality Instruments

Instruments de qualité bloc opératoire

Scalpel Handles • Bistouris


KS04-1310	3K	Beaver Handle Manche en castor	4″
KS04-3000	No. 3		4¾″
KS04-3001	No. 3	With Ruler avec Règle	4¾″
KS04-3010	No. 3	Long	8″
KS04-4000	No. 4		5¼″
KS04-4010	No. 4	Long	8″
KS04-7000	No. 7		6½″



Scissors • Ciseaux


Operating Scissors • Ciseaux chirurgicaux

KS05-1036	Straight Droit	Sharp/Blunt Pointu/Émoussé	5¾″
KS05-1066	Straight Droit	Sharp/Sharp Pointu/Pointu	5¾″




Mayo Scissors • Ciseaux Mayo

KS05-1200	Straight Droit		5½″
KS05-1201	Curved Courbé		5½″
KS05-1202	Straight Droit		6″
KS05-1203	Curved Courbé		6″
KS05-1204	Straight Droit		6¾″
KS05-1205	Curved Courbé		6¾″
KS05-1224	Straight Droit		7¾″



Strabismus Scissors • Ciseaux Strabismus

KS05-1300	Straight Droit		4½″
KS05-1301	Curved Courbé		4½″




Only most common patterns are shown
For any pattern not listed please call 800.663.4525

Seuls les modèles les plus communs sont illustrés.
Pour toute information concernant un modèle non listé, veuillez communiquer avec nous au 800.663.4525

Scissors • Ciseaux


Metzenbaum Scissors • Ciseaux Metzenbaum

KS05-1311	Curved Courbé		5¾"
KS05-1351	Curved Courbé		7"




Iris Scissors • Ciseaux Iris

KS05-2034	Straight Droit	Fine Fin	4½"
KS05-2035	Curved Courbé	Fine Fin	4½"
KS05-2044	Straight Droit	Standard	4½"
KS05-2045	Curved Courbé	Standard	4½"




Stevens Tenotomy Scissors • Ciseaux à ténotomie Stevens

KS05-2062	Straight Droit	Sharp Pointu	4½"
KS05-2063	Curved Courbé	Sharp Pointu	4½"
KS05-2066	Straight Droit	Blunt Émoussé	4½"
KS05-2067	Curved Courbé	Blunt Émoussé	4½"



Littauer Stich Scissors • Ciseaux à points Littauer

KS05-2150	5½"




Only most common patterns are shown
For any pattern not listed please call 800.663.4525

Seuls les modèles les plus communs sont illustrés.
Pour toute information concernant un modèle non listé,
veuillez communiquer avec nous au 800.663.4525

Scissors • Ciseaux

Spencer Stitch Scissors • Ciseaux à points Spencer

KS05-2152	3½″
KS05-2154	4¼″




Angled Wire Cutters • Coupe-fil angulé

KS05-2180	5″




Universal Scissors • Ciseaux universel

KS05-2200	Black Noir	5¾″
KS05-2240	Black Noir	7″



Lister Bandage Scissors • Ciseaux à bandage Lister

KS05-2264	5½″




Only most common patterns are shown
For any pattern not listed please call 800.663.4525

Seuls les modèles les plus communs sont illustrés.
Pour toute information concernant un modèle non listé, veuillez communiquer avec nous au 800.663.4525

Tungsten Carbide Scissors • Ciseaux en carbure de tungstène


Mayo Scissors • Ciseaux Mayo

KS06-1200	Tungsten Carbide Carbure de tungstène	Straight Droit	5½″
KS06-1201	Tungsten Carbide Carbure de tungstène	Curved Courbé	5½″
KS06-1204	Tungsten Carbide Carbure de tungstène	Straight Droit	6¾″
KS06-1205	Tungsten Carbide Carbure de tungstène	Curved Courbé	6¾″



Metzenbaum Scissors • Ciseaux Metzenbaum

KS06-1311	Tungsten Carbide Carbure de tungstène	Curved Courbé	5¾″
KS06-1351	Tungsten Carbide Carbure de tungstène	Curved Courbé	7″



Iris Scissors • Ciseaux Iris

KS06-2044	Tungsten Carbide Carbure de tungstène	Straight Droit	4½″
KS06-2045	Tungsten Carbide Carbure de tungstène	Curved Courbé	4½″



Only most common patterns are shown
For any pattern not listed please call 800.663.4525

Seuls les modèles les plus communs sont illustrés.
Pour toute information concernant un modèle non listé,
veuillez communiquer avec nous au 800.663.4525

Supercut Scissors • Ciseaux « Supercut »

Mayo Scissors • Ciseaux Mayo

KS07-1204	Supercut	Straight Droit	6¾″
KS07-1205	Supercut	Curved Courbé	6¾″



Metzenbaum Scissors • Ciseaux Metzenbaum

KS07-1351	Supercut	Curved Courbé	7″



Iris Scissors • Ciseaux Iris

KS07-2044	Supercut	Straight Droit	4½″
KS07-2045	Supercut	Curved Courbé	4½″




Only most common patterns are shown
For any pattern not listed please call 800.663.4525

Seuls les modèles les plus communs sont illustrés.
Pour toute information concernant un modèle non listé, veuillez communiquer avec nous au 800.663.4525

Dressing Forceps - Non-Toothed • Pinces à pansement - sans griffes


Dressing Forceps • Pinces à pansement

KS15-1004	5″
KS15-1006	5¾″
KS15-1016	8″
KS15-1018	10″




Adson Dressing Forceps • Pinces à pansement Adson

KS15-1400	Regular Régulière	4¾″
KS15-1410	Micro Micro	4¾″




McIndoe Dressing Forceps • Pinces à pansement McIndoe

KS15-1470	6″



Jansen Bayonet Forceps • Pinces à pansement baïonnette Jansen

KS15-3200	6¼″
KS15-3202	7″
KS15-3204	8″




Only most common patterns are shown
For any pattern not listed please call 800.663.4525

Seuls les modèles les plus communs sont illustrés.
Pour toute information concernant un modèle non listé,
veuillez communiquer avec nous au 800.663.4525

Tissue Forceps - Toothed • Pinces à tissus


Tissue Forceps • Pinces à tissus

KS16-1204	1 x 2 Teeth 1 x 2 Dents	5″
KS16-1206	1 x 2 Teeth 1 x 2 Dents	5¾″
KS16-1210	1 x 2 Teeth 1 x 2 Dents	6¼″
KS16-1214	1 x 2 Teeth 1 x 2 Dents	7″
KS16-1316	1 x 2 Teeth 1 x 2 Dents	8″
KS16-1318	1 x 2 Teeth 1 x 2 Dents	10″




Adson Tissue Forceps • Pinces à tissus Adson

KS16-1400	Regular Régulière	4¾″
KS16-1410	Micro	4¾″



Adson Brown Tissue Forceps • Pinces à tissus Adson Brown

KS16-1450	7 x 7 Teeth 7 x 7 Dents	4¾″




Only most common patterns are shown
For any pattern not listed please call 800.663.4525

Seuls les modèles les plus communs sont illustrés.
Pour toute information concernant un modèle non listé, veuillez communiquer avec nous au 800.663.4525

Tissue Forceps - Toothed • Pinces à griffes


Gillies Tissue Forceps • Pinces à tissus Gillies

KS16-1470	6″



DeBakey Tissue Forceps • Pinces à tissus DeBakey

KS58-0010	1.5mm 1,5 mm	6″
KS58-0011	1.5mm 1,5 mm	8″
KS58-0012	1.5mm 1,5 mm	9¼″
KS58-0020	2mm 2 mm	6″
KS58-0021	2mm 2 mm	8″
KS58-0022	2mm 2 mm	9¼″



Only most common patterns are shown
For any pattern not listed please call 800.663.4525

Seuls les modèles les plus communs sont illustrés.
Pour toute information concernant un modèle non listé,
veuillez communiquer avec nous au 800.663.4525

Hemostatic Forceps • Pinces hémostatiques

Halstead Mosquito Forceps • Pinces Halstead Mosquito

KS18-1000	Straight Droit	5″
KS18-1001	Curved Courbée	5″




Crile Forceps • Pinces Crile

KS18-1100	Straight Droit	5½″
KS18-1101	Curved Courbée	5½″



Kelly Forceps • Pinces Kelly

KS18-1131	Curved Courbée	5½″




Only most common patterns are shown
For any pattern not listed please call 800.663.4525

Seuls les modèles les plus communs sont illustrés.
Pour toute information concernant un modèle non listé, veuillez communiquer avec nous au 800.663.4525

Hemostatic Forceps • Pinces hémostatiques


Rochester-Pean Forceps • Pinces Rochester-Pean

KS18-1204	Straight Droit	6¼"
KS18-1205	Curved Courbée	6¼"
KS18-1207	Curved Courbée	7¼"
KS18-1209	Curved Courbée	8"



Kocher-Ochsner Forceps • Pinces Kocher-Ochsner

KS18-1234	Straight Droit	6½"
KS18-1235	Curved Courbée	6½"
KS18-1236	Straight Droit	7¼"
KS18-1237	Curved Courbée	7¼"
KS18-1238	Straight Droit	8"




Only most common patterns are shown
For any pattern not listed please call 800.663.4525

Seuls les modèles les plus communs sont illustrés.
Pour toute information concernant un modèle non listé, veuillez communiquer avec nous au 800.663.4525

Dissecting and Ligature Forceps • Pinces à disséquer et à ligatures


Gemini Forceps • Pinces Gemini

KS19-4000	Curved Courbée	5½″
KS19-4001	Curved Courbée	7″
KS19-4002	Curved Courbée	8¾″




Baby Mixter Forceps • Pinces Baby Mixter

KS19-4016	Curved Courbée	5½″



Mixter Forceps • Pinces Mixter

KS19-4109	Curved Courbée	9″




Only most common patterns are shown
For any pattern not listed please call 800.663.4525

Seuls les modèles les plus communs sont illustrés.
Pour toute information concernant un modèle non listé, veuillez communiquer avec nous au 800.663.4525

Intestinal Forceps • Pinces intestinales


Allis Tissue Forceps • Pinces à tissus Allis

KS40-0100	4 x 5 Teeth 4 x 5 Dents	6″
KS40-0200	5 x 6 Teeth 5 x 6 Dents	6″



Babcock Tissue Forceps • Pinces à tissues Babcock

KS40-0300	6″
KS40-0302	7″



Towel Clips • Pinces à champs


Backhaus Perforating Towel Clip • Pince à champs Backhaus, perforante

KS22-1100	3½″
KS22-1102	4½″
KS22-1104	5¼″



Edna Non-Perforating Towel Clip • Pince à champs Edna, non perforante

KS22-1112	3½″
KS22-1114	5″




Only most common patterns are shown
For any pattern not listed please call 800.663.4525

Seuls les modèles les plus communs sont illustrés.
Pour toute information concernant un modèle non listé, veuillez communiquer avec nous au 800.663.4525


Tube Occluding Clamps • Pinces à tubulure

KS22-1222	With Guard Avec bague de protection	7″
KS22-1228	Without Guard Sans bague de protection	7″



Sponge Forceps • Pinces à éponge

KS22-1300	Straight Droit	7″
KS22-1301	Curved Courbée	7″
KS22-1302	Straight Droit	9½″
KS22-1303	Curved Courbée	9½″



Only most common patterns are shown
For any pattern not listed please call 800.663.4525

Seuls les modèles les plus communs sont illustrés.
Pour toute information concernant un modèle non listé, veuillez communiquer avec nous au 800.663.4525

Needle Holders • Porte-aiguilles


Halsey Needle Holder • Porte-aiguilles Halsey

KS25-0119	Tungsten Carbide Carbure de tungstène	Smooth Lisse	5½"
KS25-0120	Tungsten Carbide Carbure de tungstène		5½"




Crile Wood Needle Holder • Porte-aiguilles Crile Wood

KS25-1000	Tungsten Carbide Carbure de tungstène	6"
KS25-1002	Tungsten Carbide Carbure de tungstène	7"
KS25-1004	Tungsten Carbide Carbure de tungstène	8"
KS25-1005	Tungsten Carbide Carbure de tungstène	9"




Mayo Hegar Needle Holder • Porte-aiguilles Mayo Hegar

KS24-1100		6"
KS25-1100	Tungsten Carbide Carbure de tungstène	6"
KS25-1102	Tungsten Carbide Carbure de tungstène	7"
KS25-1104	Tungsten Carbide Carbure de tungstène	8"



Heaney Needle Holder • Porte-aiguilles Heaney

KS25-1105	Tungsten Carbide Carbure de tungstène	Curved Courbée	8"




Only most common patterns are shown
For any pattern not listed please call 800.663.4525

Seuls les modèles les plus communs sont illustrés.
Pour toute information concernant un modèle non listé,
veuillez communiquer avec nous au 800.663.4525

Needle Holders • Porte-aiguilles


Ryder Needle Holder • Porte-aiguilles Ryder

KS25-1300	Tungsten Carbide Carbure de tungstène	5″
KS25-1302	Tungsten Carbide Carbure de tungstène	6″
KS25-1304	Tungsten Carbide Carbure de tungstène	7″




Masson Needle Holder • Porte-aiguilles Masson

KS25-1430	Tungsten Carbide Carbure de tungstène	10½″



Wire Twister • Cercleur

KS25-2002	Tungsten Carbide Carbure de tungstène	Rounded Arrondi	7″



Only most common patterns are shown
For any pattern not listed please call 800.663.4525

Seuls les modèles les plus communs sont illustrés.
Pour toute information concernant un modèle non listé, veuillez communiquer avec nous au 800.663.4525

Probe With Eye • Sondes avec oeillet

KS28-1114	5¾"
KS28-1116	6¼"
KS28-1118	7"

Suction Tubes • Tubes d'aspiration


Poole Suction Tube • Tube d'aspiration Poole

KS29-0100	Stainless Acier inoxydable	10 x 220mm	30 French



Yankauer Suction Tube • Tube d'aspiration Yankauer

KS29-0200	Stainless Acier inoxydable	11"



Ferguson Frazier Suction Tube • Tube d'aspiration Ferguson Frazier

KS29-0300	2mm 2 mm	6 French
KS29-0302	2.7mm 2,7 mm	8 French
KS29-0304	3.3mm 3,3 mm	10 French
KS29-0306	4mm 3,3 mm	12 French



Adson Suction • Tube d'aspiration Adson

KS29-0400	4mm 4 mm	12 French




Only most common patterns are shown
For any pattern not listed please call 800.663.4525

Seuls les modèles les plus communs sont illustrés.
Pour toute information concernant un modèle non listé,
veuillez communiquer avec nous au 800.663.4525

Retractors - Handheld • Écarteurs


Gillies Skin Hook • Crochet à peau Gillies

KS31-1000	Small Petit	7″
KS31-1002	Large Grand	7″




Senn-Miller Retractor • Écarteur Senn-Miller

KS32-1000	Sharp Pointu	6¼″
KS32-1001	Blunt Émoussé	6¼″




Baby Senn-Miller Retractor • Écarteur Baby Senn-Miller

KS32-1010	Sharp Pointu	6″
KS32-1011	Blunt Émoussé	6″



US Army Retractor Set • Ensemble écarteurs US Army

KS32-2432	8¼″




Only most common patterns are shown
For any pattern not listed please call 800.663.4525

Seuls les modèles les plus communs sont illustrés.
Pour toute information concernant un modèle non listé, veuillez communiquer avec nous au 800.663.4525

Retractors - Handheld • Écarteurs

Richardson Retractor • Écarteur Richardson

KS32-3110	28 x 20mm 28 x 20 mm
KS32-3112	36 x 28mm 36 x 28 mm
KS32-3114	44 x 38mm 44 x 38 mm
KS32-3115	52 x 22mm 52 x 22 mm
KS32-3116	65 x 50mm 65 x 50 mm



Retractors - Self Retaining • Écarteurs autostatiques


Weitlaner Retractor • Écarteur Weitlaner

KS34-0110	Sharp Pointu	2 x 3 Teeth 2 x 3 Dents	4¼"
KS34-0111	Blunt Émoussé	2 x 3 Teeth 2 x 3 Dents	4¼"
KS34-0112	Sharp Pointu	3 x 4 Teeth 3 x 4 Dents	5"
KS34-0113	Blunt Émoussé	3 x 4 Teeth 3 x 4 Dents	5"



Gelpi Retractor • Écarteur Gelpi

KS34-6003	Sharp Pointu	7½"



Only most common patterns are shown
For any pattern not listed please call 800.663.4525

Seuls les modèles les plus communs sont illustrés.
Pour toute information concernant un modèle non listé, veuillez communiquer avec nous au 800.663.4525

Endotracheal Catheter Forceps • Pinces pour cathéter endotrachéal

Magill Forceps • Pinces Magill

KS03-0100	Infant Nourrisson	160mm
KS03-0102	Child Enfant	200mm
KS03-0104	Adult Adulte	250mm



Orthopedic Instruments • Instruments pour l'orthopédie


Freer Elevator • Élévateur Freer double

KS47-5002	Sharp/Blunt Pointu/Émoussé	7″



Cobb Periosteal Elevator • Élévateur à périostomie Cobb

KS62-5310	10mm	11″
KS62-5313	13mm	11″
KS62-5319	19mm	11″



Zaufal-Jansen Bone Rongeur • Pince-gouge Zaufal-Jansen

KS62-5463	7″	




Only most common patterns are shown
For any pattern not listed please call 800.663.4525

Seuls les modèles les plus communs sont illustrés.
Pour toute information concernant un modèle non listé, veuillez communiquer avec nous au 800.663.4525

Beyer Bone Rongeur • Pince-gouge Beyer

KS62-5465	7″




Leksell Rongeur • Pince-gouge Leksell

KS62-5503	8mm	9″



Orthopedic Mallet • Maillet orthopédique

KS63-1000	30mm Diameter Diamètre	450 grams grammes	1 lb	7¼″
KS63-1002	38mm Diameter Diamètre	900 grams grammes	2 lb	7¾″



KS63-1000




KS63-1002

Only most common patterns are shown
For any pattern not listed please call 800.663.4525

Seuls les modèles les plus communs sont illustrés.
Pour toute information concernant un modèle non listé, veuillez communiquer avec nous au 800.663.4525

Urology Instruments • Instruments pour l'urologie

Circumcision Clamp • Pince à circoncision



KS68-0019	8mm
KS68-0020	11mm
KS68-0021	13mm
KS68-0022	14.5mm
KS68-0023	16mm
KS68-0024	21mm
KS68-0025	26mm
KS68-0026	29mm
KS68-0027	32mm
KS68-0028	35mm


Vas Fixation Clamp • Pince de fixation pour canal déférent

KS68-1001 5½"



Sharp Dissecting Forceps • Pince à dissection pointue

KS68-1002 Curved / Courbée 5½"




Only most common patterns are shown
For any pattern not listed please call 800.663.4525

Seuls les modèles les plus communs sont illustrés.
Pour toute information concernant un modèle non listé, veuillez communiquer avec nous au 800.663.4525

Bozemann Uterine Packing Forceps • Pince utérine à tampons Bozemann

KS22-1322		10 ¼"




Sims Uterine Sound • Hystéromètre utérin Sims

KS69-0020	Stainless Acier inoxydable	12½"




Green Armytage Forceps • Pince utérine Green Armytage

KS69-0099	Straight Droit	8"



Schroeder Uterine Tenaculum • Pince utérine à griffes Schroeder

KS69-0100		10"



Only most common patterns are shown
For any pattern not listed please call 800.663.4525

Seuls les modèles les plus communs sont illustrés.
Pour toute information concernant un modèle non listé, veuillez communiquer avec nous au 800.663.4525


Gynecology Instruments • Instruments pour la gynécologie

Insulated Graves Speculum • Spéculum de Graves isolé



CS69-0401-I	Small Petit	¾ x 3″
CS69-0402-I	Medium Moyen	1 3/8 x 4″
CS69-0403-I	Large Grand	1½ x 4½″

Graves Speculum • Spéculum vaginal Graves




KS69-0401	Small Petit	¾ x 3″
KS69-0402	Medium Moyen	1 3/8 x 4″
KS69-0403	Large Grand	1½ x 4½″

Auvard Speculum • Spéculum vaginal Auvard



KS69-0430	Stainless Steel Acier inoxydable	2½ lb	2½″

Pratt Dilators • Dilatateurs Pratt



KS69-2000	Set of 8 Ensemble de 8	4.5/5.0 - 13.6/14.3mm	9″

Only most common patterns are shown
For any pattern not listed please call 800.663.4525

Seuls les modèles les plus communs sont illustrés.
Pour toute information concernant un modèle non listé, veuillez communiquer avec nous au 800.663.4525



KEIR SURGICAL

Ward Quality Instruments

Instruments de qualité plancher

Scissors • Ciseaux

Lister Bandage Scissors
Ciseaux à bandage Lister

KB4-100		3½″
KB4-102		4½″
KB4-104		5½″
KB4-106		7

Universal Scissors
Ciseaux universels

KB4-200	Black Handle Poignée noire	7″

Operating Scissors
Ciseaux chirurgicaux

KB5-100	Straight Droit	Blunt/Blunt Émoussé/Émoussé	4½″
KB5-102	Straight Droit	Blunt/Blunt Émoussé/Émoussé	5″
KB5-104	Straight Droit	Blunt/Blunt Émoussé/Émoussé	5½″
KB5-105	Curved Courbé	Blunt/Blunt Émoussé/Émoussé	5½″
KB5-106	Straight Droit	Blunt/Blunt Émoussé/Émoussé	6″
KB5-110	Straight Droit	Sharp/Blunt Pointu/Émoussé	4½″
KB5-112	Straight Droit	Sharp/Blunt Pointu/Émoussé	5″
KB5-114	Straight Droit	Sharp/Blunt Pointu/Émoussé	5½″
KB5-115	Curved Courbé	Sharp/Blunt Pointu/Émoussé	5½″
KB5-116	Straight Droit	Sharp/Blunt Pointu/Émoussé	6″
KB5-120	Straight Droit	Sharp/Sharp Pointu/Pointu	4½″
KB5-122	Straight Droit	Sharp/Sharp Pointu/Pointu	5″
KB5-124	Straight Droit	Sharp/Sharp Pointu/Pointu	5½″
KB5-125	Curved Courbé	Sharp/Sharp Pointu/Pointu	5½″
KB5-126	Straight Droit	Sharp/Sharp Pointu/Pointu	6″

Metzenbaum Scissors
Ciseaux Metze

KB5-500	Straight Droit	5½″
KB5-501	Curved Courbé	5½″

Strabismus Scissors
Ciseaux Strabismus

KB5-210	Straight Droit	4½″
KB5-211	Curved Courbé	4½″

Spencer Stitch Scissors
Ciseaux à points Spencer

KB5-300	3½″
KB5-302	4½″

Iris Scissors
Ciseaux Iris

KB5-200	Straight Droit	4½″
KB5-201	Curved Courbé	4½″

Only most common patterns are shown
For any pattern not listed please call 800.663.4525

Seuls les modèles les plus communs sont illustrés.
Pour toute information concernant un modèle non listé, veuillez communiquer avec nous au 800.663.4525

Scissors • Ciseaux

Littauer Stitch Scissors
Ciseaux à points Littauer

KB5-310		4½″
KB5-312		5½″

Angled Wire Cutters
Coupe-fil angulé

KB5-350		5″

Mayo Scissors
Ciseaux Mayo

KB5-400	Straight Droit	5½″
KB5-401	Curved Courbé	5½″
KB5-402	Straight Droit	6¾″
KB5-403	Curved Courbé	6¾″

Dressing Forceps • Pinces à pansement

Dressing Forceps
Pinces à pansement

KB6-100	Non-Toothed Sans dents	4½″
KB6-102	Non-Toothed Sans dents	5″
KB6-104	Non-Toothed Sans dents	5½″
KB6-106	Non-Toothed Sans dents	6″
KB6-108	Non-Toothed Sans dents	8″
KB6-110	Non-Toothed Sans dents	10″
KB6-112	Non-Toothed Sans dents	12″

McIndoe Dressing Forceps
Pinces à pansement McIndoe

KB6-200	Non-Toothed Sans dents	6″

Semken Dressing Forceps
Pinces à pansement Semken

KB6-210	Non-Toothed Sans dents	5″

Adson Dressing Forceps
Pinces à pansement Adson

KB6-220	Non-Toothed Sans dents	4¾″

Iris Dressing Forceps
Pinces à pansement Iris

KB6-300	Straight Droit	Non-Toothed Sans dents	4″
KB6-310	Half Curve Demie courbée	Non-Toothed Sans dents	4″
KB6-320	Full Curve Courbe complète	Non-Toothed Sans dents	4″

Only most common patterns are shown
For any pattern not listed please call 800.663.4525

Seuls les modèles les plus communs sont illustrés. Pour toute information concernant un modèle non listé, veuillez communiquer avec nous au 800.663.4525

Tissue Forceps • Pinces à dissection

Tissue Forceps
Pinces à dissection

KB7-100	1 x 2 Teeth 1 x 2 Dents	4½"
KB7-102	1 x 2 Teeth 1 x 2 Dents	5"
KB7-104	1 x 2 Teeth 1 x 2 Dents	5½"
KB7-106	1 x 2 Teeth 1 x 2 Dents	6"
KB7-204	2 x 3 Teeth 2 x 3 Dents	5½"

Semken Tissue Forceps
Pinces à dissection Semken

KB7-210	1 x 2 Teeth 1 x 2 Dents	5"

Adson Tissue Forceps
Pinces à dissection Adson

KB7-220	1 x 2 Teeth 1 x 2 Dents	4¾"

Iris Tissue Forceps
Pinces à dissection Iris

KB7-400	Straight Droit	1 x 2 Teeth 1 x 2 Dents	4"
KB7-410	Half Curve Demie courbée	1 x 2 Teeth 1 x 2 Dents	4"
KB7-420	Full Curve Courbe complète	1 x 2 Teeth 1 x 2 Dents	4"

Splinter Forceps
Pinces à échardes

KB8-100	Straight Droit	Serrated Dentelé	3½"
KB8-102	Straight Droit	Serrated Dentelé	4"
KB8-104	Straight Droit	Serrated Dentelé	4½"

Feilchenfeld Splinter Forceps
Pinces à échardes Feilchenfeld

KB8-200	3"
KB8-202	4¼"

Walter-Carmalt Splinter Forceps
Pinces à échardes Walter-Carmalt

KB8-210	Straight Droit	4½"
KB8-211	Curved Courbée	4½"

Ralks Splinter Forceps
Pinces à échardes Ralks

KB8-300	6"

Only most common patterns are shown
For any pattern not listed please call 800.663.4525

Seuls les modèles les plus communs sont illustrés.
Pour toute information concernant un modèle non listé, veuillez communiquer avec nous au 800.663.4525

Splinter Forceps
Pinces à échardes

KB8-902	No. 3	4½″
KB8-906	No. 5	4½″
KB8-910	No. 7	4½″

Allis Tissue Forceps
Pinces à dissection Allis

KB10-100	4 x 5 Teeth 4 x 5 Dents	6″
KB10-104	5 x 6 Teeth 5 x 6 Dents	7½″

Halstead Mosquito Forceps
Pinces Halstead Mosquito

KB11-100	Straight Droit	5″	
KB11-101	Curved Courbée	5″	

Crile Forceps
Pinces Crile

KB11-160	Straight Droit	5½″
KB11-161	Curved Courbée	5½″

Hartman Forceps
Pinces Hartman

KB11-200	Straight Droit	4″
KB11-201	Curved Courbée	4″

Rochester-Pean Forceps
Pinces Rochester-Pean

KB11-402	Straight Droit	6¼″
KB11-403	Curved Courbée	6¼″
KB11-404	Straight Droit	7″
KB11-405	Curved Courbée	7″

Kocher-Ochsner Forceps
Pinces Kocher-Ochsner

KB11-500	Straight Droit	1 x 2 Teeth 1 x 2 Dents	6¼″
KB11-501	Curved Courbée	1 x 2 Teeth 1 x 2 Dents	6¼″
KB11-502	Straight Droit	1 x 2 Teeth 1 x 2 Dents	7″
KB11-503	Curved Courbée	1 x 2 Teeth 1 x 2 Dents	7″
KB11-504	Straight Droit	1 x 2 Teeth 1 x 2 Dents	8″
KB11-505	Curved Courbée	1 x 2 Teeth 1 x 2 Dents	8″

Sponge Forceps
Pinces à éponge

KB14-210	Straight Droit	Serrated Dentelée	7″
KB14-211	Curved Courbée	Serrated Dentelée	7″
KB14-212	Straight Droit	Serrated Dentelée	9½″
KB14-213	Curved Courbée	Serrated Dentelée	9½″

Only most common patterns are shown
For any pattern not listed please call 800.663.4525

Seuls les modèles les plus communs sont illustrés.
Pour toute information concernant un modèle non listé,
veuillez communiquer avec nous au 800.663.4525

Specialty Forceps • Pinces spécialisées

Bozeman Dressing Forceps
Pinces à pansement Bozeman

KB15-301	Slight Curve Petite Courbé	10″

Schroeder Tenaculum Forceps
Pinces Tenaculum Schroeder

KB15-310	Straight Droit	9½″

Bayonette Dressing Forceps
Pinces à pansement bayonette

KB16-204	Bayonnette	6½″

Needle Holders • Porte-aiguilles

Mayo Hegar Needle Holder
Porte-aiguilles Mayo Hegar

KB13-100	Heavy Robuste	5″
KB13-102	Heavy Robuste	6″
KB13-104	Heavy Robuste	7″
KB13-106	Heavy Robuste	8″

Crile Wood Needle Holder
Porte-aiguilles Crile Wood

KB13-210	Medium	6″

Olsen-Hegar Needle Holder
Porte-aiguilles Olsen-Hegar

KB13-220	With Scissors Avec Ciseaux	5½″
KB13-222	With Scissors Avec Ciseaux	6½″

Halsey Needle Holder
Porte-aiguilles Halsey

KB13-260	Fine Fin	5″

Only most common patterns are shown
For any pattern not listed please call 800.663.4525

Seuls les modèles les plus communs sont illustrés.
Pour toute information concernant un modèle non listé, veuillez communiquer avec nous au 800.663.4525

Clips and Clamps
Pinces à champs et à tubulure de qualité plancher

Backhaus Towel Clip
Pince à champs Backhaus

KB14-100	Perforating Perforateur	3½″
KB14-102	Perforating Perforateur	5″

Edna Towel Clip
Pince à champs Edna

KB14-120	Non-Perforating Non-Perforateur	3½″
KB14-122	Non-Perforating Non-Perforateur	5″

Tube Occluding Clamp
Pince à tubulure

KB23-104	Smooth Lisse	7″

Probes • Sondes

Double-Ended Probe
Sondes à deux embouts

KB19-600	Double-Ended Deux embouts	5″
KB19-602	Double-Ended Deux embouts	5½″
KB19-604	Double-Ended Deux embouts	6″
KB19-608	Double-Ended Deux embouts	8″

Probe With Eye
Sondes avec oeillet

KB19-702	With Eye Avec oeillet	5½″
KB19-704	With Eye Avec oeillet	6″
KB19-706	With Eye Avec oeillet	8″

Probe With Grooved Director
Sondes cannelées boutonnées

KB19-800	Grooved Director	5½″
KB19-802	Grooved Director with Probe Point	5½″

Only most common patterns are shown
For any pattern not listed please call 800.663.4525

Seuls les modèles les plus communs sont illustrés.
Pour toute information concernant un modèle non listé,
veuillez communiquer avec nous au 800.663.4525

Scalpel Handles • Bistouris de qualité plancher

Scalpel Handles • Bistouris

KB20-100	No.3	4¾"
KB20-102	No.4	5¼"

Gynecology Speculums • Spéculums gynécologiques

Graves Speculum
Spéculum vaginal Graves

KB25-300	Small Petit	¾ x 3"
KB25-302	Medium Moyen	$1^{3/8}$ x 4"
KB25-304	Large Grand	1½ x 4½"

Only most common patterns are shown
For any pattern not listed please call 800.663.4525

Seuls les modèles les plus communs sont illustrés. Pour toute information concernant un modèle non listé, veuillez communiquer avec nous au 800.663.4525



KEIR SURGICAL

Stainless Steel - Hollowware

Bols en acier inoxydable

Stainless Steel - Hollowware • Bols en acier inoxydable

Medicine Cup • Godet pour médicaments

KB98-200	Medicine Cup	2oz	2" Diameter x 1⅞" Depth
	Godet pour médicaments	2 onces	2" diamètre x 1⅞" de profondeur



Iodine Cup • Bol à iode

KB98-600	Iodine Cup	6oz	3¼" Diameter x 1⅞" Depth
	Bol à iode	6 onces	3¼" diamètre x 1⅞" de profondeur



K-Basin • Haricot en acier inoxydable

KB98-080	K-Basin	12oz	8" Length x 4¼" Width
	Haricot en acier inoxydable	12 onces	8" long x 4¼" largeur
KB98-100	K-Basin	26oz	10 ½" Length x 6 ¼" Width
	Haricot en acier inoxydable	26 onces	10 ½" long x 6 ¼" largeur



Sponge Bowl • Bol à éponges

KB98-520	Sponge Bowl	16oz	4¼" Diameter x 1¾" Depth
	Bol à éponges	16 onces	4¼" diamètre x 1¾" de profondeur
KB98-750	Sponge Bowl	22oz	4" Diameter x 2½" Depth
	Bol à éponges	22 onces	4" diamètre x 2½" de profondeur
KB98-106	Sponge Bowl	36oz	5½" Diameter x 2$^{4/5}$" Depth
	Bol à éponges	36 onces	5½" diamètre x 2$^{4/5}$" de profondeur
KB98-640	Sponge Bowl	48oz	7¼" Diameter x 2¾" Depth
	Bol à éponges	48 onces	7¼" diamètre x 2¾" de profondeur



Solution Bowl • Bol à solution

KB98-160	Solution Bowl	16oz	5¼" Diameter x 2¼" Depth
	Bol à solution	16on	5¼" diamètre x 2¼" de profondeur
KB98-320	Solution Bowl	32oz	6⅞" Diameter x 2½" Depth
	Bol à solution	32on	6⅞" diamètre x 2½" de profondeur
KB98-480	Solution Bowl	64oz	8¼" Diameter x 3" Depth
	Bol à solution	64on	8¼" diamètre x 3" de profondeur



Only most common patterns are shown
For any pattern not listed please call 800.663.4525

Seuls les modèles les plus communs sont illustrés.
Pour toute information concernant un modèle non listé, veuillez communiquer avec nous au 800.663.4525



KEIR SURGICAL

Single-Use Products
Produits à usage unique

Vented Tip Guards • Protecteurs d'instruments

KS01-2008 1.6 x 19.1mm White
Blanc



KS01-2009 2.0 x 19.1mm Blue
Bleu



KS01-2002 2.8 x 19.1mm Green
Vert




KS01-2001 3.2 x 25.4mm Red
Rouge



KS01-2006 4.7 x 25.4mm Yellow
Jaune



KS01-2007 10.3 x 19.1mm Maroon
Bordeaux



KS01-2003 9.5 x 25.4mm Orange
Orange




KS01-2004 15.9 x 25.4mm Brown
Brun




KS01-2005 25.4 x 25.4mm Black
Noir

Vascular Loops, 18" • Boucles vasculaires, 18"


Two loops per sterile pouch, 10 pouches per box
Deux boucles par pochette stérile, 10 pochettes par boîte




10-1000 1.3 x .9mm Mini Red
Mini Rouge




10-1010 2.4 x 1.2mm Maxi Red
Maxi Rouge




10-1001 1.3 x .9mm Mini Blue
Mini Bleu



10-1011 2.4 x 1.2mm Maxi Blue
Maxi Bleu



10-1002 1.3 x .9mm Mini Yellow
Mini Jaune



10-1012 2.4 x 1.2mm Maxi Yellow
Maxi Jaune




10-1003 1.3 x .9mm Mini White
Mini Blanc



10-1013 2.4 x 1.2mm Maxi White
Maxi Blanc

Suture Boots • Bottillons de suture

11-1085	Standard, .062" x .437"	White Blanc	5 pairs/pad, 5 pads 5 paires/bloc, 5 blocs
11-1065	Standard, .062" x .437"	Blue Bleu	5 pairs/pad, 5 pads 5 paires/bloc, 5 blocs
11-1005	Standard, .062" x .437"	Yellow Jaune	5 pairs/pad, 5 pads 5 paires/bloc, 5 blocs
11-1002	Standard, .062" x .437"	Yellow Jaune	2 pairs/pad, 5 pads 2 paires/bloc, 5 blocs
11-1003	Standard, .062" x .437"	Yellow Jaune	3 pairs/pad, 5 pads 3 paires/bloc, 5 blocs
11-3002	Large, .090" x .75"	Pink Rose	2 pairs/pad, 5 pads 2 paires/bloc, 5 blocs
11-3003	Large, .090" x .75"	Pink Rose	3 pairs/pad, 5 pads 3 paires/bloc, 5 blocs
11-1025	Standard, .062" x .437"	Assorted Assortiment	5 pairs/pad, 5 pads 5 paires/bloc, 5 blocs



Trocar Point • Pointe trocart





	Wire 4″ Double-Ended Deux pointes		Wire 6″ Single-Ended Simple pointe		Wire 6″ Double-Ended Deux pointes	
Diameter Diamètre	Plain Simple	Threaded Fileté	Plain Simple	Threaded Fileté	Plain Simple	Threaded Fileté
0.8mm (.031″)	KS14-4008	-	KS14-6008	-	KS14-6008D	-
1.0mm (.039″)	KS14-4010	-	KS14-6010	-	KS14-6010D	-
1.2mm (.047″)	KS14-4012	-	KS14-6012	-	KS14-6012D	-
1.4mm (.055″)	KS14-4014	KS14-4014T	KS14-6014	KS14-6014T	KS14-6014D	KS14-6014TD
1.6mm (.063″)	KS14-4016	KS14-4016T	KS14-6016	KS14-6016T	KS14-6016D	KS14-6016TD
2.0mm (.079″)	KS14-4020	KS14-4020T	KS14-6020	KS14-6020T	KS14-6020D	KS14-6020TD
2.5mm (.098″)	KS14-4025	KS14-4025T	KS14-6025	KS14-6025T	KS14-6025D	KS14-6025TD
2.8mm (.110″)	KS14-4028	KS14-4028T	KS14-6028	KS14-6028T	KS14-6028D	KS14-6028TD
3.0mm (.118″)	KS14-4030	KS14-4030T	KS14-6030	KS14-6030T	KS14-6030D	KS14-6030TD
3.5mm (.138″)	KS14-4035	KS14-4035T	KS14-6035	KS14-6035T	KS14-6035D	KS14-6035TD
4.0mm (.157″)	KS14-4040	KS14-4040T	KS14-6040	KS14-6040T	KS14-6040D	KS14-6040TD
4.5mm (.177″)	KS14-4045	KS14-4045T	KS14-6045	KS14-6045T	KS14-6045D	KS14-6045TD
5.0mm (.197″)	KS14-4050	KS14-4050T	KS14-6050	KS14-6050T	KS14-6050D	KS14-6050TD

	Pin 9″ Broche 9″ Single-Ended Simple pointe		Pin 9″ Broche 9″ Double-Ended Deux pointes	
Diameter Diamètre	Plain Simple	Threaded Fileté	Plain Simple	Threaded Fileté
0.8mm (.031″)	KS14-9008	-	KS14-9008D	-
1.0mm (.039″)	KS14-9010	-	KS14-9010D	-
1.2mm (.047″)	KS14-9012	-	KS14-9012D	-
1.4mm (.055″)	KS14-9014	KS14-9014T	KS14-9014D	KS14-9014TD
1.6mm (.063″)	KS14-9016	KS14-9016T	KS14-9016D	KS14-9016TD
2.0mm (.079″)	KS14-9020	KS14-9020T	KS14-9020D	KS14-9020TD
2.5mm (.098″)	KS14-9025	KS14-9025T	KS14-9025D	KS14-9025TD
2.8mm (.110″)	KS14-9028	KS14-9028T	KS14-9028D	KS14-9028TD
3.0mm (.118″)	KS14-9030	KS14-9030T	KS14-9030D	KS14-9030TD
3.5mm (.138″)	KS14-9035	KS14-9035T	KS14-9035D	KS14-9035TD
4.0mm (.157″)	KS14-9040	KS14-9040T	KS14-9040D	KS14-9040TD
4.5mm (.177″)	KS14-9045	KS14-9045T	KS14-9045D	KS14-9045TD
5.0mm (.197″)	KS14-9050	KS14-9050T	KS14-9050D	KS14-9050TD

Diamond Point • Pointe diamentée





	Wire 4″ Double-Ended Deux pointes		Wire 6″ Single-Ended Simple pointe		Wire 6″ Double-Ended Deux pointes	
Diameter Diamètre	Plain Simple	Threaded Fileté	Plain Simple	Threaded Fileté	Plain Simple	Threaded Fileté
0.8mm (.031″)	KS14-4008L	-	KS14-6008L	-	KS14-6008DL	-
1.0mm (.039″)	KS14-4010L	-	KS14-6010L	-	KS14-6010DL	-
1.2mm (.047″)	KS14-4012L	-	KS14-6012L	-	KS14-6012DL	-
1.4mm (.055″)	KS14-4014L	KS14-4014TL	KS14-6014L	KS14-6014TL	KS14-6014DL	KS14-6014TDL
1.6mm (.063″)	KS14-4016L	KS14-4016TL	KS14-6016L	KS14-6016TL	KS14-6016DL	KS14-6016TDL
2.0mm (.079″)	KS14-4020L	KS14-4020TL	KS14-6020L	KS14-6020TL	KS14-6020DL	KS14-6020TDL
2.5mm (.098″)	KS14-4025L	KS14-4025TL	KS14-6025L	KS14-6025TL	KS14-6025DL	KS14-6025TDL
2.8mm (.110″)	KS14-4028L	KS14-4028TL	KS14-6028L	KS14-6028TL	KS14-6028DL	KS14-6028TDL
3.0mm (.118″)	KS14-4030L	KS14-4030TL	KS14-6030L	KS14-6030TL	KS14-6030DL	KS14-6030TDL
3.5mm (.138″)	KS14-4035L	KS14-4035TL	KS14-6035L	KS14-6035TL	KS14-6035DL	KS14-6035TDL
4.0mm (.157″)	KS14-4040L	KS14-4040TL	KS14-6040L	KS14-6040TL	KS14-6040DL	KS14-6040TDL
4.5mm (.177″)	KS14-4045L	KS14-4045TL	KS14-6045L	KS14-6045TL	KS14-6045DL	KS14-6045TDL
5.0mm (.197″)	KS14-4050L	KS14-4050TL	KS14-6050L	KS14-6050TL	KS14-6050DL	KS14-6050TDL

	Pin 9″ Broche 9″ Single-Ended Simple pointe		Pin 9″ Broche 9″ Double-Ended Deux pointes	
Diameter Diamètre	Plain Simple	Threaded Fileté	Plain Simple	Threaded Fileté
0.8mm (.031″)	KS14-9008L	-	KS14-9008DL	-
1.0mm (.039″)	KS14-9010L	-	KS14-9010DL	-
1.2mm (.047″)	KS14-9012L	-	KS14-9012DL	-
1.4mm (.055″)	KS14-9014L	KS14-9014TL	KS14-9014DL	KS14-9014TDL
1.6mm (.063″)	KS14-9016L	KS14-9016TL	KS14-9016DL	KS14-9016TDL
2.0mm (.079″)	KS14-9020L	KS14-9020TL	KS14-9020DL	KS14-9020TDL
2.5mm (.098″)	KS14-9025L	KS14-9025TL	KS14-9025DL	KS14-9025TDL
2.8mm (.110″)	KS14-9028L	KS14-9028TL	KS14-9028DL	KS14-9028TDL
3.0mm (.118″)	KS14-9030L	KS14-9030TL	KS14-9030DL	KS14-9030TDL
3.5mm (.138″)	KS14-9035L	KS14-9035TL	KS14-9035DL	KS14-9035TDL
4.0mm (.157″)	KS14-9040L	KS14-9040TL	KS14-9040DL	KS14-9040TDL
4.5mm (.177″)	KS14-9045L	KS14-9045TL	KS14-9045DL	KS14-9045TDL
5.0mm (.197″)	KS14-9050L	KS14-9050TL	KS14-9050DL	KS14-9050TDL



KEIR SURGICAL

Instrument Cleaning Brushes

Brosses de nettoyages pour instruments

SELECTING APPROPRIATE RIGID INSTRUMENT BRUSHES
CHOISIR LES BROSSES APPROPRIÉES POUR LES INSTRUMENTS RIGIDES

TAKE THE GUESSWORK OUT OF CHOOSING BRUSHES
ÉLIMINEZ L'INCERTITUDE DANS LE CHOIX DE VOS BROSSES

Ask about our Complimentary Brush Consultation • Renseignez-vous sur notre consultation gratuite sur les brosses.
Let us streamline your inventory with the most effective brushes for your unique needs. We provide documentation for easy reordering and brush to instrument identification.

Laissez-nous standardiser votre inventaire avec les brosses les plus efficaces pour vos besoins. Nous offrons une documentation pour faciliter le réapprovisionnement et l'identification des brosses à chaque instrument.

TIPS FOR CHOOSING A BRUSH • CONSEILS POUR CHOISIR UNE BROSSE

1

INSTRUMENT TYPE • TYPE D'INSTRUMENT
Consider external and internal areas being cleaned.
Tenir compte des surfaces externes et internes à nettoyer.

2

TECHNIQUE
Review device and brush IFU recommendations.
Examiner les recommandations du manufacturier du dispositif et de la brosse.

3

APPROPRIATE SIZE • TAILLE APPROPRIÉE
Proper bristle diameter provides direct friction to remove soil.
Brush length should be sufficient to exit instrument to remove bristle debris.Multiple brushes may be needed for one item.

Le diamètre approprié des poils assure une friction efficace pour éliminer les débris. La longueur de la brosse doit être suffisante afin d'être exposé à l'embout de l'instrument et éliminer les débris des poils. Plusieurs brosses peuvent être nécessaires pour un même item.



Wrong Size = Ineffective Debris Removal =
Patient Harm + Instrument Damage + Added Cleaning Time

Mauvaise taille = Élimination inefficace des débris =
Risque pour le patient + dommages aux instruments + temps de nettoyage supplémentaire

Too Big • Trop grosse



Too Small • Trop petite



Correct Size • Bonne taille



Special Rigid Brushes • Brosses rigides spéciales

Stainless Twisted Wire • Fil torsadé en acier inoxydable

Diamond Shape • Forme en losange




Code	Description	Brush Diameter Diamètre Brosse	Length Longueur	PK QTY Qté pqt
D-16-050	Green bead Perle verte	3.0 x 5.0 x 3.0 mm	16″	3

Non-sterile • Non stérile

Commonly Used For:
Utilisé couramment pour :

Yankauer Suctions
Tube d'aspiration Yankauer



Small Diameter • Petits diamètres

Code	Description	Brush Diameter Diamètre Brosse	Length Longueur	PK QTY Qté pqt
FR-12-03	Purple bead • Perle violette	3 FR/1.0 mm	12″	3
FR-12-04	Aqua bead • Perle aqua	4 FR/1.4 mm	12″	3
FR-12-05	Red bead • Perle rouge	5 FR/1.7 mm	12″	3
FR-12-06	White bead • Perle blanche	6 FR/2.0 mm	12″	3
FR-12-07	Blue bead • Perle bleue	7 FR/2.3 mm	12″	3
FR-12-08	Brown bead • Perle brune	8 FR/2.7 mm	12″	3
FR-12-09	Yellow bead • Perle jaune	9 FR/3.0 mm	12″	3
FR-12-10	Black bead • Perle noire	10FR/3.3 mm	12″	3
FR-12-11	Green bead • Perle verte	11 FR/3.7 mm	12″	3
FR-12-12	Orange bead • Perle orange	12 FR/4.0 mm	12″	3
B-20-017	No bead • Sans perle	1.7 mm	20″	3
B-16-020	Pink bead • Perle rose	2.0 mm	16″	3
B-16-023	No bead • Sans perle	2.3 mm	16″	3
B-24-025	No bead • Sans perle	2.5 mm	24″	3
B-16-027	No bead • Sans perle	2.7 mm	16″	3
B-16-030	Yellow bead • Perle jaune	3.0 mm	16″	3
B-16-033	Mauve bead • Perle mauve	3.3 mm	16″	3
B-16-040	Orange bead • Perle orange	4.0 mm	16″	3

Non-sterile • Non stériles

*See Appendix B for measurement conversion chart • Voir Annexe B pour le tableau de conversion des mesures

Commonly Used For:
Utilisé couramment pour :


Frazier suctions
Les succions Frazier



External Cleaning Brushes • Brosses de nettoyage externes

Utility Brushes • Brosses Utilitaires

Scrub Brushes • Brosses de nettoyage



Commonly Used For:
Utilisé couramment pour :

Forceps, Needle Holders, Scissors, Exterior Cleaning
Pinces, porte-aiguilles, ciseaux, nettoyage extérieur



Code	Description	Brush Diameter Diamètre Brosse	Length Longueur	PK QTY Qtè pqt
TN-2100	Red Toothbrush, Nylon bristles Brosse à dents rouge, poils de nylon	¼" wide ¼" de largeur	7"	10
TN-2121	Dark Taupe Toothbrush, Nylon bristles, Double-ended Brosse à dents taupe foncé, poils de nylon, double extrémité	¼" wide ¼" de largeur	7"	10
UB-69	White Scrub Brush, Nylon bristles Ergonomic handle Brosse à récurer blanche, poils de nylon, manche ergonomique	1 ¼" wide 1 ¼" de largeur	7"	12

Non-sterile • Non stériles

Keir Surgical
Instrument Care
Instruments Chirurgicaux

Keir Surgical Complete Care offers a full range of instrument repair solutions.
La Solution Complète de Keir Surgical offre une gamme de solutions de réparation.

Off-Site Repair
Réparation en Atelier

Full range of repair services at our National Repair Centre in Oshawa, Ontario. High-quality service & quick turnaround.

Gamme complète de services offert à notre Centre de réparation national à Oshawa, Ontario. Service de haute qualité et délais d'exécution rapide.

On-Site Repair
Réparation Mobile

Service performed at your location, saving time & shipping costs.

Service effectué à votre emplacement, gain en temps et en frais d'expédition.

In-Site Repair
Réparation dans vos locaux

Service performed at a temporary repair lab at your location. Ideal for larger projects.

Service effectué dans un atelier de réparation temporaire à votre emplacement. Idéal pour les grands projets.

Curb-Site Repair
Service de Courtoisie

Repairs are picked up and returned after servicing.

Les réparations sont ramassées et retournées après l'entretien.

SERVICES OFFERED INCLUDE:
LES SERVICES OFFERTS COMPRENNENT :

- Sharpening, Repairs & Refurbishing of General, Laparoscopic, Micro & Specialty Instruments
  Aiguisage, réparation et remise à neuf d'instruments généraux, laparoscopiques, micro et spécialisés
- Re-insulation
  Ré-isolation
- Sterilization container repairs
  Réparation de conteneurs de stérilisation
- Laser Etching
  Marquage au laser
- & More!
  et plus !

For more information, contact us at:
705.201.1188 | repairs@keirsurgical.com

KEIR SURGICAL

Instructions For Use
Instructions d'utilisation

Instructions for Use

Inital Use

- All instruments which are being used for the first time must be thoroughly cleaned, rinsed and then sterilized before using.

Cleaning

- Soiled instruments should be soaked in a detergent or moistened using a pre-clean foam/gel. Instruments should not soak for long periods in tap water nor should blood be allowed to dry on the instruments.
- Whenever possible, instruments that can be dismantled should be taken apart for cleaning
- An ultrasonic bath is appropriate for hard to clean instruments.
- Machine or manual cleaning is acceptable. Care should be taken to assure that detergents are compatible with instrument materials.
- Following chemical disinfection, instruments should be rinsed using distilled water.
- Hinged instruments should be opened before cleaning.
- Considerations for the weight and bulk of instruments in a basket should be made during the cleaning process to ensure that cleaning fluids can circulate freely.
- Deposits remaining after the cleaning process should be completely removed before sterilization.
- Instruments with many moving parts or specific articulation should be lubricated with a steam soluble lubricant (milk).
- Instruments must be carefully dried after cleaning and rinsing is complete.

Testing for Correct Function

- Instruments should be carefully and thoroughly checked before each use.
- After each cleaning, instruments should be visibly free from protein-based residue and other soil.
- Care should be taken so that any cracks, breakage or corrosion is noticed.
- Instruments with flecks should be separated and taken out for special treatment.
- All moving parts as well as working tips and blades should be checked with special care.
- Instruments which are in any way defective or damaged should be immediately sorted out from the others and sent to Keir Surgical for repair or replacement.

Sterilization

- All stainless steel instrumentation from Keir Surgical may be steam sterilized based upon the following criteria:
  - 270°F Pre-Vacuum Steam Cycle (132°C)
  - Exposure Temperature: 270° – 275°F (132° – 135°C)
  - Exposure Time: 4 minutes
- Instruments with ratchets or self-retaining mechanisms should be sterilized in the open position.
- Please follow the autoclave manufacturer's operating instructions. All machines used must comply with all current quality standards.
- Sterilization packing material or containers must comply with current standards.

Instructions d'utilisation

Première utilisation

- Les instruments réutilisables doivent être nettoyés, rincés et stérilisés avant d'être utilisés pour la première fois.

Nettoyage

- Les instruments souillés doivent être submergés dans un détergent enzymatique doux ou asperger d'un agent de pré-trempage en émoussé ou gel. Il faut éviter que les instruments trempent pour de longues périodes de temps dans l'eau courante. Il faut aussi éviter que le sang sèche sur les instruments.
- Les instruments démontables doivent être désassemblés lors du processus de nettoyage.
- Le nettoyeur à ultrasons est fortement recommandé pour éliminer les souillures dans les articulations, crevasses, canules et autres zones difficiles d'accès.
- Le nettoyage à la main ou au laveur-désinfecteur automatique des instruments est recommandé. Cependant, assurez-vous que les détergents utilisés sont compatibles avec l'instrument.
- Suite à la désinfection chimique, les instruments doivent être rincés à l'eau déminéralisée.
- Les instruments à charnière doivent être en position complètement ouverte afin de nettoyer les souillures.
- Veuillez ne pas surcharger les plateaux de stérilisation afin d'optimiser le nettoyage et permettre aux agents nettoyants de circuler librement.
- Suite au cycle de nettoyage, vérifier qu'il ne reste aucune souillure visible sur l'instrument avant de procéder à la stérilisation.
- Les instruments possédant des parties amovibles ou articulations doivent être lubrifiés à l'aide d'un lubrifiant validé pour cette fin.
- Sécher soigneusement les instruments après le cycle de nettoyage et de rinçage.

Vérification des instruments

- Vérifier l'état des instruments avant chaque utilisation.
- Après chaque étape de nettoyage, vérifier qu'il n'y ait pas de souillures visibles sur les instruments.
- Vérifier que les instruments ne soient pas brisés, fissurés ou rouillés.
- Les instruments souillés doivent être mis à part pour décontamination.
- Les instruments démontables ou tranchants doivent subir une inspection plus soignée.
- Les instruments défectueux ou endommagés doivent être envoyés chez Keir Surgical pour réparation ou remplacement.

Stérilisation

- Tous les instruments en acier inoxydable de Keir Surgical doivent être stérilisés à la vapeur selon les directives suivantes :
  - 270°F (132°C) cycle autoclave à vide poussé
  - Température d'exposition entre 270°F et 275°F (132°C – 135°C)
  - 4 minutes de durée d'exposition minimale
- Les instruments à charnière doivent être en position ouverte pour la stérilisation.
- Veuillez suivre les instructions du manufacturier du stérilisateur afin de respecter les différentes normes de qualité.
- L'emballage ou le contenant de stérilisation utilisé doit être conforme aux normes.

Appendix: Measurement Conversion Chart
Annexe : Tableau de conversion des mesures

MM	**INCH** POUCE	**GAUGE** JAUGE	**FRENCH**	**COLOUR BEAD** COULEURS DES PERLES **FR- series** Série FR-
0.33	0.013	28	1	
0.68	0.026	22	2	
1.00	0.039	18	3	**Purple / Pourpre**
1.35	0.053	16	4	**Aqua**
1.67	0.063 – 1/16	14	5	**Red / Rouge**
2.00	0.079	12	6	**White / Blanche**
2.30	0.092	11	7	**Blue / Bleue**
2.70	0.105	10	8	**Brown / Brun**
3.00	0.118		9	**Yellow / Jaune**
3.30	0.125 – 1/8		10	**Black / Noire**
3.70	0.144		11	**Green / Verte**
4.00	0.158		12	**Orange**
4.70	0.188 – 3/16		14	
5.00	0.197		15	
6.00	0.236		18	
6.30	0.250 – 1/4		19	
6.70	0.263		20	
7.00	0.276		21	
8.00	0.313 – 5/16		24	
9.00	0.354		27	
9.70	0.375 – 3/8		29	
10.00	0.393		30	
10.30	0.406		31	
10.70	0.419		32	
11.00	0.438 – 7/16		33	
12.00	0.472		36	
12.70	0.500 – 1/2		38	
13.00	0.513		39	
14.30	0.563 – 9/16		43	
16.00	0.625 – 5/8		48	
17.70	0.688 – 11/16		53	
19.00	0.750 – 3/4		57	
20.00	0.787		60	
20.70	0.813–13/16		62	
22.30	0.875 – 7/8		67	
24.00	0.938–15/16		72	
25.00	1.000		75	
30.00	1.250–1 1/4			
40.00	1.500-1 1/2			
45.00	1.750-1 3/4			

Index

Product Code Code du produit	Pg.	Product Code Code du produit	Pg.	Product Code Code du produit	Pg.	Product Code Code du produit	Pg.
10-1000	40	KB5-400	30	KB11-161	32	KB25-302	35
10-1001	40	KB5-401	30	KB11-200	32	KB25-304	35
10-1002	40	KB5-402	30	KB11-201	32	KB98-080	37
10-1003	40	KB5-403	30	KB11-402	32	KB98-100	37
10-1010	40	KB5-500	29	KB11-403	32	KB98-106	37
10-1011	40	KB5-501	29	KB11-404	32	KB98-160	37
10-1012	40	KB6-100	30	KB11-405	32	KB98-200	37
10-1013	40	KB6-102	30	KB11-500	32	KB98-320	37
11-1002	40	KB6-104	30	KB11-501	32	KB98-480	37
11-1003	40	KB6-106	30	KB11-502	32	KB98-520	37
11-1005	40	KB6-108	30	KB11-503	32	KB98-600	37
11-1025	40	KB6-110	30	KB11-504	32	KB98-640	37
11-1065	40	KB6-112	30	KB11-505	32	KB98-750	37
11-1085	40	KB6-200	30	KB13-100	33	KS01-2001	39
11-3002	40	KB6-210	30	KB13-102	33	KS01-2002	39
11-3003	40	KB6-220	30	KB13-104	33	KS01-2003	39
KB4-100	29	KB6-300	30	KB13-106	33	KS01-2004	39
KB4-102	29	KB6-310	30	KB13-210	33	KS01-2005	39
KB4-104	29	KB6-320	30	KB13-220	33	KS01-2006	39
KB4-106	29	KB7-100	31	KB13-222	33	KS01-2007	39
KB4-200	29	KB7-102	31	KB13-260	33	KS01-2008	39
KB5-100	29	KB7-104	31	KB14-100	34	KS01-2009	39
KB5-102	29	KB7-106	31	KB14-102	34	KS03-0100	23
KB5-104	29	KB7-204	31	KB14-120	34	KS03-0102	23
KB5-105	29	KB7-210	31	KB14-122	34	KS03-0104	23
KB5-106	29	KB7-220	31	KB14-210	32	KS04-1310	5
KB5-110	29	KB7-400	31	KB14-211	32	KS04-3000	5
KB5-112	29	KB7-410	31	KB14-212	32	KS04-3001	5
KB5-114	29	KB7-420	31	KB14-213	32	KS04-3010	5
KB5-115	29	KB8-100	31	KB15-301	33	KS04-4000	5
KB5-116	29	KB8-102	31	KB15-310	33	KS04-4010	5
KB5-120	29	KB8-104	31	KB16-204	33	KS04-7000	5
KB5-122	29	KB8-200	31	KB19-600	34	KS05-1036	5
KB5-124	29	KB8-202	31	KB19-602	34	KS05-1066	5
KB5-125	29	KB8-210	31	KB19-604	34	KS05-1200	5
KB5-126	29	KB8-211	31	KB19-608	34	KS05-1201	5
KB5-200	29	KB8-300	31	KB19-702	34	KS05-1202	5
KB5-201	29	KB8-902	32	KB19-704	34	KS05-1203	5
KB5-210	29	KB8-906	32	KB19-706	34	KS05-1204	5
KB5-211	29	KB8-910	32	KB19-800	34	KS05-1205	5
KB5-300	29	KB10-100	32	KB19-802	34	KS05-1224	5
KB5-302	29	KB10-104	32	KB20-100	35	KS05-1300	5
KB5-310	30	KB11-100	32	KB20-102	35	KS05-1301	5
KB5-312	30	KB11-101	32	KB23-104	34	KS05-1311	6
KB5-350	30	KB11-160	32	KB25-300	35	KS05-1351	6

Index

Product Code Code du produit	Pg.
KS05-2034	6
KS05-2035	6
KS05-2044	6
KS05-2045	6
KS05-2062	6
KS05-2063	6
KS05-2066	6
KS05-2067	6
KS05-2150	6
KS05-2152	7
KS05-2154	7
KS05-2180	7
KS05-2200	7
KS05-2240	7
KS05-2264	7
KS06-1200	8
KS06-1201	8
KS06-1204	8
KS06-1205	8
KS06-1311	8
KS06-1351	8
KS06-2044	8
KS06-2045	8
KS07-1204	9
KS07-1205	9
KS07-1351	9
KS07-2044	9
KS07-2045	9
KS14-4008	41
KS14-4008L	42
KS14-4010	41
KS14-4010L	42
KS14-4012	41
KS14-4012L	42
KS14-4014	41
KS14-4014L	42
KS14-4014T	41
KS14-4014TL	42
KS14-4016	41
KS14-4016L	42
KS14-4016T	41
KS14-4016TL	42
KS14-4020	41
KS14-4020L	42
KS14-4020T	41
KS14-4020TL	42
KS14-4025	41
KS14-4025L	42
KS14-4025T	41
KS14-4025TL	42
KS14-4028	41
KS14-4028L	42
KS14-4028T	41
KS14-4028TL	42
KS14-4030	41
KS14-4030L	42
KS14-4030T	41
KS14-4030TL	42
KS14-4035	41
KS14-4035L	42
KS14-4035T	41
KS14-4035TL	42
KS14-4040	41
KS14-4040L	42
KS14-4040T	41
KS14-4040TL	42
KS14-4045	41
KS14-4045L	42
KS14-4045T	41
KS14-4045TL	42
KS14-4050	41
KS14-4050L	42
KS14-4050T	41
KS14-4050TL	42
KS14-6008	41
KS14-6008D	41
KS14-6008DL	42
KS14-6008L	42
KS14-6010	41
KS14-6010D	41
KS14-6010DL	42
KS14-6010L	42
KS14-6012	41
KS14-6012D	41
KS14-6012DL	42
KS14-6012L	42
KS14-6014	41
KS14-6014D	41
KS14-6014DL	42
KS14-6014L	42
KS14-6014T	41
KS14-6014TD	41
KS14-6014TDL	42
KS14-6014TL	42
KS14-6016	41
KS14-6016D	41
KS14-6016DL	42
KS14-6016L	42
KS14-6016T	41
KS14-6016TD	41
KS14-6016TDL	42
KS14-6016TL	42
KS14-6020	41
KS14-6020D	41
KS14-6020DL	42
KS14-6020L	42
KS14-6020T	41
KS14-6020TD	41
KS14-6020TDL	42
KS14-6020TL	42
KS14-6025	41
KS14-6025D	41
KS14-6025DL	42
KS14-6025L	42
KS14-6025T	41
KS14-6025TD	41
KS14-6025TDL	42
KS14-6025TL	42
KS14-6028	41
KS14-6028D	41
KS14-6028DL	42
KS14-6028L	42
KS14-6028T	41
KS14-6028TD	41
KS14-6028TDL	42
KS14-6028TL	42
KS14-6030	41
KS14-6030D	41
KS14-6030DL	42
KS14-6030L	42
KS14-6030T	41
KS14-6030TD	41
KS14-6030TDL	42
KS14-6030TL	42
KS14-6035	41
KS14-6035D	41
KS14-6035DL	42
KS14-6035L	42
KS14-6035T	41
KS14-6035TD	41
KS14-6035TDL	42
KS14-6035TL	42
KS14-6040	41
KS14-6040D	41
KS14-6040DL	42
KS14-6040L	42
KS14-6040T	41
KS14-6040TD	41
KS14-6040TDL	42
KS14-6040TL	42
KS14-6045	41
KS14-6045D	41
KS14-6045DL	42
KS14-6045L	42
KS14-6045T	41
KS14-6045TD	41
KS14-6045TDL	42
KS14-6045TL	42
KS14-6050	41
KS14-6050D	41
KS14-6050DL	42
KS14-6050L	42
KS14-6050T	41
KS14-6050TD	41
KS14-6050TDL	42
KS14-6050TL	42
KS14-9008	41
KS14-9008D	41
KS14-9008DL	42
KS14-9008L	42
KS14-9010	41
KS14-9010D	41
KS14-9010DL	42
KS14-9010L	42
KS14-9012	41
KS14-9012D	41
KS14-9012DL	42
KS14-9012L	42
KS14-9014	41
KS14-9014D	41

Index

Product Code Code du produit	Pg.	Product Code Code du produit	Pg.	Product Code Code du produit	Pg.	Product Code Code du produit	Pg.
KS14-9014DL	42	KS14-9030TL	42	KS16-1210	11	KS25-1005	18
KS14-9014L	42	KS14-9035	41	KS16-1214	11	KS25-1100	18
KS14-9014T	41	KS14-9035D	41	KS16-1316	11	KS25-1102	18
KS14-9014TD	41	KS14-9035DL	42	KS16-1318	11	KS25-1104	18
KS14-9014TDL	42	KS14-9035L	42	KS16-1400	11	KS25-1105	18
KS14-9014TL	42	KS14-9035T	41	KS16-1410	11	KS25-1300	19
KS14-9016	41	KS14-9035TD	41	KS16-1450	11	KS25-1302	19
KS14-9016D	41	KS14-9035TDL	42	KS16-1470	12	KS25-1304	19
KS14-9016DL	42	KS14-9035TL	42	KS18-1000	13	KS25-1430	19
KS14-9016L	42	KS14-9040	41	KS18-1001	13	KS25-2002	19
KS14-9016T	41	KS14-9040D	41	KS18-1100	13	KS28-1114	20
KS14-9016TD	41	KS14-9040DL	42	KS18-1101	13	KS28-1116	20
KS14-9016TDL	42	KS14-9040L	42	KS18-1131	13	KS28-1118	20
KS14-9016TL	42	KS14-9040T	41	KS18-1204	14	KS29-0100	20
KS14-9020	41	KS14-9040TD	41	KS18-1205	14	KS29-0200	20
KS14-9020D	41	KS14-9040TDL	42	KS18-1207	14	KS29-0300	20
KS14-9020DL	42	KS14-9040TL	42	KS18-1209	14	KS29-0302	20
KS14-9020L	42	KS14-9045	41	KS18-1234	14	KS29-0304	20
KS14-9020T	41	KS14-9045D	41	KS18-1235	14	KS29-0306	20
KS14-9020TD	41	KS14-9045DL	42	KS18-1236	14	KS29-0400	20
KS14-9020TDL	42	KS14-9045L	42	KS18-1237	14	KS31-1000	21
KS14-9020TL	42	KS14-9045T	41	KS18-1238	14	KS31-1002	21
KS14-9025	41	KS14-9045TD	41	KS19-4000	15	KS32-1000	21
KS14-9025D	41	KS14-9045TDL	42	KS19-4001	15	KS32-1001	21
KS14-9025DL	42	KS14-9045TL	42	KS19-4002	15	KS32-1010	21
KS14-9025L	42	KS14-9050	41	KS19-4016	15	KS32-1011	21
KS14-9025T	41	KS14-9050D	41	KS19-4109	15	KS32-2432	21
KS14-9025TD	41	KS14-9050DL	42	KS22-1100	16	KS32-3110	22
KS14-9025TDL	42	KS14-9050L	42	KS22-1102	16	KS32-3112	22
KS14-9025TL	42	KS14-9050T	41	KS22-1104	16	KS32-3114	22
KS14-9028	41	KS14-9050TD	41	KS22-1112	16	KS32-3115	22
KS14-9028D	41	KS14-9050TDL	42	KS22-1114	16	KS32-3116	22
KS14-9028DL	42	KS14-9050TL	42	KS22-1222	17	KS34-0110	22
KS14-9028L	42	KS15-1004	10	KS22-1228	17	KS34-0111	22
KS14-9028T	41	KS15-1006	10	KS22-1300	17	KS34-0112	22
KS14-9028TD	41	KS15-1016	10	KS22-1301	17	KS34-0113	22
KS14-9028TDL	42	KS15-1018	10	KS22-1302	17	KS34-6003	22
KS14-9028TL	42	KS15-1400	10	KS22-1303	17	KS40-0100	16
KS14-9030	41	KS15-1410	10	KS22-1322	26	KS40-0200	16
KS14-9030D	41	KS15-1470	10	KS24-1100	18	KS40-0300	16
KS14-9030DL	42	KS15-3200	10	KS25-0119	18	KS40-0302	16
KS14-9030L	42	KS15-3202	10	KS25-0120	18	KS47-5002	23
KS14-9030T	41	KS15-3204	10	KS25-1000	18	KS58-0010	12
KS14-9030TD	41	KS16-1204	11	KS25-1002	18	KS58-0011	12
KS14-9030TDL	42	KS16-1206	11	KS25-1004	18	KS58-0012	12

Index

Product Code Code du produit	Pg.
KS58-0020	12
KS58-0021	12
KS58-0022	12
KS62-5310	23
KS62-5313	23
KS62-5319	23
KS62-5463	23
KS62-5465	24
KS62-5503	24
KS63-1000	24
KS63-1002	24
KS68-0019	25
KS68-0020	25
KS68-0021	25
KS68-0022	25
KS68-0023	25
KS68-0024	25
KS68-0025	25
KS68-0026	25
KS68-0027	25
KS68-0028	25
KS68-1001	25
KS68-1002	25
KS69-0020	26
KS69-0099	26
KS69-0100	26
KS69-0401	27
KS69-0402	27
KS69-0403	27
KS69-0430	27
KS69-2000	27

NOTES

Inches to Millimeters
Conversion de pouces en millimètres

1/32″	.79mm	15/32″	11.91mm	29/32″	23.02mm
1/16″	1.59mm	**1/2″**	**12.7mm**	15/16″	23.81mm
3/32″	2.38mm	17/32″	13.49mm	31/32″	24.61mm
1/8″	**3.18mm**	9/16″	14.29mm	**1″**	**25.4mm**
5/32″	3.97mm	19/32″	15.08mm	2″	50.8mm
3/16″	7.76mm	5/8″	15.88mm	3″	76.2mm
7/32″	5.56mm	21/32″	16.67mm	4″	101.6mm
1/4″	**6.35mm**	11/16″	17.16mm	**5″**	**127mm**
9/32″	7.14mm	23/32″	18.26mm	6″	152.4mm
5/16″	7.94mm	**3/4″**	**19.05mm**	7″	177.8mm
11/32″	8.73mm	25/32″	19.84mm	8″	203.2mm
3/8″	9.53mm	13/16″	20.64mm	9″	228.6mm
13/32″	10.32mm	27/32″	21.43mm	**10″**	**254mm**
7/16″	11.11mm	7/8″	22.22mm	**12′**	**304.8mm**

French Conversion • Conversion en unités charrière

For catheters, sounds, bougies, suction tubes, and uterine dilators

Pour les cathéters, sondes, bougies, tubes d'aspiration et dilatateurs utérins

Diameter Diamètre (mm)	French Unités charrière (FR • CH)	Diameter Diamètre (inches • pouces)	Diameter Diamètre (mm)	French Unités charrière (FR • CH)	Diameter Diamètre (inches • pouces)
.33	1	.013	6	18	.236
.5	-	.020	6.33	19	.249
.67	2	.026	6.5	-	.256
1	3	.039	6.67	20	.263
1.33	4	.052	7	21	.275
1.5	-	.059	7.33	22	.288
1.67	5	.066	7.5	-	2.95
2	4	0.79	7.67	23	.302
2.33	7	.092	8	24	.315
2.5	-	.098	8.33	25	.328
2.67	8	.105	8.5	-	.335
3	9	.118	8.67	26	.341
3.33	10	.131	9	27	.354
3.5	-	.138	9.33	28	.367
3.67	11	.144	9.5	-	.374
4	12	.157	9.67	29	.380
4.33	13	.170	10	30	.394
4.5	-	.177	10.33	31	.407
4.67	14	.184	10.67	32	.420
5	15	.197	11	33	.433
5.33	16	.210	11.33	34	.446
5.5	-	.216	11.67	35	.459
5.67	17	.223	12	36	.472



KEIR SURGICAL

INSTRUMENTS FOR LIFE
DES INSTRUMENTS POUR LA VIE

Head Office
Tel: 800.663.4525 or 604.261.9596 | Fax: 604.261.9549
126-408 East Kent Avenue South, Vancouver, BC V5X 2X7

Eastern Regional Office
Tel: 800.663.4525 ou 514.277.5347 | Fascimile: 514.270.5340
9460 Route Transcanadienne, Saint-Laurent, QC H4S 1R7

info@keirsurgical.com | www.keirsurgical.com

PACIFIC SURGICAL

Keir Surgical is a Pacific Surgical Company
Keir Surgical est une filiale de Pacific Surgical