URDM
KEIR SURGICAL

FIÈREMENT CANADIEN
DEPUIS PLUS DE 100 ANS

Retraitement des dispositifs médicaux

Avec:



Caissons et plateaux KS

Avec:

PMC™ LES BROSSES

2026

PRODUITS POUR RETRAITEMENT DES DISPOSITIFS MÉDICAUX

Chez Keir Surgical, notre objectif est de répondre aux besoins de nos clients ainsi qu'aux défis des hôpitaux et des cliniques canadiennes en offrant des produits de haute qualité au meilleur prix possible. Notre objectif est la satisfaction du client.

Brosses et accessoires pour l'URDM

- Brosses de nettoyage pour tous les instruments chirurgicaux courants en conjonction avec un service de consultation unique et gratuit pour rationaliser l'inventaire des brosses, en adaptant les tailles à votre instrumentation pour une efficacité et une commande simplifiée.
- Des tampons de nettoyage qui détachent le biofilm, des lingettes qui capturent les agents pathogènes, des accessoires de protection et d'identification et des protecteurs faciaux.

Caissons et les plateaux

- Une gamme complète de caissons rigides, de paniers et d'accessoires.
- Plateaux à instruments en plastique ou en maille dans une variété de tailles.

Tous nos produits URDM sont garantis SANS LATEX

TABLE DES MATIÈRES

BROSSES ET ACCESSOIRES URDM

Réparations d'instruments 4
Nettoyage des endoscopes 18
Lingettes et tampons de nettoyage 24
Entretien d'instruments 25
Identification des instruments 27
Protection et organisation des instruments 35
Acier inoxydable – articles creux 42
Inspection, validation et séchage 43

CAISSONS ET PLATEAUX

Réparations de conteneurs rigides 47
Systèmes de caissons rigides 49
Plateaux de stérilisation 57

ANNEXE A :

SÉLECTION DE BROSSES PAR INSTRUMENT 64

ANNEXE B :

TABLEAU DE CONVERSION DES MESURES 65

INDICE DES PRODUITS 66

Avec: PMC™ LES BROSSES

KS KEIR SURGICAL

Keir Surgical Instruments Chirurgicaux



La Solution Complète de Keir Surgical offre une gamme de solutions de réparation

Réparation en Atelier

Gamme complète de services offert à notre Centre de réparation national à Oshawa, Ontario. Service de haute qualité et délais d'exécution rapide.

Réparation Mobile

Service effectué à votre emplacement, gain en temps et en frais d'expédition.

Réparation dans vos locaux

Service effectué dans un atelier de réparation temporaire à votre emplacement. Idéal pour les grands projets.

Service de Courtoisie

Les réparations sont ramassées et retournées après l'entretien.

LES SERVICES OFFERTS COMPRENNENT:

- Affûtage, réparation et remise à neuf d'instruments généraux, laparoscopiques, micro et spécialisés
- Ré-isolation
- Caissons de stérilisation
- Marquage au laser
- Et plus!

SOLUTION COMPLÈTE

KS

BROSSES ET ACCESSOIRES URDM

RÉPARATIONS D'INSTRUMENTS **4**

Brosses rigides pour canule 7

Brosses spécialisées pour canules rigides 10

Brosses d'orthopédie 13

Brosses utilitaires 14

NETTOYAGE DES ENDOSCOPES **18**

Brosses pour valves et kits combinés 19

Brosses pour valves et kits combinés 20

Brosses spéciales scope 21

Brosses flexibles pour endoscopes 23

LINGETTES ET TAMPONS DE NETTOYAGE **24**

ENTRETIEN D'INSTRUMENTS **25**

IDENTIFICATION DES INSTRUMENTS **27**

Étiquettes de transport 27

Étiquettes d'identification 28

Étiquettes verrouillables 29

Étiquettes pour endoscopes countdown™ 31

Étiquettes pour endoscope Keir Surgical 32

Bande d'identification 33

PROTECTION ET ORGANISATION DES INSTRUMENTS **35**

Protection des instruments 35

Protecteurs d'embouts 36

Porte-instruments 39

Attaches de câbles en silicone 40

Accessoires et unité de rangement 41

ACIER INOXYDABLE – ARTICLES CREUX **42**

INSPECTION, VALIDATION ET SÉCHAGE **43**

Boroscopes d'inspection 43

Pompe de rinçage TPS 44

Sécheur de canal d'instrumentation 45

CHOISIR LES BROSSES APPROPRIÉES POUR LES INSTRUMENTS RIGIDES

ÉLIMINEZ L'INCERTITUDE DANS LE CHOIX DE VOS BROSSES

Demandez pour une consultation gratuite sur le brossage.

Avec : Les brosses PMC™

CONSEILS POUR CHOISIR UNE BROSSE

1

TYPE D'INSTRUMENT

Tenir compte des surfaces externes et internes à nettoyer.

2

TECHNIQUE

Examiner les recommandations du manufacturier du dispositif et de la brosse.

3

TAILLE APPROPRIÉE

Le diamètre approprié des poils assure une friction efficace pour éliminer les débris. La longueur de la brosse doit être suffisante pour sortir de l'instrument afin d'éliminer les débris de poils. Plusieurs brosses peuvent être nécessaires pour un même item.

Mauvaise taille = Élimination inefficace des débris =
Risque pour le patient + dommages aux instruments + temps de nettoyage supplémentaire

Trop grosse



Trop petite



Bonne taille



BROSSES RIGIDES POUR CANULE

Fil torsadé en acier inoxydable - réutilisables

Micro-canaux



Utilisé couramment pour :

L'aspiration en ORL



CODE	DESCRIPTION	DIAMÈTRE BROSSE	LONGUEUR	QTÉ PQT
M-08-005	Par traction	1,5 FR / ,50 mm	8″	3
M-18-067	Par traction	2 FR / ,67 mm	18″	3
M-12-007	Par traction	2,3 FR / ,077 mm	12″	3
M-12-010	Par traction	3 FR / 1,0 mm	12″	3
M-20-010	Par traction	3 FR/1,0 mm	20″	3
M-12-020	Par traction	6 FR / 2,0 mm	12″	3

*Voir Annexe B pour le tableau de conversion des mesures

BROSSES RIGIDES POUR CANULE

Fil torsadé en acier inoxydable - réutilisables

Petits diamètres



Utilisé couramment pour :

Les succions Frazier, aiguilles de veress



CODE	PERLE	DIAMÈTRE BROSSE	LONGUEUR	QTÉ PQT
FR-12-03	Violette	3 FR / 1,0 mm	12″	3
FR-12-04	Aqua	4 FR /1 ,4 mm	12″	3
FR-12-05	Rouge	5 FR / 1,7 mm	12″	3
FR-12-06	Blanche	6 FR / 2,0 mm	12″	3
FR-12-07	Bleue	7 FR / 2,3 mm	12″	3
FR-12-08	Brune	8 FR / 2,7 mm	12″	3
FR-12-09	Jaune	9 FR / 3,0 mm	12″	3
FR-12-10	Noire	10 FR / 3,3 mm	12″	3
FR-12-11	Verte	11 FR / 3,7 mm	12″	3
FR-12-12	Orange	12 FR / 4,0 mm	12″	3
B-20-017	Non	1,7 mm	20″	3
B-16-020	Rose	2,0 mm	16″	3
B-16-023	Non	2,3 mm	16″	3
B-24-025	Non	2,5 mm	24″	3
B-16-027	Non	2,7 mm	16″	3
B-16-030	Jaune	3,0 mm	16″	3
B-16-033	Mauve	3,3 mm	16″	3
B-16-040	Orange	4,0 mm	16″	3

*Voir Annexe B pour le tableau de conversion des mesures

BROSSES RIGIDES POUR CANULES

Fil torsadé en acier inoxydable - réutilisables


Diamètre moyen à grand



CODE	PERLE	DIAMÈTRE BROSSE	LONGUEUR	QTÉ PQT
B-16-050	Verte	5,0 mm	16″	3
B-20-050	Verte	5,0 mm	20″	3
B-24-050	Verte	5,0 mm	24″	3
B-16-060	Bleue	6,0 mm	16″	3
B-20-060	Non	6,0 mm	20″	3
B-16-070	Argentée	7,0 mm	16″	3
B-24-070	Argentée	7,0 mm	24″	3
B-16-080	Rouge	8,0 mm	16″	3
B-20-080	Rouge	8,0 mm	20″	3
B-16-100	Blanche	10,0 mm	16″	3
B-16-120	Brune	12,0 mm	16″	3
B-16-145	Non	14,5 mm	16″	3

Utilisé couramment pour :

Les succions yankauer, canule d'aspiration poole, succions laparoscopiques, manche / tuyau d'instruments, aspiration et irrigation



Gaine fil rigide



CODE	PERLE	DIAMÈTRE BROSSE	LONGUEUR	QTÉ PQT
S-20-050	Verte	5,0 mm	20″	3
S-21-060	Bleue	6,0 mm	21″	3
S-12-120	Non	12,0 mm	12″	3
S-20-120	Non	12,0 mm	20″	3

Utilisé couramment pour :


Alésoirs flexibles



BROSSES SPÉCIALISÉES POUR CANULES RIGIDES

Fil torsadé en acier inoxydable - réutilisables

Forme en losange



Utilisé couramment pour :

Masque laryngé, succions yankauer, gaines Trocarts, chemises de cystoscopes rigides



CODE	PERLE	DIAMÈTRE BROSSE	LONGUEUR	QTÉ PQT
D-10-159	Verte	5,5 x 15,9 x 5,5 mm	10″	3
D-16-050	Verte	3,0 x 5,0 x 3,0 mm	16″	3
D-16-103	Blanche	6,4 x 10,3 x 6,4 mm	16″	3
D-24-117	Blanche	6,4 x 11,7 x 6,4 mm	24″	3

Embout éventail



Utilisé couramment pour :

Masque laryngé, succions poole, chemises de cystoscopes rigides



CODE	PERLE	DIAMÈTRE BROSSE	LONGUEUR	QTÉ PQT
F-16-080	Rouge	8,0 mm	16″	3
F-12-127	Aqua	12,7 mm	12″	3
F-20-200	Non	20,0 mm	20″	3
F-10-250	Non	25,0 mm	10″	3
F-24-300	Non	30,0 mm	24″	3

800.663.4525 info@keirsurgical.com keirsurgical.com

BROSSES SPÉCIALISÉES POUR CANULES RIGIDES

Manche flexible en PEEK - réutilisables - tête amovible



G-Flex

DIAMÈTRE INTERNE DU CANAL		25 CM MANCHE	50 CM MANCHE	RECHARGES RÉUTILISABLES (3 BROSSES)	FRÉQUENCE DE RENOUVELLEMENT	RECHARGES JETABLES (30)	FRÉQUENCE DE RENOUVELLEMENT
MIN	MAX						
3 mm	4 mm	**610-25SP**	**610-50SP**	**610-00**	2 mois	**610-SU**	1 par jour
4 mm	5 mm	**620-25SP**	**620-50SP**	**620-00**	2 mois	**620-SU**	1 par jour
5 mm	6 mm	**630-25SP**	**630-50SP**	**630-00**	3 mois	**630-SU**	1 par jour
6 mm	8 mm	**635-25SP**	**635-50SP**	**635-00**	3 mois	**635-SU**	1 par jour
8 mm	10 mm	**640-25SP**	**640-50SP**	**640-00**	3 mois	**640-SU**	1 par jour
10 mm	13 mm	**655-25SP**	**655-50SP**	**655-00**	3 mois	**655-SU**	1 par jour
13 mm	20 mm	**680-25SP**	**680-50SP**	**680-00**	3 mois	**680-SU**	1 par jour
20 mm	30 mm	**685-25SP**	**685-50SP**	**685-00**	3 mois	-	1 par jour

Utilisé couramment pour :

Canules trocarts, mandrins d'alésage, cystoscopes



BROSSES SPÉCIALISÉES POUR CANULES RIGIDES

Manche flexible en PEEK - réutilisables - tête amovible



Microflex

DIAMÈTRE INTERNE DU CANAL		20 CM MANCHE	30 CM MANCHE	50 CM MANCHE	75 CM MANCHE	FRÉQUENCE DE RENOUVELLEMENT
MIN	MAX					
0,9 mm	1,1 mm	**730-20**	-	**730-50**	-	1 mois
1,0 mm	1,4 mm	-	**740-30**	**740-50**	**740-75**	1 mois
1,4 mm	2,4 mm	-	**750-30**	**750-50**	**750-75**	2 mois
2,4 mm	3,4 mm	-	**760-30**	**760-50**	**760-75**	2 mois
3,4 mm	4,4 mm	-	**770-30**	**770-50**	**770-75**	2 mois
4,0 mm	5,0 mm	-	**780-30**	**780-50**	**780-75**	2 mois

Utilisé couramment pour :

Succions Frazier, Trocarts, aiguilles de veress



BROSSES D'ORTHOPÉDIE

Brosses pour fraises orthopédiques



BUR-1033



BUR-1050



TSN-2100




510



550

Utilisé couramment pour :

Râpes et Fraises



CODE	DESCRIPTION	DIAMÈTRE BROSSE	LONGUEUR	QTÉ PQT
BUR-1031	Une seule rangée acier inoxydable fin	1/8"	6"	1
B-BUR-1031	Une seule rangée acier inoxydable fin	1/8"	6"	25
BUR-1033	Trois rangées acier inoxydable fin	3/8"	6"	1
B-BUR-1033	Trois rangées acier inoxydable fin	3/8"	6"	12
BUR-1050	Rond acier inoxydable fin	3/8"	5"	1
B-BUR-1050	Rond acier inoxydable fin	3/8"	5"	25
NBUR-1050	Rond poils en nylon	3/8"	5"	1
B-NBUR-1050	Rond poils en nylon	3/8"	5"	12
TSN-2100	Brosse à dents rouge, poils courts en nylon	1/4"	7"	10
B-TSN-2100	Brosse à dents rouge, poils courts en nylon	1/4"	7"	100
510	Brosse à dents verte, poils en thermoplastique	3/4"	8,5"	1
550	Brosse à râper blanche, poils en thermoplastique	1 3/4"	9"	1

BROSSES D'ORTHOPÉDIE

Brosses à alésoir



AR-755



BR-070

Utilisé couramment pour :

Alésoirs acétabulaires, alésoirs flexibles pour os



CODE	DESCRIPTION	DIAMÈTRE BROSSE	LONGUEUR	QTÉ PQT
AR-755	Extrémités rondes et pointues	44,0 et 8,0 mm	7,5″	3
BR-030	Gaine solide	3,0 mm	25″	3
BR-050	Gaine solide	5,0 mm	25″	3
BR-070	Gaine solide	7,0 mm	25″	3

BROSSES UTILITAIRES


Brosses à main et à ongles



CODE	DESCRIPTION	DIAMÈTRE BROSSE	LONGUEUR	QTÉ PQT
BN-12	Brosse à main et à ongles, double face	1,25″	3,5″	12

BROSSES UTILITAIRES

Brosses de nettoyage



Utilisé couramment pour :

Pinces, porte-aiguilles, ciseaux, nettoyage extérieur



CODE	DESCRIPTION	DIAMÈTRE BROSSE	LONGUEUR	QTÉ PQT
TB-2100	Brosse à dents rouge, poils de cuivre	¼" de largeur	7"	10
B-TB-2100	Brosse à dents rouge, poils de cuivre, en vrac	¼" de largeur	7"	100
TN-2100	Brosse à dents rouge, poils de nylon	¼" de largeur	7"	10
B-TN-2100	Brosse à dents rouge, poils de nylon, en vrac	¼" de largeur	7"	100
TN-2121	Brosse à dents taupe foncé, poils de nylon, double extrémité	¼" de largeur	7"	10
B-TN-2121	Brosse à dents taupe foncé, poils de nylon, double extrémité / en vrac	¼" de largeur	7"	100
TNG-2100	Brosse à dents verte, poils de nylon	¼" de largeur	7"	10
B-TNG-2100	Brosse à dents verte, poils de nylon, en vrac	¼" de largeur	7"	100
TS-2100	Brosse à dents rouge, poils en acier inoxydable	¼" de largeur	7"	10
B-TS-2100	Brosse à dents rouge, poils en acier inoxydable, en vrac	¼" de largeur	7"	100
TSN-2100	Brosse à dents rouge à poils courts en nylon	¼" de largeur	7"	10
B-TSN-2100	Brosse à dents rouge, poils courts en nylon, en vrac	¼" de largeur	7"	100
B-TNSU	Brosse à dents noire, poils en nylon, *Usage unique	¼" de largeur	7"	100
UB-69	Brosse à récurer blanche, poils de nylon, manche ergonomique	1 ¼" de largeur	7"	12
530	Brosse à dents blanche, poils en thermoplastique	3/4" de largeur	8,5"	1

BROSSES UTILITAIRES

Brosses pour bacs et autoclaves



R-17-175



BRS-8



R-16-500



BRS-9



RP-16-240

Utilisé couramment pour :

Urinoirs, bacs, autoclaves



CODE	DESCRIPTION	TAILLE DE LA BROSSE	LONGUEUR TOTALE	QTÉ PQT
R-17-175	Brosse flexible	1 3/4" diamètre	17"	3
R-16-500	Embout éventail, gaine torsadée	2" diamètre	16"	3
RP-16-240	Manche en plastique, tête arrondie	2 7/8" diamètre	16"	2
BRH-60	Sterilizer Brush Handle	-	36"	1
BRHS-608	Sterilizer Brush Kit - Includes 1 brush head & 1 handle	4,75"	44"	1
BRS-8	Sterilizer Brush Head	4,75"	8"	1
BRS-9	Sterilizer Cleaning Brushes, Nylon Bristels	1,625"	8,5"	1

ENTRETIEN DES ENDOSCOPES KEIR SURGICAL



Nous sommes heureux de proposer la réparation des endoscopes flexibles dans un seul programme pratique.





Tarification échelonnée selon le niveau de réparation!

FEO CORRECT™

PROGRAMME DE SOLUTION COMPLÈTE KEIR SURGICAL

CE QUE NOUS OFFRONS :

- **Délai d'exécution rapide :** réparations effectuées dans nos installations ultramodernes de Vaughan, en Ontario.
- **Haute qualité :** certifié ISO 13485 et une équipe de techniciens cumulant plus de 250 ans d'expérience en réparation d'endoscopes OEM Correct™.
- **Économies de coûts :** des économies significatives par rapport aux réparations d'origine.

SOLUTION COMPLÈTE

KS

CHOISIR LES BROSSES APPROPRIÉES POUR LES ENDOSCOPES

ÉLIMINEZ LES INCERTITUDES DANS LE CHOIX DES BROSSES

Renseignez-vous sur notre consultation gratuite de brosses !

Avec: PMC™ Brushes

DES CONSEILS POUR CHOISIR UNE BROSSE :

1


CANAUX
Identifiez les canaux/ports d'endoscope nécessitant un brossage pour chaque modèle.

2

TECHNIQUE
Examinez la méthode de brossage exigée par les instructions d'utilisation - nombre de balayages; pousser ou tirer à travers.

3

TAILLE APPROPRIÉE
Les normes CSA mettent l'accent sur la taille des brosses pour un bon nettoyage des canaux et la prévention des dommages.



Confirmez que les spécifications du canal de la marque/du modèle d'endoscope sont compatibles avec le diamètre et la longueur du canal minimum/maximum de la brosse. Reportez-vous à la colonne correspondante dans les tableaux de produits PMC.

Note –Les KITS comprennent également la brosse VCB-0511-15 pour valves de 5/11mm.

BROSSES POUR VALVES ET KITS COMBINÉS

À usage unique



Avec: PMC Brushes

BROSSES POUR VALVES


CODE	DESCRIPTION	DIAMÈTRE BROSSE	LONGUEUR	QTÉ PQT
VCB-10	Embout simple	10 mm	7 cm	100
VCB-0511-15	Embout double	5 mm et 11 mm	15 cm	100

BROSSES POUR VALVES ET KITS COMBINÉS

Endoscope flexible, à double extrémité – à Usage unique

Brosses à extrémité simple et double pour un nettoyage efficace des résidus.
Plastique adapté aux canaux et extrémité de la brosse revêtue pour éviter les rayures des canaux.
Cathéter coloré, identification rapide des différentes tailles de brosse.
Kits faciles à utiliser, emballés individuellement.
Comprend une brosse pour canal et une brosse combinée pour port/valve.

Avec: PMC™ Brushes



BROSSES À EXTRÉMITÉ SIMPLE

CODE	COULEUR GAINE	DIAMÈTRE BROSSE	COMPATIBLE CANAL	LONGUEUR	TYPE DE SCOPE	QTÉ PQT
KIT-0002-100	Blanc	2,0 mm	1,0-1,7 mm	100 cm	Micro-canal	50
KIT-0003-120	Violet	3,0 mm	2,0-2,2 mm	120 cm	Broncho/Cysto	50
KIT-0005-230	Bleu	5,0 mm	2,0-4,5 mm	230 cm	Endoscopes Gastro	50

BROSSES À EXTRÉMITÉ DOUBLE



CODE	COULEUR GAINE	DIAMÈTRE BROSSE	COMPATIBLE CANAL	LONGUEUR	TYPE DE SCOPE	QTÉ PQT
KIT-0202-100	Blanc	2,0 mm	1,0-1,7 mm	100 cm	Micro-canal	50
KIT-0303-120	Violet	3,0 mm	2,0-2,2 mm	120 cm	Broncho/Cysto	50
KIT-0303-230	Violet	3,0 mm	2,0-2,2 mm	230 cm	Gastro Pédiatrique	50
KIT-0505-230	Bleu	5,0 mm	2,0-4,5 mm	230 cm	Endoscopes Gastro	50
KIT-0505-250	Bleu	5,0 mm	> 2,8 mm	250 cm	Entéroscopes	50

Note –Les KITS comprennent également la brosse VCB-0511-15 pour valves de 5/11mm.

BROSSES SPÉCIALES SCOPE



À usage unique

Brosses pour canal

CODE	COULEUR GAINE	DIAMÈTRE BROSSE	COMPATIBLE CANAL	LONGUEUR	TYPE DE SCOPE	QTÉ PQT
CB-0002-100	Blanc	2,0 mm	1,2-1,5 mm	100 cm	Micro-canal	50
CB-0003-120	Violet	3,0 mm	2,0-2,2 mm	120 cm	Broncho/Cysto	50
CB-0005-230	Bleu	5,0 mm	2,0-4,5 mm	230 cm	Endoscopes Gastro	50
CB-0510-230	Bleu	5,0 mm	2,0-4,5 mm	230 cm	Brosse Jumbo	50

Brosses pour canal double






CODE	DESCRIPTION	DIAMÈTRE BROSSE	CANAL COMPATIBLE	LONGUEUR	QTÉ PQT
CB1015	Gaine jaune	2,0 mm	1,2-1,5 mm	100 cm	100
4665	Gaine verte	5,0-6,0 mm	> 2,0 mm	100 cm	25
CB2024-L	Gaine blanche	3,0 mm	2,0-2,4 mm	230 cm	50
CB2845	Gaine bleue	5,0 mm	2,8-4,5 mm	230 cm	50
4660	Gaine bleue	5,0-6,0 mm	> 2,0 mm	260 cm	25

BROSSES SPÉCIALES SCOPE


À usage unique

Modèles de brosses à tirer une passe



CODE	DESCRIPTION	DIAMÈTRE BROSSE	CANAL COMPATIBLE	LONGUEUR	QTÉ PQT
CAT-1	Gaine bleue	-	2,7-4,5 mm	230 cm	100
CAT-2	Gaine verte	-	2,0-2,2 mm	120 cm	100

Brosse Caterpillar ™
Longueur de la tête de la brosse de 30 cm



CODE	DESCRIPTION	DIAMÈTRE BROSSE	CANAL COMPATIBLE	LONGUEUR	QTÉ PQT
DT2022	Gaine couleur sarcelle	-	2,0-2,2 mm	110 cm	100
DT2832	Gaine violette	-	2,8-3,2 mm	230 cm	100
DT3542	Gaine rose	-	3,5-4,2 mm	230 cm	100

Brosse Dragontail™
Brins de microfibre

BROSSES SPÉCIALES SCOPE
Réutilisables

Brosses pour valves





CODE	DESCRIPTION	DIAMÈTRE BROSSE	LONGUEUR BROSSE	QTÉ PQT
8500	Rouge, à double extrémité	12,0 et 4,0 mm	2,5 et 1 cm	5
DV-82	Noire, à double extrémité	11,0 et 4,0 mm	4 et 1 cm	5
SV-80	Noire, à une seule extrémité	11,0 mm	4 cm	5

BROSSES FLEXIBLES POUR ENDOSCOPES
Réutilisables

Brosses pour canal



CODE	DIAMÈTRE BROSSE	CANAL COMPATIBLE	LONGUEUR GAINE	QTÉ PQT
8202	0,8 mm	> 1,0 mm	120 cm	2
8204	2,0 mm	> 1,4 mm	120 cm	2
8206	3,0 mm	> 1,8 mm	120 cm	2


LINGETTES ET TAMPONS DE NETTOYAGE

À usage unique



Clear Path™ Lingettes en microfibres

Capturez les spores et autres agents pathogènes viables à un niveau microscopique. Technologie de microfibre divisée non tissée à faible teneur en particules. Compatible avec n'importe quelle marque de désinfectant de surface. Éprouvé pour éliminer les agents pathogènes des superbactéries C. difficile, ERV, CRE et norovirus.



Draco™ Tampons de nettoyage en profondeur

Nettoyage en profondeur non abrasif.
Démontré pour éliminer le biofilm et les contaminants adhérents.
Côté microfibre - capture les particules microscopiques.



Tampons de nettoyage enzymatique à double-texture

Côté rugueux et côté lisse adaptés à tous les instruments.
Humidifiez avec de l'eau pour activer le détergent.
Le détergent enzymatique multi-niveaux dissout efficacement le sang, la graisse, les tissus, les protéines et la plupart des autres formes de matières organiques.
Non toxique, au pH neutre et sûr pour tous les instruments chirurgicaux.



Tampons de nettoyage à sec, texturisés

Efficace pour le nettoyage manuel.
Élimine les débris avec facilité.
Non abrasif.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	QTÉ PQT
W5412-30	Clear Path™ Lingettes en microfibres (20 sacs imperméables de 30 lingettes)	8" x 12"	600
W5412-150	Clear Path™ Lingettes en microfibres (8 sacs de 150 lingettes)	10" x 12"	1200
PW0909100	Clear Path™ Lingettes en microfibres (6 sacs de 100 lingettes)	9" x 9"	600
HY0305	Tampons de nettoyage en profondeur DRACO	3,5" x 5"	100
3550DT	Tampons de nettoyage enzymatiques à double- texture	3,5" x 5"	100
3550K	Tampons de nettoyage à sec, texturisés	3,5" x 5,5"	200

ENTRETIEN D'INSTRUMENTS



Mousse pulvérisée

Pulvérisation moussant enzymatique pratique pour une application immédiate. Décompose et élimine la charge biologique.

CODE	DESCRIPTION	QTÉ PQT
SS-21-4001	Vaporisateur hautement moussant enzymatique – Prêt à l'emploi, bouteille de 946 ml	1
SS-21-4012	Vaporisateur hautement moussant enzymatique – Prêt à l'emploi, bouteille de 946 ml	12

Détachant





CODE	DESCRIPTION	QTÉ PQT
KSLSR-8501	Détachant pour instruments - pot en plastique de 3 onces avec couvercle à visser	1
KRS-1	Le détachant pour rouille et taches d'instruments Restore, bouteille de 1 gallon	4
KRS-32	Vaporisateur/détachant moussant pour rouille et taches d'instruments, 32 onces	12

ENTRETIEN D'INSTRUMENTS

Lubrifiant pour instruments chirurgicaux



CODE	DESCRIPTION	QTÉ PQT
IL-5	Lubrifiant pour instruments Peak Performance™, 5 gallons	1
IL-8P	Lubrifiant pulvérisant pour instruments Peak Performance™, 8 onces	24



Détachant à adhésif

CODE	DESCRIPTION	QTÉ PQT
AR-8	Détachant à adhésif Tackle, 8 onces	12

ÉTIQUETTES DE TRANSPORT

Identifier les plateaux d'équipements et de dispositifs médicaux propres ou souillés



BCL500



HLD500



BH100



CLN100

Étiquettes doubles

Amovibles - l'adhésif à faible adhérence ne laisse aucun résidu. Facile à appliquer et à enlever, même avec des gants. Décollez l'étiquette CLEAN pour afficher l'étiquette BIOHAZARD.

Étiquettes simples

Amovibles – l'adhésif à faible adhérence ne laisse aucun résidu. Achetez séparément les étiquettes BIOHAZARD ou CLEAN. Faites des économies lorsqu'une seule étiquette est nécessaire.



CLN33

Étiquettes pour surfaces désinfectées

Amovibles - l'adhésif a faible adhérence ne laisse aucun résidu, cent (100) étiquettes en blocs semblables à des notes « post It » identifie l'équipement propre prêt à être utilisé.

MEILLEURE PRATIQUE = Transport sécurisé des dispositifs contaminés

La norme CSA Z314:23 Retraitement des dispositifs médicaux canadiens indique à l'article 11.3.1.4 que les contenants utilisés pour la collecte des articles souillés doivent être étiquetés de manière à indiquer qu'ils contiennent des dispositifs médicaux contaminés.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	QTÉ PQT
BCL500	Étiquette amovible double pour les risques biologiques et la propreté (5 pqts de 100)	4" x 4"	500
HLD500	Étiquette amovible double pour la désinfection de haut niveau et le risque biologique (5 pqts de 100)	4" x 4"	500
BH100	Étiquette amovible BIOHAZARD (5 pqts de 100)	4" x 4"	500
CLN100	Étiquette simple amovible CLEAN (5 pqts de 100)	4" x 4"	500
CLN33	Blocs d'étiquettes amovibles pour surfaces désinfectées (10 blocs de 100 étiquettes)	3" x 3"	1000


ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION


À usage unique





Étiquettes à écrire


Le paquet comprend :
Un (1) marqueur de laboratoire - encre résistante à l'eau
étiquettes - 3" x 5" avec 100 attaches
autoclavable et sans latex.














CODE	DESCRIPTION	COULEUR	QTÉ PQT
KS02-0001	Étiquette lignée	Noir	100
KS02-0002	"MANQUANT"	Rose	100
KS02-0003	"BRISÉ"	Orange	100
KS02-0004	Étiquette blanche	Blanc	100
KS02-0005	"PRÊT"	Vert	100
KS02-0006	"PRIORITÉ"	Rouge	100
1408-50	Marqueur de laboratoire	Noir	50
TI-PA66	Attaches en nylon (6")	Blanc	1000

Remarque - d'autres styles peuvent être disponibles. Veuillez contacter votre représentant pour plus de détails.

ÉTIQUETTES VERROUILLABLES

À usage unique



Cadenas de caissons

Inviolables
Autoclavables et sans latex

CODE	DESCRIPTION	COULEUR	QTÉ PQT
KS99-0900	Cadenas	Bleu	1000
PP-4WSI	Cadenas avec indicateur	Bleu	1000

Étiquettes verrouillables

Longueur de 1”
Inviolables
Autoclavables et sans latex




CODE	DESCRIPTION	COULEUR	QTÉ PQT
KS02-1010	Sans message pré-imprimé	Blanc	100
KS02-1011	Sans message pré-imprimé	Bleu	100
KS02-1012	Sans message pré-imprimé	Vert	100
KS02-1013	Sans message pré-imprimé	Rouge	100
KS02-1014	Sans message pré-imprimé	Jaune	100
KS02-1015	Sans message pré-imprimé	Rose	100

Remarque - d’autres styles peuvent être disponibles. Veuillez contacter votre représentant pour plus de détails.

ÉTIQUETTES VERROUILLABLES

À usage unique




Étiquettes pré-imprimées

Longueur de 1”
Inviolables
Autoclavables et sans latex

CODE	DESCRIPTION	COULEUR	QTÉ PQT
KS02-1000	REPAIR	Rouge	100
KS02-1001	QUICK TURNOVER	Bleu	100
KS02-1002	LOANER	Vert	100
KS02-1003	SHARPEN	Jaune	100
KS02-1004	BROKEN	Orange	100

Étiquettes de rupture de 6 pouces

Inviolables - marquées
“SEALED” Autoclavables et sans latex



CODE	DESCRIPTION	COULEUR	QTÉ PQT
KS02-3002	Étiquette de rupture, numérotée	Bleu	100
KS02-3003	Étiquette de rupture, numérotée	Verte	100
KS02-3004	Étiquette de rupture, numérotée	Rouge	100
KS02-3005	Étiquette de rupture, numérotée	Jaune	100
KS02-3022	Étiquette de rupture de 6 pouces, numérotée de manière séquentiellement	Bleu	100
KS02-3023	Étiquette de rupture de 6 pouces, numérotée de manière séquentiellement	Verte	100
KS02-3024	Étiquette de rupture de 6 pouces, numérotée de manière séquentiellement	Rouge	100
KS02-3025	Étiquette de rupture de 6 pouces, numérotée de manière séquentiellement	Jaune	100
KS02-3027	Étiquette de rupture de 6 pouces, numérotée de manière séquentiellement	Orange	100
KS02-3029	Étiquette de rupture de 6 pouces, numérotée de manière séquentiellement	Noire	100

Remarque - d’autres styles peuvent être disponibles. Veuillez contacter votre représentant pour plus de détails.

ÉTIQUETTES POUR ENDOSCOPES COUNTDOWN™

À usage unique





MOIS/JOUR ou ÉTIQUETTES QUOTIDIENNES

Bande adhésive sensible à la pression.
Code couleur pour le jour de la semaine.
Sans latex.

MEILLEURE PRATIQUE

La norme CSA Z314:23 sur le retraitement des dispositifs médicaux au Canada indique à la section 12.54.4 la durée de vie des endoscopes : il doit y avoir un processus en place pour identifier la date de retraitement de chaque endoscope.


CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	QTÉ PQT
CDM610	Monday – 4 pqts de 100	12" x 1,75"	400
CDT620	Tuesday – 4 pqts de 100	12" x 1,75"	400
CDW630	Wednesday – 4 pqts de 100	12" x 1,75"	400
CDTH640	Thursday – 4 pqts de 100	12" x 1,75"	400
CDF650	Friday – 4 pqts de 100	12" x 1,75"	400
CDS660	Saturday – 4 pqts de 100	12" x 1,75"	400
CDSUN670	Sunday – 4 pqts de 100	12" x 1,75"	400
CDCOMB700	Chaque jour de la semaine – 100 étiquettes	12" x 1,75"	700



CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	QTÉ PQT
CD300	Mois/ jour – 2 pqts de 100	12" x 1,75"	200

ÉTIQUETTES POUR ENDOSCOPE KEIR SURGICAL

À usage unique



CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	QTÉ PQT
KS02-2001	Étiquette d'endoscope - Blanc	13,25" x 1,5"	100
KS02-2002	Étiquette d'endoscope - Bleu	13,25" x 1,5"	100
KS02-2003	Étiquette d'endoscope - Verte	13,25" x 1,5"	100
KS02-2004	Étiquette d'endoscope - Rouge	13,25" x 1,5"	100
KS02-2005	Étiquette d'endoscope - Jaune	13,25" x 1,5"	100
KS02-2006	Étiquette d'endoscope - Violet	13,25" x 1,5"	100
KS02-2007	Étiquette d'endoscope - Orange	13,25" x 1,5"	100
KS02-2200	Étiquette de retraitement pour endoscope - Blanc	10" x 3"	100


BANDE D'IDENTIFICATION

Feuilles prédécoupées

Compatible à la stérilisation à la vapeur.

Feuille prédécoupée 8,5" x 11" inclut :
220 pièces de 1/4" x 1"
44 pièces de 1/4 po x 1,5"
44 pièces de 1/4" x 2"

QTÉ PQT : 1 chacun



Couleurs unies

CODE	COULEUR
T-850-2-01	Blanc
T-850-2-02	Bleu
T-850-2-03	Vert
T-850-2-04	Rouge
T-850-2-05	Jaune
T-850-2-06	Violet
T-850-2-07	Orange
T-850-2-08	Brun
T-850-2-09	Noir
T-850-2-10	Gris
T-850-2-11	Lavande
T-850-2-12	Beige
T-850-2-13	Bleu clair
T-850-2-14	Vert lime
T-850-2-15	Rose
T-850-2-17	Prune

Bicolore

CODE	COULEUR
T-850-3-01	Noir/Blanc
T-850-3-03	Noir/Vert
T-850-3-07	Noir/Orange
T-850-3-13	Noir/Bleu clair
T-850-4-04	Blanc/rouge
T-850-4-05	Blanc/jaune
T-850-4-08	Blanc/marron
T-850-4-11	Blanc/lavande
T-850-4-13	Blanc/Bleu clair
T-850-4-15	Blanc/rose


Tricolore

CODE	COULEUR
T-850-5-51	Rouge/Blanc/Bleu
T-850-5-54	Rouge/Noir/Vert

BANDE D'IDENTIFICATION

Ruban adhésif en rouleau

Résiste aux cycles de stérilisation répétés.
Longueur totale 300".
Disponible en 2 largeurs.
QTÉ DU PQT : 1 pièce.



COULEUR	1/8" LARGEUR	1/4" LARGEUR
Blanc	**T-125-01**	**T-250-01**
Bleu	**T-125-02**	**T-250-02**
Vert	**T-125-03**	**T-250-03**
Rouge	**T-125-04**	**T-250-04**
Jaune	**T-125-05**	**T-250-05**
Orange	**T-125-07**	**T-250-07**
Noir	**T-125-09**	**T-250-09**

* D'autres styles peuvent être disponibles. Veuillez contacter votre représentant pour plus de détails.

PROTECTION DES INSTRUMENTS

À usage unique

Protège-embout et Gator Clip pour instruments

Compatible avec toutes les tailles d'instruments chirurgicaux
Autoclavable et sans latex
Détectable aux rayons X



CODE	DESCRIPTION	TAILLE	QTÉ PQT
GIC190-5	Clips pour instruments Gator - pour ciseaux à manche annulaire	1,9"	500
GIC190-10	Clips pour instruments Gator - pour ciseaux à manche annulaire	1,9"	1000
GIC270-5	Clips pour instruments Gator - pour instruments à poignée en anneau à cliquet	2,7"	500
GIC270-10	Clips pour instruments Gator - pour instruments à poignée en anneau à cliquet	2,7"	1000
GTG-A-2000	Protections pour embouts d'instruments Gator	-	2000

PROTECTEURS D'EMBOUTS

À usage unique

Protecteurs pour embouts d'instruments

Radio-opaque, sans latex, autoclavable à la vapeur.



CODE	DESCRIPTION	COULEUR	LARGEUR DU DIAMÈTRE	LONGUEUR	QTÉ PQT
KS01-2008	Rond avec aération	Teinté blanche	1,6 mm	19,1 mm	100
KS01-2018	Rond avec aération	Clair	1,6 mm	19,1 mm	100
KS01-2009	Rond avec aération	Teinté bleu	2,0 mm	19,1 mm	100
KS01-2019	Rond avec aération	Clair	2,0 mm	19,1 mm	100
KS01-2002	Rond avec aération	Teinté vert	2,8 mm	19,1 mm	100
KS01-2012	Rond avec aération	Clair	2,8 mm	19,1 mm	100
KS01-2001	Rond avec aération	Teinté rouge	3,2 mm	25,4 mm	100
KS01-2011	Rond avec aération	Clair	3,2 mm	25,4 mm	100
KS01-2006	Rond avec aération	Teinté jaune	4,7 mm	25,4 mm	100
KS01-2016	Rond avec aération	Clair	4,7 mm	25,4 mm	100
KS01-2007	Rond avec aération	Teinté violet	10,3 mm	19,1 mm	100
KS01-2017	Rond avec aération	Clair	10,3 mm	19,1 mm	100
KS01-2003	Plat avec aération	Teinté orange	9,5 mm	25,4 mm	100
KS01-2013	Plat avec aération	Clair	9,5 mm	25,4 mm	100
KS01-2004	Plat avec aération	Teinté brun	15,9 mm	25,4 mm	100
KS01-2014	Plat avec aération	Clair	15,9 mm	25,4 mm	100
KS01-2005	Plat avec aération	Teinté noir	25,4 mm	25,4 mm	100
KS01-2015	Plat avec aération	Clair	25,4 mm	25,4 mm	100

Remarque - d'autres styles peuvent être disponibles. Veuillez contacter votre représentant pour plus de détails.

PROTECTEURS D'EMBOUTS

À usage unique



Protecteurs doubles d'extrémités

Radio-opaques, sans latex et autoclavables à la vapeur.

CODE	DESCRIPTION	COULEUR	LARGEUR	LONGUEUR	QTÉ PQT
KS02-2021	Avec évents	Transparent	0.062″	0.75″	50
KS02-2022	Avec évents	Bleu	0.078″	0.75″	50
KS02-2023	Avec évents	Vert	0.109″	0.75″	50
KS02-2024	Avec évents	Rouge	0.125″	1″	50
KS02-2025	Avec évents	Jaune	0.187″	1″	50
KS02-2027	Avec évents	Orange	0.375″	1″	50

Capuchon pointu

Radio-opaque, sans latex et autoclavable à la vapeur.



CODE	DESCRIPTION	COULEUR	LARGEUR	LONGUEUR	QTÉ PQT
KS01-2032	Protecteur d'instrument Highland	Blanc	2-3 mm	38 mm	70
KS01-2033	Protecteur d'instrument Highland	Bleu	3-4 mm	38 mm	70
KS01-2034	Protecteur d'instrument Highland	Vert	4-5 mm	38 mm	70
KS01-2035	Protecteur d'instrument Highland	Rouge	5-6 mm	38 mm	70
KS01-2036	Protecteur d'instrument Highland	Jaune	6-7 mm	38 mm	70
KS01-2037	Protecteur d'instrument Highland	Violet	7-8 mm	38 mm	70
KS01-2042	Protecteur d'instrument Highland	Blanc	2-3 mm	51 mm	70
KS01-2043	Protecteur d'instrument Highland	Bleu	3-4 mm	51 mm	70
KS01-2044	Protecteur d'instrument Highland	Vert	4-5 mm	51 mm	70
KS01-2045	Protecteur d'instrument Highland	Rouge	5-6 mm	51 mm	70
KS01-2046	Protecteur d'instrument Highland	Jaune	6-7 mm	51 mm	70
KS01-2047	Protecteur d'instrument Highland	Jaune	7-8 mm	51 mm	70

PROTECTEURS D'EMBOUTS

À usage unique



Protecteurs d'ostéotomes

Radio-opaque, sans latex, autoclavable à la vapeur, avec évents.

CODE	DESCRIPTION	COULEUR	LARGEUR	LONGUEUR	QTÉ PQT
KS01-2111	Protecteur d'ostéotome avec aération	Clair	6,4 mm	19,1 mm	100
KS01-2112	Protecteur d'ostéotome avec aération	Teinté bleu	9,5 mm	25,4 mm	100
KS01-2113	Protecteur d'ostéotome avec aération	Clair	12,7 mm	25,4 mm	100
KS01-2115	Protecteur d'ostéotome avec aération	Clair	17,8 mm	25,4 mm	100
KS01-2117	Protecteur d'ostéotome avec aération	Teinté bleu	31,8 mm	31,8 mm	100
KS01-2118	Protecteur d'ostéotome avec aération	Teinté bleu	38,1 mm	38,1 mm	100
KS01-2119	Protecteur d'ostéotome avec aération	Teinté bleu	44,5 mm	31,8 mm	100
KS01-2150	Protecteurs d'embouts MIS avec évents		5,00mm	20,00mm	25
KS01-2151	Protecteurs d'embouts MIS avec évents		5,00mm	43,00mm	20
KS01-2152	Protecteur d'embout MIS		10,00mm	20,00mm	25
KS01-2153	Protecteurs d'embouts MIS avec évents		10,00mm	57,00mm	25

Protecteur d'embouts d'écarteurs autostatiques

Radio-opaque, sans latex, autoclavable à la vapeur.



Gelpi

CODE	DESCRIPTION	COULEUR	LARGEUR	LONGUEUR	QTÉ PQT
KS01-2193	Écarteur Gelpi	Clair	7,9 mm	38,1 mm	100
KS01-2194	Écarteur Gelpi	Clair	7,9 mm	50,8 mm	100
KS01-2195	Écarteur Gelpi	Clair	7,9 mm	63,5 mm	100



Weitlaner

CODE	DESCRIPTION	COULEUR	LARGEUR	LONGUEUR	QTÉ PQT
KS01-2197	Écarteur Weitlaner	Teinté bleue	21,6 mm	20,3 mm	100
KS01-2198	Écarteur Weitlaner	Teinté violet	25,4 mm	25,4 mm	100
KS01-2199	Écarteur Weitlaner	Teinté orange	25,4 mm	31,8 mm	100

Remarque - D'autres styles peuvent être disponibles. Veuillez contacter votre représentant pour plus de détails.

PORTE-INSTRUMENTS

Fabriqué en acier inoxydable de qualité médicale, série 300, de haute qualité

Porte-instruments fermés



CODE	DESCRIPTION	QTÉ PQT
KS99-2004	4" Fermeture latérale 2,5" largeur	1
KS99-2006	6" Fermeture latérale 2,5" largeur	1
KS99-2008	8" Fermeture latérale 2,75" largeur	1
KS99-2010	10" Fermeture latérale 2,75" largeur	1
KS99-2012	12" Fermeture latérale 2,75" largeur	1

Porte-instruments fermés



CODE	DESCRIPTION	QTÉ PQT
KS99-2024	6" Fermeture centrale 3" largeur	1
KS99-2026	8" Fermeture centrale 3" largeur	1
KS99-2030	10" Fermeture centrale 3" largeur	1
KS99-2032	12" Fermeture centrale 3" largeur	1

Porte-instruments ouverts



CODE	DESCRIPTION	QTÉ PQT
KS99-2044	4" ouvert 2,75" largeur	1
KS99-2046	6" ouvert 2,75" largeur	1
KS99-2048	8" ouvert 2,75" largeur	1
KS99-2050	10" ouvert 2,75" largeur	1
KS99-2052	12" ouvert 2,75" largeur	1

Remarque : la largeur des porte-instruments est mesuré des rebords extérieurs.

PORTE-INSTRUMENTS

Fabriqué en acier inoxydable de qualité médicale, série 300, de haute qualité

Porte-instruments avec embout amovible



CODE	DESCRIPTION	QTÉ PQT
KS99-2086	6" avec embout 3" largeur	1
KS99-2088	8" avec embout 3" largeur	1
KS99-2090	10" avec embout 3" largeur	1
KS99-2092	12" avec embout 3" largeur	1
KS99-2099	Embout de 3" largeur	1

Support pour instruments



CODE	DESCRIPTION	QTÉ PQT
KS99-2001	Base d'instruments avec 4 poteaux et 4 vis de 3,5 mm.	1


Remarque : la largeur des porte-instruments est mesuré des rebords extérieurs.

ATTACHES DE CÂBLES EN SILICONE

À usage unique



Attaches de silicone à usage unique pour l'assemblage.
Résistants à la température jusqu'à max. 180°C.



CODE	LONGUEUR	COULEUR	QTÉ PQT
KS99-1110Y	110 mm	Jaune	100
KS99-1210R	210 mm	Rouge	100

800.663.4525 info@keirsurgical.com keirsurgical.com

ACCESSOIRES ET UNITÉ DE RANGEMENT

Panier à clip



Support en acier inoxydable.
Peut contenir les petits accessoires pour le pré-nettoyage et la stérilisation.
Séparer et protéger les articles délicats.

CODE	DESCRIPTION	DIAMÈTRE DU PANIER	QTÉ PQT
KS99-7510	Panier à clip	4,5 cm (1,77")	1
KS99-7512	Panier à clip	6,5 cm (2,56")	1

Organisateur de boîte à gants

Unité murale en acrylique.
Convient à la plupart des tailles de boîtes. Matériel de montage mural inclus.



Support pour brosses et accessoires

Unité murale en acrylique, convient à la plupart des tailles de boîtes.
Matériel de montage mural inclus.



CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	QTÉ PQT
AC-12	Support pour brosses et accessoires	2 1/4" x 31 3/8"	2
AC-63	Organisateur de boîte à gants (3)	12" x 5" x 16"	1

ACIER INOXYDABLE – ARTICLES CREUX

Godet de médicaments

CODE	DESCRIPTION	CAPACITÉ	DIMENSIONS
KB98-200	Godet	2 onces	2″ Diamètre x 1⅞″ Profondeur



Bol à iodine

CODE	DESCRIPTION	CAPACITÉ	DIMENSIONS
KB98-600	Bol à iodine	6 onces	3¼″ Diamètre x 1⅞″ Profondeur



K-Basin

CODE	DESCRIPTION	CAPACITÉ	DIMENSIONS L x L
KB98-080	K-Basin	12 onces	8″ x 4¼″
KB98-100	K-Basin	26 onces	9″ x 5″



Bol à éponge

CODE	DESCRIPTION	CAPACITÉ	DIMENSIONS
KB98-520	Bol à éponge	16 onces	4¼″ Diamètre x 1¾″ Profondeur
KB98-750	Bol à éponge	22 onces	4″ Diamètre x 2½″ Profondeur
KB98-106	Bol à éponge	36 onces	5½″ Diamètre x 2⁴/₅″ Profondeur
KB98-640	Bol à éponge	48 onces	7¼″ Diamètre x 2¾″ Profondeur



Bol de solution

CODE	DESCRIPTION	CAPACITÉ	DIMENSIONS
KB98-160	Bol de solution	16 onces	5¼″ Diamètre x 2¼″ Profondeur
KB98-320	Bol de solution	32 onces	6⅞″ Diamètre x 2½″ Profondeur
KB98-480	Bol de solution	64 onces	8¼″ Diamètre x 3″ Profondeur



Mesures graduées

CODE	DESCRIPTION	CAPACITÉ	QUANTITÉ
KB98-216	Pichet gradué	16 oz	1
KB98-232	Pichet gradué	32 oz	1
KB98-264	Pichet gradué	64 oz	1



Remarque - D'autres styles peuvent être disponibles. Veuillez contacter votre représentant pour plus de détails.


BOROSCOPES D'INSPECTION

Boroscopes flexibles de qualité médicale


Vidéo Scope

Que se cache-t-il dans vos instruments?


Dommages



Débris



Décoloration



Humidité



Visualiser - Illuminer - Amplifier - Documenter







CODE	DESCRIPTION	CANAL COMPATIBLE
CD-USB	Module de contrôle d'inspection double, sortie USB	
CD-HDMI	Module de contrôle d'inspection double, sortie HDMI	
CB2-60	Boroscope d'inspection, diamètre extérieur 1,83 mm, longueur de travail 60 cm	> 2,0 mm
CB2-110	Boroscope d'inspection, diamètre extérieur 1,83 mm, longueur de travail 110 cm	> 2,0 mm
CB2-200	Boroscope d'inspection, diamètre extérieur 1,83 mm, longueur de travail 200 cm	> 2,0 mm
CB1-110	Boroscope d'inspection, diamètre extérieur 1,06 mm, longueur de travail 110 cm	> 1,1 mm

Remarque - logiciel inclus pour la capture d'images et de vidéos.

POMPE DE RINÇAGE TPS



torvan medical

La pompe de lavage TPS de Torvan Medical pousse efficacement des quantités variables de liquides pré-mélangés et de fluides de lavage à travers des connecteurs de tube. Convient à une gamme d'agents de nettoyage, elle est idéale pour le pré-nettoyage des endoscopes, des instruments laparoscopiques et d'autres outils chirurgicaux à lumière.

Système mains libres.
Affichage à cristaux liquides de 7 pouces.
Contrôle multiple de la pompe.
Contrôle gestuel.
Cordon d'alimentation et alimentation de qualité médicale de 6 pieds. Vérification de dose avec cylindre gradué de 250 mm.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	QTÉ PQT
T8-TPS-FLUSH	Système de pompe de lavage Torvan	8" x 8,5" x 10"	1
T8-TPS-TUBESET	Ensemble de tubulure Torvan, non stérile	-	1

SÉCHEUR DE CANAL D'INSTRUMENTATION

Sécheur Airtime™ pour endoscopes flexibles

airtime
CYGNUS MEDICAL



Air filtré HEPA 0,01 micron.
Séchez deux (2) endoscopes simultanément avec deux pompes et minuteries indépendantes.
Sécurité du capteur de pression de ligne intégrée.
Temps de séchage réglables.



Adaptateurs, tubes et filtres

Compatible avec Olympus, Pentax, Fuji, Storz et ACMI et de nombreux endoscopes de petit diamètre. Contactez Keir Surgical pour personnaliser une liste de vos consommables requis.

CODE	DESCRIPTION	QTÉ PQT
VFR100	Séchoir pour endoscopes flexibles Airtime™	1
APSO6	Alimentation pour l'unité Airtime™	1

SÉCHEUR DE CANAL D'INSTRUMENTATION

Trousses de montage

airtime

CYGNUS MEDICAL



Système de rail mural

Sécheur/installation de deux endoscopes.
Système de réduction de hauteur.
Espace mural de 3' 6'' nécessaire.



Support de comptoir et crochet



Crochet pour support mural

Pour une unité de séchage.



Station de séchage

CODE	DESCRIPTION	QTÉ PQT
WRC100	Support de montage mural Airtime™ - rail 12'', 2 ancrages de montage mural, 1 support de montage mural universel, 1 pince pour rail	1
WRC500	Système de rail mural Airtime™ – Quatre rails de 3 pieds (embouts blancs), 2 supports d'endoscope, 4 barres de réduction de hauteur, 12 ancrages de montage mural, 5 supports de montage sur rail mural universels et pinces de rail	1
CS9179	Support de comptoir avec crochet universel	1
2ADS-C04	Station de séchage Airtime - comprend (4) plateaux en fibre de verre, (4) ensembles de tubulures DF400Z, (2) ensembles, (1) ensemble de tubulures DF300C, (2) bacs de rangement, 23'' largeur x 21'' profondeur x 44'' hauteur	1

Entretien des caissons de stérilisation



Keir Surgical soins complets offre des services de réparation pour tous les caissons de stérilisation



LES RÉPARATIONS COMPRENNENT :

- Maintenance préventive et inspection
- Remplacement du joint et de la garniture
- Réparation/remplacement du loquet
- Remplacement de la poignée
- Réparation du panier
- Réparation de la plaque de retenue du filtre
- Débosselage

Service Complet

Économisez temps et argent

Partenaire de Confiance

SOLUTION COMPLÈTE

KS

CAISSONS ET PLATEAUX

RIGID CONTAINER REPAIRS **17**

RÉPARATIONS DE CONTENEURS RIGIDES **47**

SYSTÈMES DE CAISSONS RIGIDES **49**

- 1/1 Caissons 49
- 3/4 Caissons 50
- 1/2 Caissons 51
- Consommables pour caissons 52
- Accessoires pour caissons 53

PLATEAUX DE STÉRILISATION **57**

- Micro-plateaux 57
- Plateaux d'endoscopes 57
- Plateaux sur mesure Instrusafe 58
- Paniers à micro-maille 60
- Plateaux de transport 61
- Ceintures de plateaux - protection par enveloppement stérile 63

SYSTÈMES DE CAISSONS RIGIDES

1/1 Caissons




Couvercle

CODE	COULEUR	DIMENSIONS L x L
KS99-0106	Argent	23 x 11"
KS99-0106B	Bleu	23 x 11"
KS99-0106R	Rouge	23 x 11"
KS99-0106G	Vert	23 x 11"
KS99-0106Y	Jaune	23 x 11"


Base

CODE	DIMENSIONS L x L x H
KS99-0120	23 x 11 x 4"
KS99-0122	23 x 11 x 6"
KS99-0124	23 x 11 x 8"

1/1 Paniers



CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L x L x H
KS99-0108	Panier sans couvercle	21,25 X 10 X 2"
KS99-0110	Panier sans couvercle	21,25 X 10 X 4"
SK307/50	Couvercle	21,25 X 10"



Remarque : Les caissons de 4" de profondeur conviennent à un panier de 2".
Les caissons de 6" de profondeur conviennent à un panier de 4" ou à deux paniers de 2".
Les caissons de 8" de profondeur conviennent à diverses combinaisons de tailles de panier.

SYSTÈMES DE CAISSONS RIGIDES

3/4 Caissons



Couvercle

CODE	COULEUR	DIMENSIONS L x L
KS99-0206	Argent	18,5 x 11″
KS99-0206B	Bleu	18,5 x 11″
KS99-0206R	Rouge	18,5 x 11″
KS99-0206G	Vert	18,5 x 11″
KS99-0206Y	Jaune	18,5 x 11″

Base

CODE	DIMENSIONS L x L x H
KS99-0220	18,5 x 11 x 4″
KS99-0222	18,5 x 11 x 6″

1/1 Paniers



CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L x L x H
KS99-0208	Panier sans couvercle	16 x 10 x 2″
KS99-0210	Panier sans couvercle	16 x 10 x 4″
SK205/50	Couvercle	16 x 10″



Remarque : Les caissons de 4″ de profondeur conviennent à un panier de 2″.
Les caissons de 6″ de profondeur conviennent à un panier de 4″ ou à deux paniers de 2″.

800.663.4525 info@keirsurgical.com keirsurgical.com

SYSTÈMES DE CAISSONS RIGIDES

1/2 Caissons



Couvercle

CODE	COULEUR	DIMENSIONS L x L
KS99-0306	Argent	11,25 x 11"
KS99-0306B	Bleu	11,25 x 11"
KS99-0306R	Rouge	11,25 x 11"
KS99-0306G	Vert	11,25 x 11"
KS99-0306Y	Jaune	11,25 x 11"

Base

CODE	DIMENSIONS L x L x H
KS99-0320	11,25 x 11 x 4"
KS99-0322	11,25 x 11 x 6"

1/2 Paniers



CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L x L x H
KS99-0308	Panier sans couvercle	10 X 9,5 X 2"
KS99-0310	Panier sans couvercle	10 X 9,5 X 4"
SK105/50	Couvercle	10 X 9,5"




Remarque : Les caissons de 4" de profondeur conviennent a un panier de 2".
Les caissons de 6" de profondeur conviennent à un panier de 4" ou a deux paniers de 2".

CONSOMMABLES POUR CAISSONS


Support et filtres

Autoclavable à la vapeur




CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L x L	QTÉ PQT
KS99-1930	Support de filtre	7,5" (diamètre)	1
KS99-0994	Filtre rond	7,3" (diamètre)	1000
KS99-0993	Filtre petit caisson	4,5 x 4,5"	1000
KS99-0999	Filtre petit caisson	9 x 4,5"	1000
KS99-0996	Filtre petit caisson	9 x 6,75"	1000
KS99-0998	Filtre carré	9 x 9"	1000

Cadenas de caissons



CODE	DESCRIPTION	QTÉ PQT
KS99-0900	Cadenas	1000
PP-4WSI	Cadenas avec indicateur	1000

Cartes de données pour caisson




CODE	DESCRIPTION	QTÉ PQT
KS99-0997	Standard (Ancien Aesculap)	1000
KS99-0997A	Standard (Nouveau Aesculap)	1000
SX250/02	Petit caisson	100

800.663.4525 info@keirsurgical.com keirsurgical.com

ACCESSOIRES POUR CAISSONS

Étiquettes en aluminium réutilisables

Étiquettes de caisson
(50x17mm)



Rouge	Bleu	Verte	Or	Noir	Brun	Violet
KS99-2645	KS99-2646	KS99-2647	KS99-2648	KS99-2650	KS99-2652	KS99-2653

Étiquettes de panier
(57x19mm)



Rouge	Bleu	Verte	Or	Noir	Brun	Violet
KS99-3620	KS99-3621	KS99-3622	KS99-3623	KS99-3940	KS99-3944	KS99-3941

Étiquettes de panier
(90x33mm)



Rouge	Bleu	Verte	Or	Noir	Brun	Violet
KS99-3650	KS99-3651	KS99-3652	KS99-3653	KS99-3950	KS99-3954	KS99-3951

Remarque : Marquage personnalisé disponible.


ACCESSOIRES POUR CAISSONS

Goupilles



CODE	DESCRIPTION
KS99-1929	Standard, 1,75"
KS99-1929L	Long, 2,5"

Ressorts



CODE	DIMENSIONS L x L
SX319/01	4,5 x 1,2"
SX319/02	9 x 1,2"

Diviseur



CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L x L
KS99-1923	Matériel inclus	9,5 x 1"

Pince de fixation du champs




CODE	DESCRIPTION
SX306/01	Fixation du drap

Supports



CODE	DIMENSIONS L x L
SX315/10	7 - 12 mm
SX315/11	12 - 16 mm
SX315/12	16 - 26 mm
SX315/13	26 - 36 mm
SX315/14	36 - 45 mm

Tapis en silicone perforé



CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L x L X H
KS99-1810	Tapis de doigts en silicone	18" x 10" x 0,75"

800.663.4525 info@keirsurgical.com keirsurgical.com

ACCESSOIRES POUR CAISSONS

Supports de fixation en silicone



CODE	DIMENSIONS L x L X H
SX 415/04	38 x 8 x 33 mm, Ø 4 mm
SX 415/06	38 x 8 x 33 mm, Ø 6 mm
SX 415/08	38 x 8 x 33 mm, Ø 8 mm
SX 415/12	38 x 8 x 33 mm, Ø 12 mm



CODE	DIMENSIONS L x L X H
SX 415/32	38 x 6 x 33 mm, Ø 12 mm
SX 415/35	38 x 6 x 33 mm, Ø 15 mm



CODE	DIMENSIONS L x L X H
SX 416/03	72 x 6 x 35 mm, Ø 3-8 mm
SX 416/04	72 x 6 x 35 mm, Ø 5-12 mm



CODE	DIMENSIONS L x L X H
SX 416/11	72 x 6 x 25 mm, Ø 3 mm
SX 416/12	72 x 6 x 25 mm, Ø 5 mm



CODE	DIMENSIONS L x L X H
SX 416/15	178 x 8 x 25 mm, Ø 3 mm
SX 416/18	178 x 8 x 25 mm, Ø 5 mm

ACCESSOIRES POUR CAISSONS

Supports de fixation en silicone



CODE	DIMENSIONS L x L X H
SX 416/20	178 x 8 x 25, Ø 3-6 mm
SX 416/22	178 x 8 x 25 mm, Ø 3-8 mm



CODE	DIMENSIONS L x L X H
SX 416/31	90 x 8 x 45 mm
SX 416/32	120 x 8 x 45 mm
SX 416/33	150 x 8 x 45 mm
SX 416/34	240 x 8 x 45 mm



CODE	DIMENSIONS L x L X H
SX 416/25	121 x 8 x 22 mm, Ø 10 mm




CODE	DIMENSIONS L x L X H
SX 416/50	77 x 6 x 45 mm, Ø 3-10 mm

800.663.4525 info@keirsurgical.com keirsurgical.com

MICRO-PLATEAUX

Conçu pour les instruments microchirurgicaux et délicats.
Polymère Ultem® durable et léger.
Couvercle transparent pour une identification rapide de l'ensemble.
Caractéristiques de conception avancées pour améliorer la pénétration et le séchage de l'agent stérilisant : couvercles/bases à fentes et nœuds surélevés sur les bases.
Autres tailles et Configurations disponibles.



CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L x L x H
KS99-5000	Plateau pour instruments - base, couvercle et tapis	6, x 2,5 x 0,75"
KS99-5010	Plateau d'instruments - base, couvercle et tapis	7,5 x 2,5 x 0,75"
KS99-5020	Plateau d'instruments - base, couvercle et tapis	6,5 x 4,0 x 0,75"
KS99-5030	Plateau d'instruments - base, couvercle et tapis	7,5 x 4,0 x 0,75"
KS99-5032	Plateau d'instruments - base, couvercle, & tapis	7,5 x 4,0 x 1,5"
KS99-5040	Plateau d'instruments - base, couvercle et tapis	10,0 x 6,0 x 0,75"
KS99-5042	Plateau d'instruments - base, couvercle, & tapis	10,0 x 6,0 x 1,5"
KS99-5044	Plateau d'instruments - base, couvercle, plateau d'insertion et 2 tapis	10,0 x 6,0 x 1,5"

PLATEAUX D'ENDOSCOPES

Les endoscopes sont fixés dans des barres de maintien en silicone.
Les barres de maintien réglables s'adaptent à une variété de tailles d'endoscopes.
Compatible avec la plupart des méthodes de stérilisation plastique Radel durable et léger.
Couvercle transparent pour une identification rapide des instruments.



CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L x L x H
6500A	Plateau endoscope - base, couvercle et 2 barres	2,6 x 12 x 1,5"
6510A	Plateau endoscope - base, couvercle et barres	2,6 x 16 x 1,5"
6520A	Plateau endoscope - base, couvercle et 3 barres	3,0 x 22 x 1,5"
6550A	Plateau d'examen - base, couvercle et barres	6,5 x 18 x 1,5"
6560A	Plateau d'examen - base, couvercle et barres	6,5 x 18 x 3,0"

PLATEAUX SUR MESURE INSTRUSAFE


Compatible avec la vapeur, le gaz ETO, V-Pro et Sterrad Protection sur 360°.
Aluminium anodisé léger, conçu pour votre bloc opératoire.
Personnalisé pour pratiquement tous les équipements chirurgicaux.



AVANT



APRÈS




Contactez votre responsable de territoire pour plus de détails.

800.663.4525 info@keirsurgical.com keirsurgical.com

PLATEAUX SUR MESURE INSTRUSAFE

Plateaux pour Batteries


INSTRUSAFE
An Innovia Medical Brand



CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L x L x H
IN-5017-R	Plateau pour une Batterie	3 3/4" x 3 1/2" x 3 5/8"
IN-5015-R	Plateau Double pour Batteries	7 1/2" x 3 1/2" x 3 5/8"
IN-5016-R	Plateau pour Trois Batteries	12" x 3 1/2" x 3 5/8"

da Vinci Xi®

Construit exclusivement pour les instruments da Vinci Xi®
Accepte les agrafeuses simples ou doubles et leurs accessoires
Plateaux d'instruments et de procédures pré-configurés



CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L x L x H
IN-8933	Plateau d'Accessoires Agrafeuse simple	27 1/8 x 3 3/8 x 3 1/2"
IN-8932	Plateau d'Accessoires Agrafeuse double	26 3/4 x 6 7/8 x 3 11/16"
IN-8939	Plateau d'Accessoires pour dix Pièces	19 5/8 x 9 5/8 x 2"
IN-8930-R	Plateau pour un Endoscope	24 7/8 x 13 1/2 x 4 3/8"
INS-2934	Plateau pour une Caméra	15 1/4 x 9 5/8 x 3"

Contactez un représentant de Keir Surgical pour obtenir des informations sur les options de bases pour conteneurs.

Boîte en Silicone pour petites pièces



Parfait pour les petites pièces et accessoires extrêmement délicats.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L x L x H
IN-2652	Boîte en silicone pour petites pièces 3" x 3"	3" x 3" x 3/4"
IN-2653	Boîte en silicone pour petites pièces 3" x 6"	3" x 6" x 3/4"

PANIERS À MICRO-MAILLE

Paniers en micro-maille avec couvercle



CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L x L x H
KS99-2106	Panier à micro-maille	40 x 40 x 20 mm
KS99-2116	Panier à micro-maille	80 x 40 x 20 mm
KS99-2124	Panier à micro-maille	80 x 80 x 34 mm
KS99-2126	Panier à micro-maille	80 x 80 x 60 mm
KS99-2138	Panier à micro-maille	150 x 50 x 35 mm
KS99-2142	Panier à micro-maille	200 x 100 x 35 mm
KS99-2144	Panier à micro-maille	220 x 140 x 50 mm
KS99-2152	Panier à micro-maille	240 x 120 x 35 mm
KS99-2158	Panier à micro-maille	275 x 175 x 35 mm
KS99-0408	Mini panier à conteneur avec couvercle	267 x 125 x 50 mm

Plateau en maille avec poignées rétractables



CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L x L x H
KS99-0108	Panier en fil métallique	540 x 255 x 50 mm
KS99-0109	Panier en fil métallique	540 x 255 x 70 mm
KS99-0110	Panier en fil métallique	540 x 255 x 100 mm
KS99-0508	Panier en fil métallique	485 x 255 x 50 mm
KS99-0509	Panier en fil métallique	485 x 255 x 70 mm
KS99-0510	Panier en fil métallique	485 x 255 x 100 mm
KS99-0208	Panier en fil métallique	405 x 255 x 50 mm
KS99-0209	Panier en fil métallique	405 x 255 x 70 mm
KS99-0210	Panier en fil métallique	405 x 255 x 100 mm
KS99-0308	Panier en fil métallique	255 x 245 x 50 mm
KS99-0309	Panier en fil métallique	255 x 245 x 70 mm
KS99-0310	Panier en fil métallique	255 x 245 x 100 mm

800.663.4525 info@keirsurgical.com keirsurgical.com

PLATEAUX DE TRANSPORT

À usage unique



Plateaux de transport d'instruments SingleCycle™

Résoudre les pénuries de plateaux pour accueillir les dispositifs nécessitant un confinement fermé au sein d'un établissement ou hors site.
Gain de place – empilable et emboîtable.
Compatible avec la stérilisation à la vapeur.
Biodégradable et fabriqué à partir de ressources renouvelables.

Kits de plateaux et d'étiquettes disponibles :

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	QTÉ PQT
IT0308	Petit plateau d'instruments à usage unique	Intérieur : 8" x 3" / extérieur : 9,45" x 4,4"	100
IT0612	Plateau d'instruments jetables	Intérieur : 12" x 6" / extérieur : 14" x 8"	100
SC0608	Doublures de plateau en mousse - Pour plateau IT0308	8" x 6"	200
SC1212	Doublures de plateau en mousse - Pour plateau IT0612	12" x 12"	100
RU-500	**"Prêt à l'emploi"** – 10 paquets de 50 étiquettes	1¾" x 7"	500
SI-500	**"Instruments souillés"** – 10 paquets de 50 étiquettes	1¾" x 7"	500

BACS DE TRANSPORT
Réutilisables

Conteneur de transport

Fabriqué en plastique haute température.
Haute résistance à la chaleur et aux produits chimiques.
Couleur ambrée transparente.
Couvercle amovible à verrouillage facile avec doublure en silicone amovible.



CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L x L x H
IN-PIC-11	Grande taille	20,6 x 15,6 x 7,5"
IN-PIC-12	Grand court	20,6 x 15,6 x 5,3"
IN-PIC-13	Petite taille	13,6 x 15,6 x 7,5"
IN-PIC-14	Petit court	13,6 x 15,6 x 4,3"
IN-PIC-15	Conteneur de transport, XL court	20,5 x 12,625 x 3,75"
IN-PIC-16	Conteneur de transport, XL grand	20 x 12,25 x 6,125"

Conteneur de transport XL

Conçu pour le transport des endoscopes da Vinci SP®, da Vinci Xi® et des instruments EndoWrist®.
Parfaitement jumelé pour tremper et protéger vos instruments pendant le transport du bloc opératoire au département de retraitement stérile.



CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L x L x H
IN-PIC-20	Conteneur de transport XL	34" x 17 1/4" x 6"
IN-PIC-20-D	Conteneur de transport XL avec égouttoir	34" x 17 1/4" x 6"
IN-PIC-34	Plateau élévateur	27 1/2" x 13 1/2" x 3 7/8"
IN-PIC-20-D-LT	Conteneur de transport XL avec égouttoir + plateau élévateur	34" x 17 1/4" x 6"
IN-PIC-20-LT	Conteneur de transport XL + plateau élévateur	34" x 17 1/4" x 6"

800.663.4525 info@keirsurgical.com keirsurgical.com


CEINTURES DE PLATEAUX - PROTECTION PAR ENVELOPPEMENT STÉRILE

À usage unique

Ceintures pour plateaux pour la stérilisation à la vapeur









BEESAFE™ Sangles En Nid d'abeille Également Offertes Pour Les Stérilisateurs À Basse Température!

Solution efficace pour protéger l'intégrité de l'emballage pendant la stérilisation, l'entreposage et le transport.
Prévient les marques d'abrasion et les dommages causés par le déplacement des plateaux et les objets tranchants.
Évite les pertes de temps pour le personnel de retraitement des dispositifs médicaux (RDM) et de la salle d'opération en prévenant la compromission des plateaux.
Réduit le risque d'emballages humides et d'autres problèmes liés à l'humidité.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	QTÉ PQT
TBR3100NP	Rouleaux de bandes pour plateaux - 1 rouleau de ruban indicateur par paquet	3" x 100' rouleau	8
TBPC30	Ceintures pour plateaux prédécoupés de 30 po - 50 par sac de distribution	3" x 30" ceinture	200
TBPC46	Ceintures pour plateaux prédécoupés de 46 po - 50 par sac de distribution	3" x 46" ceinture	200
TBRD10	Distributeur de rouleaux de courroies pour plateaux en acrylique	7" x 20" x 11"	1

ANNEXE A : SÉLECTION DE BROSSES PAR INSTRUMENT

Laissez-nous vous aider à rationaliser votre inventaire de brosses avec une consultation gratuite de brosses ! Contactez-nous aujourd'hui.



Alésoirs acétabulaires 14



Autoclaves 16



Alésoirs pour os 14




Burrs 13



Canules 10, 11



Cystoscopes 10, 11



Alésoirs à os flexibles 9



Aspiration ORL 7



Pinces 15



Succion Frazier 8, 12



Instrument laparoscopique 9



Porte-aiguilles 15

Canule d'aspiration Poole 9, 10



Râpes 13



Urinoirs et récipients 16



Ciseaux 15



Aiguilles de Veress 8, 12



Succion Yankauer 9, 10

ANNEXE B : TABLEAU DE CONVERSION DES MESURES

MM	POUCE	JAUGE	FRENCH	COULEURS DES PERLES	
				Série FR-	Série B-16
0,33	0,013	28	1		
0,68	0,026	22	2		
1,00	0,039	18	3	Pourpre	
1,35	0,053	16	4	Aqua	
1,67	0,063 – 1/16	14	5	Rouge	
2,00	0,079	12	6	Blanche	
2,30	0,092	11	7	Bleue	
2,70	0,105	10	8	Brune	
3,00	0,118		9	Jaune	Jaune
3,30	0,125 – 1/8		10	Noire	
3,70	0,144		11	Verte	
4,00	0,158		12	Orange	Orange
4,70	0,188 – 3/16		14		
5,00	0,197		15		Verte
6,00	0,236		18		Bleue
6,30	0,250 – 1/4		19		
6,70	0,263		20		
7,00	0,276		21		Argent
8,00	0,313 – 5/16		24		Rouge
9,00	0,354		27		
9,70	0,375 – 3/8		29		
10,00	0,393		30		Blanche
10,30	0,406		31		
10,70	0,419		32		
11,00	0,438 – 7/16		33		
12,00	0,472		36		Brune
12,70	0,500 – 1/2		38		
13,00	0,513		39		
14,30	0,563 – 9/16		43		
16,00	0,625 – 5/8		48		
17,70	0,688 – 11/16		53		
19,00	0,750 – 3/4		57		
20,00	0,787		60		
20,70	0,813–13/16		62		
22,30	0,875 – 7/8		67		
24,00	0,938–15/16		72		
25,00	1,000		75		
30,00	1,250–1 1/4				
40,00	1,500-1 1/2				
45,00	1,750-1 3/4				

INDICE DES PRODUITS

2ADS-C04	46	**760-75**	12	**B-24-070**	9	**CDSUN670**	31
510	13	**770-30**	12	**B-BUR-1031**	13	**CDT620**	31
530	15	**770-50**	12	**B-BUR-1033**	13	**CDTH640**	31
550	13	**770-75**	12	**B-BUR-1050**	13	**CD-USB**	43
610-00	11	**780-30**	12	**BCL500**	27	**CDW630**	31
610-25SP	11	**780-50**	12	**BH100**	27	**CLN33**	27
610-50SP	11	**780-75**	12	**BN-12**	14	**CLN100**	27
610-SU	11	**1408-50**	28	**B-NBUR-1050**	13	**CODE**	42
620-00	11	**3550DT**	24	**BR-030**	14	**CODE**	42
620-25SP	11	**3550K**	24	**BR-050**	14	**CODE**	42
620-50SP	11	**4660**	21	**BR-070**	14	**CODE**	42
620-SU	11	**4665**	21	**BRH-60**	16	**CODE**	42
630-00	11	**6500A**	57	**BRHS-608**	16	**CODE**	42
630-25SP	11	**6510A**	57	**BRS-8**	16	**CS9179**	46
630-50SP	11	**6520A**	57	**BRS-9**	16	**D-10-159**	10
630-SU	11	**6550A**	57	**B-TB-2100**	15	**D-16-050**	10
635-00	11	**6560A**	57	**B-TN-2100**	15	**D-16-103**	10
635-25SP	11	**8202**	23	**B-TN-2121**	15	**D-24-117**	10
635-50SP	11	**8204**	23	**B-TNG-2100**	15	**DT2022**	22
635-SU	11	**8206**	23	**B-TNSU**	15	**DT2832**	22
640-00	11	**8500**	23	**B-TS-2100**	15	**DT3542**	22
640-25SP	11	**AC-12**	41	**B-TSN-2100**	13	**DV-82**	23
640-50SP	11	**AC-63**	41	**B-TSN-2100**	15	**F-10-250**	10
640-SU	11	**APSO6**	45	**BUR-1031**	13	**F-12-127**	10
655-00	11	**AR-8**	26	**BUR-1033**	13	**F-16-080**	10
655-25SP	11	**AR-755**	14	**BUR-1050**	13	**F-20-200**	10
655-50SP	11	**B-16-020**	8	**CAT-1**	22	**F-24-300**	10
655-SU	11	**B-16-023**	8	**CAT-2**	22	**FR-12-03**	8
680-00	11	**B-16-027**	8	**CB1-110**	43	**FR-12-04**	8
680-25SP	11	**B-16-030**	8	**CB2-60**	43	**FR-12-05**	8
680-50SP	11	**B-16-033**	8	**CB-0002-100**	21	**FR-12-06**	8
680-SU	11	**B-16-040**	8	**CB2-110**	43	**FR-12-07**	8
685-00	11	**B-16-050**	9	**CB2-200**	43	**FR-12-08**	8
685-25SP	11	**B-16-060**	9	**CB-0003-120**	21	**FR-12-09**	8
685-50SP	11	**B-16-070**	9	**CB-0005-230**	21	**FR-12-10**	8
730-20	12	**B-16-080**	9	**CB-0510-230**	21	**FR-12-11**	8
730-50	12	**B-16-100**	9	**CB1015**	21	**FR-12-12**	8
740-30	12	**B-16-120**	9	**CB2024-L**	21	**GIC190-5**	35
740-50	12	**B-16-145**	9	**CB2845**	21	**GIC190-10**	35
740-75	12	**B-20-017**	8	**CD300**	31	**GIC270-5**	35
750-30	12	**B-20-050**	9	**CDCOMB700**	31	**GIC270-10**	35
750-50	12	**B-20-060**	9	**CDF650**	31	**GTG-A-2000**	35
750-75	12	**B-20-080**	9	**CD-HDMI**	43	**HLD500**	27
760-30	12	**B-24-025**	8	**CDM610**	31	**HY0305**	24
760-50	12	**B-24-050**	9	**CDS660**	31	**IL-5**	26

INDICE DES PRODUITS

IL-8P	26	**KIT-0505-250**	20	**KS01-2194**	38	**KS02-3029**	30
IN-2652	59	**KRS-1**	25	**KS01-2195**	38	**KS99-0106**	49
IN-2653	59	**KRS-32**	25	**KS01-2197**	38	**KS99-0106B**	49
IN-5015-R	59	**KS01-2001**	36	**KS01-2198**	38	**KS99-0106G**	49
IN-5016-R	59	**KS01-2002**	36	**KS01-2199**	38	**KS99-0106R**	49
IN-5017-R	59	**KS01-2003**	36	**KS02-0001**	28	**KS99-0106Y**	49
IN-8930-R	59	**KS01-2004**	36	**KS02-0002**	28	**KS99-0108**	49
IN-8932	59	**KS01-2005**	36	**KS02-0003**	28	**KS99-0108**	60
IN-8933	59	**KS01-2006**	36	**KS02-0004**	28	**KS99-0109**	60
IN-8939	59	**KS01-2007**	36	**KS02-0005**	28	**KS99-0110**	49
IN-PIC-11	62	**KS01-2008**	36	**KS02-0006**	28	**KS99-0110**	60
IN-PIC-12	62	**KS01-2009**	36	**KS02-1000**	30	**KS99-0120**	49
IN-PIC-13	62	**KS01-2011**	36	**KS02-1001**	30	**KS99-0122**	49
IN-PIC-14	62	**KS01-2012**	36	**KS02-1002**	30	**KS99-0124**	49
IN-PIC-15	62	**KS01-2013**	36	**KS02-1003**	30	**KS99-0206**	50
IN-PIC-16	62	**KS01-2014**	36	**KS02-1004**	30	**KS99-0206B**	50
IN-PIC-20	62	**KS01-2015**	36	**KS02-1010**	29	**KS99-0206G**	50
IN-PIC-20-D	62	**KS01-2016**	36	**KS02-1011**	29	**KS99-0206R**	50
IN-PIC-20-D-LT	62	**KS01-2017**	36	**KS02-1012**	29	**KS99-0206Y**	50
IN-PIC-20-LT	62	**KS01-2018**	36	**KS02-1013**	29	**KS99-0208**	50
IN-PIC-34	62	**KS01-2019**	36	**KS02-1014**	29	**KS99-0208**	60
INS-2934	59	**KS01-2032**	37	**KS02-1015**	29	**KS99-0209**	60
IT0308	61	**KS01-2033**	37	**KS02-2001**	32	**KS99-0210**	50
IT0612	61	**KS01-2034**	37	**KS02-2002**	32	**KS99-0210**	60
KB98-080	42	**KS01-2035**	37	**KS02-2003**	32	**KS99-0220**	50
KB98-100	42	**KS01-2036**	37	**KS02-2004**	32	**KS99-0222**	50
KB98-106	42	**KS01-2037**	37	**KS02-2005**	32	**KS99-0306**	51
KB98-160	42	**KS01-2042**	37	**KS02-2006**	32	**KS99-0306B**	51
KB98-200	42	**KS01-2043**	37	**KS02-2007**	32	**KS99-0306G**	51
KB98-216	42	**KS01-2044**	37	**KS02-2021**	37	**KS99-0306R**	51
KB98-232	42	**KS01-2045**	37	**KS02-2022**	37	**KS99-0306Y**	51
KB98-264	42	**KS01-2046**	37	**KS02-2023**	37	**KS99-0308**	51
KB98-320	42	**KS01-2047**	37	**KS02-2024**	37	**KS99-0308**	60
KB98-480	42	**KS01-2111**	38	**KS02-2025**	37	**KS99-0309**	60
KB98-520	42	**KS01-2112**	38	**KS02-2027**	37	**KS99-0310**	51
KB98-600	42	**KS01-2113**	38	**KS02-2200**	32	**KS99-0310**	60
KB98-640	42	**KS01-2115**	38	**KS02-3002**	30	**KS99-0320**	51
KB98-750	42	**KS01-2117**	38	**KS02-3003**	30	**KS99-0322**	51
KIT-0002-100	20	**KS01-2118**	38	**KS02-3004**	30	**KS99-0408**	60
KIT-0003-120	20	**KS01-2119**	38	**KS02-3005**	30	**KS99-0508**	60
KIT-0005-230	20	**KS01-2150**	38	**KS02-3022**	30	**KS99-0509**	60
KIT-0202-100	20	**KS01-2151**	38	**KS02-3023**	30	**KS99-0510**	60
KIT-0303-120	20	**KS01-2152**	38	**KS02-3024**	30	**KS99-0900**	29
KIT-0303-230	20	**KS01-2153**	38	**KS02-3025**	30	**KS99-0900**	52
KIT-0505-230	20	**KS01-2193**	38	**KS02-3027**	30	**KS99-0993**	52

INDICE DES PRODUITS

KS99-0994	52	**KS99-2648**	53	**S-20-120**	9	**T-125-04**	34
KS99-0996	52	**KS99-2650**	53	**S-21-060**	9	**T-125-05**	34
KS99-0997	52	**KS99-2652**	53	**SC0608**	61	**T-125-07**	34
KS99-0997A	52	**KS99-2653**	53	**SC1212**	61	**T-125-09**	34
KS99-0998	52	**KS99-3620**	53	**SI-500**	61	**T-250-01**	34
KS99-0999	52	**KS99-3621**	53	**SK105/50**	51	**T-250-02**	34
KS99-1110Y	40	**KS99-3622**	53	**SK205/50**	50	**T-250-03**	34
KS99-1210R	40	**KS99-3623**	53	**SK307/50**	49	**T-250-04**	34
KS99-1810	54	**KS99-3650**	53	**SS-21-4001**	25	**T-250-05**	34
KS99-1923	54	**KS99-3651**	53	**SS-21-4012**	25	**T-250-07**	34
KS99-1929	54	**KS99-3652**	53	**SV-80**	23	**T-250-09**	34
KS99-1929L	54	**KS99-3653**	53	**SX250/02**	52	**T-850-2-01**	33
KS99-1930	52	**KS99-3940**	53	**SX306/01**	54	**T-850-2-02**	33
KS99-2001	40	**KS99-3941**	53	**SX315/10**	54	**T-850-2-03**	33
KS99-2004	39	**KS99-3944**	53	**SX315/11**	54	**T-850-2-04**	33
KS99-2006	39	**KS99-3950**	53	**SX315/12**	54	**T-850-2-05**	33
KS99-2008	39	**KS99-3951**	53	**SX315/13**	54	**T-850-2-06**	33
KS99-2010	39	**KS99-3954**	53	**SX315/14**	54	**T-850-2-07**	33
KS99-2012	39	**KS99-5000**	57	**SX319/01**	54	**T-850-2-08**	33
KS99-2024	39	**KS99-5010**	57	**SX319/02**	54	**T-850-2-09**	33
KS99-2026	39	**KS99-5020**	57	**SX 415/04**	55	**T-850-2-10**	33
KS99-2030	39	**KS99-5030**	57	**SX 415/06**	55	**T-850-2-11**	33
KS99-2032	39	**KS99-5032**	57	**SX 415/08**	55	**T-850-2-12**	33
KS99-2044	39	**KS99-5040**	57	**SX 415/12**	55	**T-850-2-13**	33
KS99-2046	39	**KS99-5042**	57	**SX 415/32**	55	**T-850-2-14**	33
KS99-2048	39	**KS99-5044**	57	**SX 415/35**	55	**T-850-2-15**	33
KS99-2050	39	**KS99-7510**	41	**SX 416/03**	55	**T-850-2-17**	33
KS99-2052	39	**KS99-7512**	41	**SX 416/04**	55	**T-850-3-01**	33
KS99-2086	40	**KSLSR-8501**	25	**SX 416/11**	55	**T-850-3-03**	33
KS99-2088	40	**M-08-005**	7	**SX 416/12**	55	**T-850-3-07**	33
KS99-2090	40	**M-12-007**	7	**SX 416/15**	55	**T-850-3-13**	33
KS99-2092	40	**M-12-010**	7	**SX 416/18**	55	**T-850-4-04**	33
KS99-2099	40	**M-12-020**	7	**SX 416/20**	56	**T-850-4-05**	33
KS99-2106	60	**M-18-067**	7	**SX 416/22**	56	**T-850-4-08**	33
KS99-2116	60	**M-20-010**	7	**SX 416/25**	56	**T-850-4-11**	33
KS99-2124	60	**NBUR-1050**	13	**SX 416/31**	56	**T-850-4-13**	33
KS99-2126	60	**PP-4WSI**	29	**SX 416/32**	56	**T-850-4-15**	33
KS99-2138	60	**PP-4WSI**	52	**SX 416/33**	56	**T-850-5-51**	33
KS99-2142	60	**PW0909100**	24	**SX 416/34**	56	**T-850-5-54**	33
KS99-2144	60	**R-16-500**	16	**SX 416/50**	56	**TB-2100**	15
KS99-2152	60	**R-17-175**	16	**T8-TPS-FLUSH**	44	**TBPC30**	63
KS99-2158	60	**RP-16-240**	16	**T8-TPS-TUBESET**	44	**TBPC46**	63
KS99-2645	53	**RU-500**	61	**T-125-01**	34	**TBR3100NP**	63
KS99-2646	53	**S-12-120**	9	**T-125-02**	34	**TBRD10**	63
KS99-2647	53	**S-20-050**	9	**T-125-03**	34	**TI-PA66**	28

INDICE DES PRODUITS

TN-2100	15
TN-2121	15
TNG-2100	15
TS-2100	15
TSN-2100	13
TSN-2100	15
UB-69	15
VCB-10	19
VCB-0511-15	19
VFR100	45
W5412-30	24
W5412-150	24
WRC100	46
WRC500	46

NOTES

800.663.4525 info@keirsurgical.com keirsurgical.com



KEIR SURGICAL

INSTRUMENTS FOR LIFE
DES INSTRUMENTS POUR LA VIE

SIÈGE SOCIAL
Tel : 800.663.4525 or 604.261.9596 | Fascimile : 604.261.9549
126-408 East Kent Avenue South, Vancouver, BC V5X 2X7

BUREAU RÉGIONAL DE L'EST
Tel : 800.663.4525 ou 514.277.5347 | Fascimile : 514.270.5340
9460 Route Transcanadienne, Saint-Laurent, QC H4S 1R7

info@keirsurgical.com | www.keirsurgical.com

PACIFIC SURGICAL

Keir Surgical is a Pacific Surgical Company
Keir Surgical est une filiale de Pacific Surgical