CATALOGUE DE PRODUITS

On vous livre les bienfaits du tissu adipeux depuis 1991



26MCPT070R0

Table des matières

Introduction 3-5

Trousse Tulip GOLD 6

Trousses à usage unique 7

Instruments à usage unique 8-11

Matériel de laboratoire 12-13

Trousses recommendés par les médecins 14-15

Trousses réutilisables 16-17

Informations sur les collets réutilisables 18

Instruments et accessoires réutilisables 19-27

Marketing auprès des patients et coaching des praticiens 28-29

ARTS - Formations pratiques et apprentissage en ligne 30-31

Coordonnées ..... dernière page

Vous ne savez pas quoi acheter pour votre cabinet ?
Balayez le code QR pour planifier une formation virtuelle personnalisée gratuite sur nos produits avec l'un de nos associés commerciaux cliniques.



Tulip Medical : pionniers dans la technologie du transfert des tissus adipeux

Tulip Medical est à la pointe de l'innovation dans le domaine du transfert des tissue adipeux depuis 1991, faisant progresser la médecine esthétique et régénérative. En tant que leader mondial dans la technologie des tissus adipeux, Tulip est pionnier dans les enrobages CellFriendly, les partenariats de recherche et les protocoles avancés visant à améliorer le potentiel régénératif des tissue adipeux. Avec plus de 35 ans d'innovation, Tulip continue de façonner l'avenir du transfert des tissues adipeux.

1991
Création de l'entreprise et début du développement des technologies de transfert des tissue adipeux.

Début des années 1990
Collaboration avec le Dr Pierre Fournier pour développer le systeme d'instruments Tulip Syringe.

Début des années 2000
Parrainage d'une recherche novatrice avec l'université de Pittsburgh prouvant que le tissue adipeux contient des chondrocytes (cellules précurseurs du cartilage).

Années 2000
Expansion dans le domaine de la médecine régénérative, la recherche ayant confirmé que le tissu adipeux était « la source la plus abondante et la plus puissante de cellules régénératives ».

Années 2010
Développement de protocoles et d'instruments pour le traitement des tissus adipeux destinés aux tissus mous, ce qui a donné lieu à de nombreux brevets.

Années 2010
Collaboration avec les chirurgiens belges Drs Tonnard et Verpaele pour mettre au point les applications de la nano-graisse.

Fin des années 2010
Développement, test et validation du système Tulip Nanofat, permettant l'injection à l'aide de miniscules aiguilles de calibre 30.

Années 2020
Essai clinique commandité pour le traitement des patients post-Covid présentant des lésions pulmonaires résiduelles.

2026
Tulip lance la série de canules AlphaLuer, conçue pour maintenir une prise et un vide plus sûrs pendant les interventions.

Aujourd'hui
Tulip reste la marque n°1 mondiale dans le domaine des nano-graisses, du prélèvement des tissus adipeux et des thérapies régénératives adipeuses, offrant les bienfaits des tissus adipeux à des millions de personnes.

Introduction : Transformez votre pratique grâce aux solutions à usage unique de Tulip



Une nouvelle norme dans les thérapies régénératives adipeuses

Depuis plus de trois décennies, Tulip est à la pointe de la médecine régénérative adipeuse, fournissant aux professionnels de la santé les outils et les connaissances nécessaires pour obtenir des résultats transformateurs pour leurs patients. À mesure que la science médicale évolue, nous vous invitons à améliorer votre pratique grâce à nos instruments à usage unique avancés et à nos trousses spécifiques à chaque procédure.

L'impératif essentiel en matière de sécurité : pourquoi les procédures de réinjection nécessitent-elles des instruments à usage unique ?

Des preuves scientifiques récentes ont révélé une vérité préoccupante concernant les instruments canulés réutilisables. Une étude a montré que les canules ne peuvent pas être retraitées en toute sécurité pour être réinjectées, même si les protocoles de stérilisation standard sont respectés.

Balayez ici pour lire l'étude révolutionnaire sur les limites du retraitement des canules.

Cette révélation a des implications profondes pour la sécurité des patients dans les procédures régénératives :

Risques de contamination documentés

- Des résidus tissulaires microscopiques restent piégés dans la lumière des canules même après un nettoyage minutieux — l'autoclavage standard ne permet pas de les stériliser efficacement.
- La contamination croisée entre patients devient un risque inévitable avec les instruments réutilisés.
- Lorsque les tissus prélevés sont réintroduits dans le corps, les contaminants compromettent la stérilité du champ opératoire et peuvent déclencher des réactions immunitaires indésirables, des infections ou des échecs de la procédure.

En choisissant nos trousses à usage unique, vous investissez dans :

- La sécurité sans compromis des patients
- L'efficacité des pratiques
- L'excellence clinique
- La prévisibilité financière

Pourquoi les médecins de premier plan se tournent vers les trousses à usage unique

Nos trousses de procédure complètes contiennent exactement ce dont vous avez besoin pour réaliser une procédure complète en toute confiance et avec cohérence. Alors que les organismes de réglementation du monde entier imposent de plus en plus de restrictions sur les dispositifs réutilisables, l'usage unique maintient votre cabinet à la fine pointe de la technologie.

Valeur supérieure, sécurité inégalée


Les instruments réutilisables sont validés pour un maximum de 50 cycles d'autoclavage. En tenant compte du nettoyage, de la stérilisation, de l'entretien et du remplacement — sans oublier la responsabilité potentielle — l'usage unique offre une valeur supérieure et une sécurité inégalée.

Introduction: la série de canules AlphaLuer™



Éliminer les frictions que les chirurgiens ne devraient pas avoir à contourner

Les petits points de défaillance comptent dans les interventions régénératives. La série de canules AlphaLuer™ a été conçue en fonction de la façon dont la graisse est réellement manipulée en pratique — en restant solidement verrouillée même lorsque les interventions deviennent salissantes et que les seringues sont échangées.



Pourquoi les verrous Luer traditionnels sont insuffisants

En usage clinique réel, la graisse s'infiltre dans le raccord pendant l'échange des seringues. Combinés au couple de torsion, à la force latérale et au gras, les verrous Luer rotatifs — y compris les anciens modèles Tulip — peuvent se desserrer progressivement, ce qui entraîne un vide irrégulier ou un désengagement involontaire.

La différence AlphaLuer™

AlphaLuer introduit une résistance unidirectionnelle au sein de l'interface du verrou Luer. Une fois fixé, le raccord résiste au mouvement inverse et demeure verrouillé lors d'échanges de seringues répétés — sans qu'aucun changement de technique ne soit nécessaire.

Ce que les chirurgiens remarquent à l'usage

- Aucun desserrage progressif lors des changements de seringue
- Un vide plus constant pendant le prélèvement
- Moins d'interruptions pendant le travail de volume
- Une confiance accrue sous contrainte latérale

La série de canules AlphaLuer est introduite progressivement dans l'ensemble de la gamme de produits Tulip, au fur et à mesure que les stocks existants sont écoulés.

Conçue pour la réalité de la manipulation de la graisse — pas pour la théorie.

La trousse Tulip GOLD



Balayez le code QR pour lire le guide de démarrage rapide de la trousse Gold.

LA TROUSSE TULIP GOLD : TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR OBTENIR DE LA NANO-GRAISSE.

Maintenant dotée de la technologie brevetée AlphaLuer

La trousset Tulip Gold (Gentle Office-Based Lipoaspirate Delivery ou l'administration de lipoaspirats en douceur au cabinet médical) fournit tout ce dont vous avez besoin pour prélever et préparer de la micro-graisse et de la nano-graisse à utiliser en cabinet.

Nos trousses Gold utilisent un système de lipoaspiration à seringue fermée qui offre une méthode moins invasive et plus efficace pour prélever le complexe tissulaire adipeux (ATC). Cette technique permet une greffe structurelle ou régénérative sans nécessiter d'intervention chirurgicale.

- Le protocole et la trousse ont été validés cliniquement pour leur sécurité, leur facilité d'utilisation, leur viabilité et leur rendement constant, ce qui permet d'obtenir des résultats plus prévisibles.
- La trousse Gold permet un prélèvement sûr et efficace de tissus adipeux autologue à basse pression.
- Le tissu adipeux prélevé peut être utilisée sous forme de micrograisse ou de nanograisse.

Options d'achat	**Code de l'article :**
1 trousse	**DPK-ALGOLD-01**
5 trousses	**DPK-ALGOLD-05**
1 trousse avec injecteurs	**DPK-ALGOLD+INJ-01**
5 trousse avec injecteurs	**DPK-ALGOLD+INJ-05**

Économisez en achetant des caisses de 5.

Chaque trousse GOLD contient:

- 1 infiltrareur à usage unique
- 1 Dispositif de prélèvement à usage unique
- 1 Johnnie Snap à usage unique
- 1 trousse Nanofat à usage unique pour un patient
- 2 seringues BD 20 cc
- 2 seringues BD 10 cc
- 1 aiguille hypodermique

Ajoutez des injecteurs à votre trousse pour les procédures esthétiques :

Obtenez tous les articles du kit Gold **PLUS :**

- 1 injecteur à bout émoussé à usage unique 18G x 7 cm
- 1 injecteur à bout émoussé à usage unique 19G x 5 cm
- 1 injecteur à bout émoussé à usage unique 20G x 4 cm

Trousses à usage unique





Kit Tulip Nano SoftBreast™ - À usage unique

Cette trousse à usage unique est destinée à l'augmentation mammaire personalisée, avec ou sans implants, à l'aide de microgaisse et de nanograisse pour des applications esthétiques.

La trousse comprend :

- 1 infiltrateur tumescent GEMS™ AlphaLuer 2,1 mm x 15 cm
- 2 dispositif de prélèvement GEMS™ Miller AlphaLuer 2,1 mm x 15 cm
- 1 GEMS™ injecteur à pointe en cuillère AlphaLuer 2,1 mm x 15 cm
- 1 GEMS™ injecteur SuperLuerLok 1,4 mm x 9 cm
- 1 GEMS™ injecteur AlphaLuer 1,2 mm x 7 cm
- 2 Miller GEMS™ 60 cc OneSnaps
- 1 NanoTransfer Génération 2
- 2 transferts anaérobies GEMS™ 2,4 mm
- 1 transfert de calibrage GEMS™ 1,4 mm
- 1 transfert de calibrage GEMS™ 1,2 mm
- 4 seringues BD 50/60 cc (pour le prélèvement)

Emballée sous forme de trousse d'intervention
Item Code: DPK-HSFB-TNF

Kit Tulip Nanofat™ - À usage unique

Ce système fermé à usage unique, en instance de brevet, permet de dimensionner le tissu adipeux afin qu'il puisse être injecté à l'aide d'aiguilles de 27G et 30G.

Trousse pour 1 patient comprenant :

- 1 NanoTransfer™ Generation 2 à usage unique
- 1 GEMS™ 2,4 mm pour transfert anaérobie
- 1 GEMS™ 1,2 mm pour transfert de dimensionnement
- 1 GEMS™ 1,4 mm pour transfert de dimensionnement

Options d'achat	Code de l'article :
1 trousse	**DNTS-1P**
5 trousses	**DNTS-5P**

Balayez le code QR pour lire le guide de démarrage rapide



Le Micro Kit™ - À usage unique

Les transferts de dimensionnement anaérobie à usage unique GEMS™ peuvent être utilisés comme système autonome pour le dimensionnement des tissue adipeux ou en association avec le Tulip NanoTransfer (Gen 1 ou Gen 2) pour créer de la nano-graisse.

La trousse comprend :

- 5 transferts anaérobies GEMS™ 2,4 mm
- 5 transferts GEMS™ 1,4 mm
- 5 transferts GEMS™ 1,2 mm

Code de l'article: DMICRO-05



Infiltrateur tumescent GEMS™

Cet instrument spiralé à ports multiples permet une distribution uniforme de la solution tumescente.

Boîte de 10 à usage unique.

Code de l'article :	Type de tige :	Taille :
DCALINF1415-10	Infiltrateur	2.1 mm (14G) x 15 cm
DC1SLINF1420-10*	Infiltrateur	2.1 mm (14G) x 20 cm
DCALINF1420-10	Infiltrateur	2.1 mm (14G) x 20 cm

**** Stocks limités***



GEMS™ Johnnie Snap

Pour seringues BD de 60 cc et 20 cc or 60cc et 20cc

Boîte à usage unique de 5 articles.

Numéro de brevet américain 10,702,656

Les verrous pour seringues GEMS™ Johnnie Snap 60 cc et 20 cc sont conçus pour maintenir le vide à des niveaux de pression variables, de faible à élevé. Grâce à un clip de piston nouvellement conçu, ce verrou ne fait qu'un avec le piston, offrant une pression de vide sans effort. Le Johnnie Snap fournit un vide progressif à basse pression avec 2 positions de verrouillage pour les seringues de 20 cc et 3 positions de verrouillage pour les seringues de 60 cc.

Code de l'article :	Descripton :
A. **DJS220-05**	Johnnie Snap 20 cc
B. **DJS360G2-05**	Johnnie Snap 60 cc ThreeSnap



GEMS™ Miller OneSnap

Pour seringues BD de 60 cc

Boîte à usage unique de 5 articles

Numéro de brevet américain 10,702,656

Les verrous pour seringues Miller OneSnap 60 cc à usage unique brevetés sont conçus pour maintenir un niveau de vide constant. Grâce à un nouveau clip de piston, ce verrou ne fait qu'un avec le piston, ce qui permet d'obtenir une pression de vide sans effort.

Le Miller OneSnap fournit un vide à haute pression.

Code de l'article :	Descripton:
DMS160G2-05	Miller Snap 60 cc OneSnap



Dispositif de prélèvement Carraway GEMS™

Cette conception spiralée à trois ports est sûre et efficace pour les prélèvements multi-plans. Le Dispositif de prélèvement Carraway est couramment utilisé pour les interventions de faible volume réalisées sous anesthésie locale.

Boîte à usage unique de 10 articles.

Code de l'article :	Type de tige :	Taille :
DCALCAR1315-10	Carraway	2,4 mm (13G) x 15 cm
DCALCAR1415-10	Carraway	2,1 mm (14G) x 15 cm



GEMS™ Miller Speed Harvester

Un dispositif à six ports qui permet de prélever un volume maximal de tissu en un minimum de temps.

Boîte à usage unique de 10 articles.

Code de l'article	Style de tige :	Taille :
DCALMIL1415-10	Miller Speed	2,1 mm (14G) x 15 cm



GEMS™ Sorensen Harvester

Conçu par le Dr Jesper Sorensen, il s'agit d'un Dispositif de prélèvement multiport moins agressif pour la microgaisse, doté de microports biseautés.

Boîte à usage unique de 10 articles.

Code de l'article :	Style de tige :	Taille :
DC1SLSOR1320-10	Sorensen	2,4 mm (13G) x 20 cm



GEMS™ Tonnard Harvester

Conçu par le Dr Patrick Tonnard, ce Dispositif de prélèvement multiport unique, doté de microports surélevés, permet de prélever efficacement la microgaisse.
20 cm = 20 ports

Boîte à usage unique de 10 articles.

Code de l'article :	Style de tige :	Taille :
DC1SLTON1320-10*	Tonnard	2,4 mm (13G) x 20 cm
DCALTON1320-10	Tonnard	2,4 mm (13G) x 20 cm

**** Stocks limités***

Transferts à usage unique pour micrograisse et nanograisse



Transferts anaérobies et calibrés à usage unique™

À usage unique, pré-stérilisés. Disponibles en boîtes de 10.

Les transferts à usage unique et pré-stérilisés de Tulip sont conçus pour permettre un transfert facile, propre et en système fermé de tissus adipeux entre des seringues Luer Lock. Ces transferts sont disponibles en 3 diamètres de lumière différents. Les transferts anaérobies et de calibrage à usage unique sont également un composant essentiel du système Tulip Nanofat.

Code de l'article :	**Taille :**
DATLLLL2.4mm-10	Transfert anaérobie de 2,4 mm Boîte de 10
DATLLLL1.4mm-10	Transfert de calibrage de 1,4 mm Boîte de 10
DATLLLL1.2mm-10	Transfert de calibrage de 1,2 mm Boîte de 10




Tulip NanoTransfer™ à usage unique (Gen 2)

Boîte de 5 NanoTransfers à usage unique

Le Tulip NanoTransfer à usage unique (Gen 2), en instance de brevet, est conçu pour être efficace avec une cavité de seulement 0,12 cc pour un rendement maximal des tissus. Il est ergonomique et peut être utilisé sur une surface plane, ce qui facilite son utilisation. Le NanoTransfer est conçu pour réduire la graisse en nanofat après qu'elle ait passé 30 fois chacun des 3 transferts anaérobies et de calibrage.

Code de l'article :	**Taille :**
DNFT90G2-05	NanoTransfer boîte de 5



1 COLLECTER ET SÉPARER — 2 TAILLE — 3 LIVRER

Le seul système cliniquement validé pour fournir de la nano-graisse injectable avec des aiguilles de calibre 30.

AUTORISATION FDA 510K • CONFORME À LA NORME HCT/P 361

Injecteur Tulip GEMS™



La pointe émoussée et l'orifice latéral de l'injecteur Tulip lui permettent de traverser sans effort les tissus mous et de préserver l'intégrité de la structure vasculaire. Un ouil indispensable pour des injections sûre et de faible volume.

Boîte de 10 à usage unique.

Code de l'article :	Style :	Taille :
DC1SLINJ1709-10*	Injecteur	1,4 mm (17G) x 09 cm
DCALINJ1709-10	Injecteur	1,4 mm (17G) x 09 cm
DCALINJ1807-10	Injecteur	1,2 mm (18G) x 07 cm
DCALINJ1905-10	Injecteur	0,9 mm (19G) x 05 cm
DC1SLINJ2004-10*	Injecteur	0,7 mm (20G) x 04 cm
DCALINJ2004-10	Injecteur	0,7 mm (20G) x 04 cm
DC1SLINJ2306-10	Injecteur	0,5 mm (23G) x 06 cm
DC1SLINJ2505-10	Injecteur	0,3 mm (25G) x 05 cm

**** Stocks limités***

Profitez des avantages de Tulip grâce aux instruments CellFriendly™ !

Toutes les canules et tous les injecteurs Tulip sont recouverts de l'enrobage exclusif CellFriendly™ de Tulip. Cet enrobage confère aux instruments une action lisse et lubrifiante. La réduction de la friction diminue le stress et les dommages causés aux tissus, pour un meilleur résultat et moins de fatigue pour le chirurgien pendant l'intervention.





Injecteur à pointe en cuillère GEMS™

Une pointe émoussée en forme de cuillère conçue avec un orifice plus large pour une injection rapide de volumes plus importants - votre outil indispensible pour les injections dans les seins et les fesses.

Boite de 10 à usage unique.

Code de l'article:	Style de tige:	Taille:
DCALSPO1415-10	Injecteur à pointe en cuillère	2,1 mm (14G) x 15 cm

Équipement de laboratoire



nano™ SPIN

Conception compacte

- Idéal pour des environnements spécifiques
- Cycles de séparation préprogrammés
- Traite huit seringues de 10 cc (max. 80 cc)



nano™ SPIN PRO

Capacité maximale

- Idéal pour une utilisation fréquente
- Préprogrammé pour la séparation des tissus adipeux
- Traite six seringues de 10 cc ou 20 cc (max. 120 cc)
- Certifié CE



nano SPIN X2

Centrifugeuse tout usage

- Chambre chauffante intégrée, la seule fabriquée aux États-Unis
- Cycles de séparation préprogrammés
- Traite jusqu'à quatre seringues de 10 cc, 20 cc ou 30 cc (max. 120 cc)

	NANOSPIN™	NANOSPIN™ PRO	NANOSPIN™ X2 Qualité professionnelle de laboratoire
Utilisez les capuchons Tulip Crowns™ et les capuchons de seringue pour en faire un système fermé	✓	✓	✓
Séparation optimale des tissus adipeux	✓	✓	✓
Certifié CE		✓	
Fabriqué aux ÉtatsÌUnis	✓	✓	✓
Manchons de seringue autoclavables	✓	✓	✓
Capacité	8 seringues de 10cc	6 seringues de 10 cc ou 20 cc	4 seringues de 10 cc, 20 cc ou 30 cc
Plage de vitesse	500–3500 tr/min	Max. 3500 tr/min	Max. 4000 tr/min
Force G max.	1,534 G	1,600 G	2,950 G
Alimentation/fréquence	110V/220V	110V/220V	110V/220V
Voyants DEL sur le couvercle indiquant l'état du cycle		✓	✓
Couvercle verrouillable pour empêcher toute ouverture intempestive	Manuel	Automatique	Automatique
Interface	Préprogrammée	Préprogrammée	Préprogrammée
Mémoire de cycle	✓	✓	✓
Garantie	1 Année	2 Années	2 Années
Code de l'article	**NanoSpin G2**	**NanoSpinPRO**	**NanoSpinX2**



Pour commander à nouveau des manchons de seringues autoclavables ou des cordons d'alimentation de rechange pour les centrifugeuses, veuillez contacter un représentant commercial Tulip par téléphone ou par courriel.



Balayez le code QR pour lire le guide de démarrage rapide pour le Crown Tulip.

Tulip Crowns™

Brevet américain n° 10,039,886

La conception brevetée du Crown maintient le contenu de la seringue fermé pendant la centrifugation. Il suffit de fixer un Crown au piston de la seringue, de prélever l'échantillon, puis de dévisser le piston. Le Crown dispose également d'un port d'extraction auto-obturant qui permet de retirer proprement le contenu de n'importe quelle couche de tissu centrifugé.

- Permet de retirer facilement le piston de la seringue.
- Autoclavable pour 50 cycles d'autoclavage.
- Compatible avec NanoSpin™, NanoSpin Pro™ et NanoSpin X2™.
- Évite les salissures indésirables.
- Réduit la contamination potentiel.
- La conception brevetée s'adapte aux seringues BD de 10 cc, 20 cc ou 30 cc.


Code de l'article :	Disponible en tailles :
CROWN10BD	10cc BD (compatible avec NanoSpin, NanoSpin Pro et NanoSpin X2)
CROWN20BD	20cc BD (compatible avec NanoSpin Pro, et NanoSpin X2)
CROWN30BD	30cc BD (compatible avec NanoSpin X2)

*Pour les couronnes de 60 cc Crowns (non compatibles avec NanoSpin, NanoSpin Pro, ou NanoSpin X2), voir page 23.

Seringues Tulip compatibles

Taille :	Code de l'article :
A. Seringue Luer BD 30 cc - Boîte de 56	**SYR30BDBX**
B. Seringue Luer BD 20 cc - Boîte de 48	**SYR20BDBX**
C. Seringue Luer BD 10cc - Boîte de 200	**SYR10BDBX**

*Pour plus de seringues, voir page 27.



Capuchons pour seringues

Conservez le contenu de votre seringue hermétiquement fermé. Compatible avec NanoSpin, NanoSpin Pro, et NanoSpin X2.

Capuchons Luer pour centrifugeuse Stériles, à usage unique 5 paquets de 10 capuchons chacun (50 capuchons à usage unique au total).

Code de l'article: CAPSLCENT-05

***Pour d'autres options de capuchons de seringues non compatibles avec NanoSpin, NanoSpin Pro, ou NanoSpin X2 voir page 27.**



Ensembles recommandés par des médecins



Ensemble maître Marten « See & Do »

Inspiré par le Dr Timothy Marten, cet ensemble CellFriendly est conçu pour un remodelage raffiné du visage à l'aide de micrograisse et de nanograisse. Accompagné de deux vidéos de formation chirurgicale : Facelift & Fat Grafting: Why, Where, Now, & How Much? + Periorbital Fat Grafting – A New Paradigm for Rejuvenation of the Eyelids.

Code de l'article : MARTEN MASTER SEE & DO

La trousse contient :

- 1 infiltrateur tumescent SuperLuerLok 2,1 mm x 20 cm
- 1 Dispositif de prélèvement Carraway SuperLuerLok 2,1 mm x 15 cm
- 1 Dispositif de prélèvement Carraway SuperLuerLok 2,4 mm x 20 cm
- 1 Dispositif de prélèvement Tonnard SuperLuerLok 2,1 mm x 15 cm
- 2 Injecteurs Tulip SuperLuerLok 0,7 mm x 4 cm
- 2 Injecteurs Tulip SuperLuerLok 0,7 mm x 5 cm
- 2 Injecteurs Tulip SuperLuerLok 0,9 mm x 5 cm
- 2 Injecteurs Tulip SuperLuerLok 1,2 mm x 7 cm
- 1 V-Dissecteur SuperLuerLok 1,6 mm x 7 cm
- 1 NanoTransfer (Gen 1)
- 2 boîtes de 2 cartouches NanoTransfer stériles
- 2 transferts anaérobies réutilisables de 2,4 mm
- 1 transfert de calibrage réutilisable de 1,4 mm
- 1 transfert de calibrage réutilisable de 1,2 mm

Emballée sous forme de trousse de procédure. Validé pour un maximum de 50 cycles d'autoclavage. Pour les brosses de nettoyage et les SoftPicks, voir page 26.



Ensemble maître Tonnard/Verpaele « See & Do »

Conçu par les pionniers de la nanograisse, les Drs Tonnard et Verpaele, cet ensemble CellFriendly est accompagné de deux vidéos de formation chirurgicale : Microfat, SNIF, and Nanofat – from Volume Augmentation to Cell Therapy + Nanofat for Lower Eyelid Dark Circles.

Code de l'article: TONNARD/VERPAELE MASTER SEE & DO

La trousse contient :

- 1 infiltrateur tumescent SuperLuerLok 2,1 mm x 20 cm
- 1 Dispositif de prélèvement Tonnard SuperLuerLok 2,4 mm x 20 cm
- 1 Injecteur Tulip SuperLuerLok 0,7 mm x 5 cm
- 1 Injecteur Tulip SuperLuerLok 0,9 mm x 5 cm
- 1 SnapLok 60 cc
- 1 SnapLok 20 cc
- 1 NanoTransfer (Gen 1)
- 2 boîtes de 5 cartouches NanoTransfer stériles
- 2 transferts anaérobies réutilisables 2,4 mm
- 1 transfert réutilisable de 1,4 mm
- 1 transfert réutilisable 1,2 mm

Emballée sous forme de trousse de procédure. Validé pour un maximum de 50 cycles d'autoclavage.



Ensemble maître Ghavami « See & Do »

Cet ensemble CellFriendly, inspiré par le Dr Ashkan Ghavami de Beverly Hills, en Californie, est conçu pour le remodelage corporel expert — des transformations après grossesse à l'augmentation des fesses. Accompagné de deux vidéos de formation chirurgicale : The Safe S-Curve® Buttock Fat Transfer Using a Hybrid Technique + Using Fat for Breast Augmentation.

Code de l'article : GHAVAMI MASTER SEE & DO

La trousse contient :

- 1 dispositif de prélèvement Mercedes 60 cc 3,7 mm x 20 cm
- 1 dispositif de prélèvement Mercedes 60 cc 3,7 mm x 25 cm
- 1 injecteur SpoonTip 60 cc 3,0 mm x 15 cm
- 1 injecteur SpoonTip 60 cc 3,0 mm x 20 cm
- 1 NanoTransfer (Gen 1)
- 2 boîtes de 5 cartouches NanoTransfer stériles
- 1 transfert anaérobie réutilisable 2,4 mm
- 1 transfert de calibrage réutilisable 1,4 mm
- 1 transfert de calibrage réutilisable 1,2 mm
- 1 support de décantation/transfert anaérobie de 60 cc à Luer Lock

Emballée sous forme de trousse de procédure. Validé pour un maximum de 50 cycles d'autoclavage. Pour les brosses de nettoyage et les SoftPicks, voir page 26.



Ensemble maître Nabil Fakih « See & Do »

Conçu par le Dr Nabil Fakih, cet ensemble est destiné au lipfilling facial à l'aide de microgaisse, de la technique SNIF (greffe intradermique de graisse à l'aide d'une aiguille fine), de la technique SNIE (greffe intradermique de graisse émulsionnée à l'aide d'une aiguille fine) et de nanograisse. Cet ensemble tout-en-un vous permet de sculpter et de remodeler le visage, de rajeunir la peau et de corriger les cicatrices. Accompagné de la vidéo de formation chirurgicale : Nabil Fakih Fat Grafting Master Class.

Code de l'article : FAKIH MASTER SEE & DO

La trousse contient:

- 1 infiltrateur tumescent SuperLuerLok 2,1 mm x 20 cm
- 1 Dispositif de prélèvement Tonnard SuperLuerLok 2,4 mm x 20 cm
- 1 injecteur Tulip SuperLuerLok 0,7 mm x 4 cm
- 1 injecteur Tulip SuperLuerLok 0,9 mm x 5 cm
- 1 injecteur Tulip SuperLuerLok 1,2 mm x 7 cm
- 1 Fakih Portless V-Dissector 1,6 mm x 09 cm
- 1 SnapLok 20cc
- 1 JohnnieLok 10cc (pour syringues BD 10 cc)
- 1 NanoTransfer (Gen 1)
- 2 boîtes de 5 cartouches NanoTransfer stériles
- 1 transfert anaérobie réutilisable de 2,4 mm
- 1 transfert de calibrage réutilisable 1,4 mm
- 1 transfert de calibrage réutilisable 1,2 mm
- 1 grand support Z Tulip
- 1 support de décantation Luer à Luer/transfert anaérobie

Emballée sous forme de trousse de procédure. Validé pour un maximum de 50 cycles d'autoclavage.

Tulip Nano Small Volume Set™ – Réutilisable

La trousse réutilisable Tulip Nano Small Volume Set est votre outil indispensable pour le remodelage et le rajeunissement du visage à l'aide de micrograisse et de nanograisse. Il est également idéal pour d'autres interventions de petit volume telles que le rajeunissement des mains, la correction des cicatrices, la cicatrisation des plaies, le rajeunissement du décolleté et la restauration des coussinets adipeux des pieds.



Set Includes:

- 1 infiltrateur tumescent SuperLuerLok 2,1 mm x 20 cm ou 2,1 mm x 15 cm (selon le choix du dispositif de prélèvement)
- 1 dispositif de prélèvement de votre choix
  - Dispositif de prélèvement Carraway SuperLuerLok 2,1 mm x 15 cm
  - Dispositif de prélèvement Miller SuperLuerLok 2,1 mm x 15 cm
  - Dispositif de prélèvement Sorensen SuperLuerLok 2,4 mm x 20 cm
  - Dispositif de prélèvement Tonnard SuperLuerLok 2,4 mm x 20 cm
- 1 injecteur Tulip SuperLuerLok 0,7 mm x 4 cm
- 1 injecteur Tulip SuperLuerLok 0,9 mm x 5 cm
- 1 injecteur Tulip SuperLuerLok 1,2 mm x 7 cm
- 1 SnapLok 60 cc
- 1 NanoTransfer (Gen 1)
- 2 transferts anaérobies réutilisables 2,4 mm
- 1 transfert de calibrage réutilisables 1,4 mm
- 1 transfert de calibrage réutilisables 1,2 mm
- 2 boîtes de 5 cartouches NanoTransfer stériles

Emballée sous forme de trousse de procédure. Validé pour un maximum de 50 cycles d'autoclavage. Pour les brosses de nettoyage et les SoftPicks, voir page 26.

Vous êtes intéressé par une option à usage unique ? Consultez la trousse GOLD à la page 6.



Dispositif de prélèvement Carraway GEMS™



Dispositif de prélèvement Miller Speed™



Dispositif de prélèvement Sorensen™



Dispositif de prélèvement Tonnard™

Disponible dans différentes configurations.

Options de Dispositif de prélèvement :

Dispositifs de prélèvement :	Code de l'article :
Carraway	**TGS-CAR-TNF**
Miller Speed	**TGS-MIL-TNF**
Sorensen	**TGS-SOR-TNF**
Tonnard	**TGS-TON-TNF**

Tulip Nano SoftBreast™ Set - Réutilisable



Cette trousse à usage unique est destinée à l'augmentation mammaire personnalisée, avec ou sans implants, à l'aide de microgaisse et de nanograisse pour des applications esthétiques et reconstructives.

Code de l'article : TGSSB-TNF

La trousse contient :

- 1 infiltrateur tumescent SuperLuerLok 2,1 mm x 15 cm
- 1 Dispositif de prélèvement Miller Speed 2,1 mm x 15 cm
- 1 injecteur à pointe en cuillère 2,1 mm x 15 cm
- 1 injecteur Tulip 1,4 mm x 9 cm
- 1 injecteur Tulip 1,2mm x 7 cm
- 1 SnapLok 60 cc
- 1 NanoTransfer (Gen 1)
- 2 boîtes de 5 cartouches NanoTransfer stériles
- 2 transferts anaérobies réutilisables 2,4 mm
- 1 transfert de calibrage réutilisable 1,4 mm
- 1 transfert de calibrage réutilisable 1,2 mm

Emballée sous forme de trousse de procédure. Validé pour un maximum de 50 cycles d'autoclavage. Pour les brosses de nettoyage et les SoftPicks, voir page 26.

Disponible en version à usage unique, voir page 7.

Balayez le code QR pour lire le guide de démarrage rapide de la trousse Nanofat.



Le Micro Set™ - Réutilisable

Les transferts anaérobies réutilisables sont utilisés pour dimensionner le tissu adipeux en aliquotes de microgaisse de la taille souhaitée. Ils jouent également un rôle important dans le système Nanofat System™ exclusif de Tulip. Les transferts peuvent être utilisés comme système autonome pour dimensionner le tissu adipeux ou en association avec le Tulip NanoTransfer (Gen 1 ou Gen 2) pour créer de la nano-graisse.

La trousse contient :

- 1 transfert anaérobie réutilisable de 2,4 mm (ATLLLL2.4-01)
- 1 transfert de calibrage réutilisable 1,4 mm (ATLLLL1.4-01)
- 1 transfert de calibrage réutilisable 1,2 mm (ATLLLL1.2-01)

Item Code: MicroSet

Validé pour un maximum de 50 cycles d'autoclavage. Pour les brosses de nettoyage, voir page 26. Chaque transfert réutilisable est également disponible à l'achat individuellement, voir page 24.

Disponible en version à usage unique, voir page 7.



Tulip Nanofat Set™ - Réutilisable

Brévet américain n° 10,927,347

La trousse contient :

- 1 Tulip NanoTransfer™ Gen 1
- 2 boîtes de 5 cartouches NanoTransfer stériles
- 1 transfert anaérobie réutilisable de 2,4 mm
- 1 transfert de calibrage réutilisable 1,4 mm
- 1 transfert de calibrage réutilisable 1,2 mm

Code de l'article: TGSNANO-DNTC

Validé pour un maximum de 50 cycles d'autoclavage. Pour les brosses de nettoyage, voir page 26.

Disponible en version à usage unique, voir page 7.

Informations sur le collet réutilisable



Poignée de lipoaspiration



60 cc Hub™



Tulip SuperLuerLok™



Luer Lock

Dimensions standard des instruments

JAUGE	MICRO
25GA	0,3 mm 0,51 mm OD(0,31 mm ID)
23GA	0,5 mm 0,64 mm OD(0,43 mm ID)
20GA	0,7 mm 0,91 mm OD(0,66 mm ID)
19GA	0,9 mm 1,07 mm OD(0,81 mm ID)
18GA	1,2 mm 1,27 mm OD(0,98 mm ID)
17GA	1,4 mm 1,47 mm OD(1,21 mm ID)
16GA	1,6 mm 1,65 mm OD(1,36 mm ID)
	MACRO
14GA	2,1 mm 2,11 mm OD(1,70 mm ID)
13GA	2,4 mm 2,41 mm OD(1,96 mm ID)
11GA	3,0 mm 3,05 mm OD(2,39 mm ID)
09GA	3,7 mm 3,76 mm OD(3,00 mm ID)
07GA	4,6 mm 4,57 mm OD(3,81 mm ID)





Pocar™

Le Pocar est un poinçon percutané utilisé pour pratiquer une incision circonférentielle avant l'infiltration et l'extraction tissulaire. Il est conçu pour maintenir une étanchéité parfaite tout en minimisant les cicatrices.

Taille :	Code de l'article :
Grande 4,6 mm	**POCAR4.6MM**
Petit 3,0 mm	**POCAR3.0MM**

Validé pour un maximum de 50 cycles d'autoclavage.



Fakih Portless V-Dissector™

Le Fakih Portless V-Dissector est un outil spécialisé utilisé pour préparer les tissus denses et fibreux à l'infiltration et à l'extraction des tissus. L'encoche de coupe est très utile pour le décollement lors des interventions faciales et dans les zones où le tissu doit être décomposé en raison de cicatrices d'acné, de vergetures et d'autres dépôts fibreux.

Code de l'article : VDINP1609CF

Validé pour un maximum de 50 cycles d'autoclavage.



Tumescent Infiltrator™

Cet instrument spiralé à plusieurs ports permet une distribution uniforme de la solution tumescente.

Code de l'article :	Style de tige :	Style de moyeau :	Taille :
INFSL1320CF	Infiltrateur	Moyeau SuperLuerLok	2,4 mm (13G) x 20 cm
INFSL1325CF	Infiltrateur	Moyeau SuperLuerLok	2,4 mm (13G) x 25 cm
INFSL1412CF	Infiltrateur	Moyeau SuperLuerLok	2,1 mm (14G) x 12 cm
INFSL1415CF	Infiltrateur	Moyeau SuperLuerLok	2,1 mm (14G) x 15 cm*
INFSL1420CF	Infiltrateur	Moyeau SuperLuerLok	2,1 mm (14G) x 20 cm*
INFLL1325CF	Infiltrateur	Luer Lock	2,4 mm (13G) x 25 cm
INFLL1415CF	Infiltrateur	Luer Lock	2,1 mm (14G) x 15 cm
INFLL1420CF	Infiltrateur	Luer Lock	2,1 mm (14G) x 20 cm
INF601135CF	Infiltrateur	Moyeau Toomey 60 cc	3,0 mm (11G) x 35 cm

Validé pour un maximum de 50 cycles d'autoclavage. Pour les brosses de nettoyage, voir page 26.

*** Également disponible en version à usage unique.**

Dispositifs de prélèvement réutilisables et accessoires



Adapteur Tulip Power™

L'adapteur Tulip Power modifie le corps de la seringue pour permettre son utilisation avec un appareil d'aspiration pour liposuction.

Taille :	Code de l'article :
20 cc BD	**PA20BD**
60 cc Monoject	**PA60**

Validé pour un maximum de 50 cycles d'autoclavage. Pour les brosses de nettoyage, voir page 26.



SnapLok™ - Réutilisable

Ces SnapLoks pour seringues s'adaptent aux brides du piston de la seringue de liposuccion. Lorsque le piston est retiré, le verrou s'ouvre sur le rebord du cylindre, maintenant la seringue de liposuccion sous vide pour l'extraction de la graisse.

Disponible dans les tailles suivantes :

Taille :	Code de l'article :
10 cc (pour seringues BD de 10 cc)	**SNAP10BD**
20 cc (pour seringues BD de 20 cc)	**SNAP20**
60 cc (pour seringues Monoject de 60 cc et BD de 50/60 cc)	**SNAP60**

Validé pour un maximum de 50 cycles d'autoclavage.

Pour les options à usage unique, voir page 8.

Balayez le code QR pour lire le guide de démarrage rapide du Johnnie Lok.



Johnnie Lok™

Le Johnnie Lok réutilisable maintient le piston sous pression sous vide pour faciliter le prélèvement à la seringue. Le piston est tiré vers l'arrière jusqu-au niveau de pression souhaité, puis tourné et verrouillé de manière sécurisée.

Disponible dans les tailles suivantes :

Taille :	Code de l'article :
10 cc BD (pour seringues BD de 10 cc)	**LOK10BD**
20 cc BD (pour seringues BD de 20 cc)	**LOK20BD**
60 cc BD (pour seringues BD de 20 cc)	**LOK60BD**
60 cc Monoject (pour seringues Monoject de 60 cc)	**LOK60**

Validé pour un maximum de 50 cycles d'autoclavage.

Pour les options à usage unique, voir page 8.



Carraway Harvester™

Cette conception spiralée à trois ports est sûre et efficace pour les prélèvements multiplans. Le dispositif Carraway Harvester est couramment utilisé pour les interventions de faible volume réalisées sous anesthésie locale.

Disponible uniquement sur le connecteur SuperLuerLok™.

Code de l'article :	Style de tige :	Style de collet :	Taille :
CARSL1315CF	Carraway	SuperLuerLok Hub	2,4 mm (13G) x 15 cm*
CARSL1320CF	Carraway	SuperLuerLok Hub	2,4 mm (13G) x 20 cm
CARSL1410CF	Carraway	SuperLuerLok Hub	2,1 mm (14G) x 10 cm
CARSL1415CF	Carraway	SuperLuerLok Hub	2,1 mm (14G) x 15 cm*

Validé pour un maximum de 50 cycles d'autoclavage. Pour les brosses de nettoyage, voir page 26.

Disponible en version à usage unique, voir page 9



Miller Speed Harvester™

Conçue par le Dr Randy Miller, cette harvester à six ports permet de prélever un volume maximal de tissu en un minimum de temps.

Code de l'article :	Style de tige :	Style de collet :	Taille :
MILSL1315CF	Miller Speed Harvester	SuperLuerLok Hub	2,4 mm (13G) x 15 cm
MILSL1320CF	Miller Speed Harvester	SuperLuerLok Hub	2,4 mm (13G) x 20 cm
MILSL1415CF	Miller Speed Harvester	SuperLuerLok Hub	2,1 mm (14G) x 15 cm*
MIL601125CF	Miller Speed Harvester	60 cc Toomey Hub	3,0 mm (11G) x 25 cm

Validé pour un maximum de 50 cycles d'autoclavage. Pour les brosses de nettoyage, voir page 26.

Disponible en version à usage unique, voir page 9.



Sorensen Harvester™

Conçu par le Dr Jesper Sorensen, cet appareil de prélèvement de microgaisse multiport est moins agressif et dispose de microports biseautés.
Disponible uniquement sur le moyeu SuperLuerLok™.

Code de l'article :	Style de tige :	Style de collet :	Taille :
SORSL1320CF	Sorensen Harvester	SuperLuerLok Hub	2,4 mm (13G) x 20 cm*

Validé pour un maximum de 50 cycles d'autoclavage. Pour les brosses de nettoyage, voir page 26.

Disponible en version à usage unique, voir page 9.



Tonnard Harvester™

Conçu par le Dr Patrick Tonnard, cet aspirateur multiport unique, doté de micro-ports affûtés surélevés, aspire efficacement la microgaisse. **15 cm et moins = 12 ports | 20 cm et plus = 20 ports**

Code de l'article :	Style de tige :	Style de collet :	Taille :
TONSL1120CF	Tonnard Harvester	SuperLuerLok Hub	3,0 mm (11G) x 20 cm
TONSL1315CF	Tonnard Harvester	SuperLuerLok Hub	2,4 mm (13G) x 15 cm
TONSL1320CF	Tonnard Harvester	SuperLuerLok Hub	2,4 mm (13G) x 20 cm*
TONSL1415CF	Tonnard Harvester	SuperLuerLok Hub	2,1 mm (14G) x 15 cm
TONLL1120CF	Tonnard Harvester	Luer Lock	3,0 mm (11G) x 20 cm
TON601120CF	Tonnard Harvester	60 cc Toomey Hub	3,0 mm (11G) x 20 cm

Validé pour un maximum de 50 cycles d'autoclavage. Pour les brosses de nettoyage, voir page 26.

Disponible en version à usage unique, voir page 9.

Dispositifs de prélèvement réutilisables et accessoires



Micro Sculptor de Bensimon

Conçu par le Dr Richard Bensimon, ce modèle modifié du dispositif de prélèvement Tonnard est idéal pour la liposuccion du visage et pour induire une contraction cutanée. Les petits trous garantissent un contour lisse, et le petit diamètre permet une insertion à l'aide d'une aiguille sans laisser de marque. Cela permet des insertions multiples pour un contour précis du cou et de la gynécomastie. Le Bensimon Micro Sculptor est une canule SuperLuerLok CellFriendly à 12 trous barbelée et très dentelée.

Code de l'article :	Style de tige :	Taille :
BENSL1415CF	SuperLuerLok Hub	2,1 mm (14G) x 15 cm
BENSL1315CF	SuperLuerLok Hub	2,4 mm (13G) x 15 cm

Validée pour un maximum de 50 cycles d'autoclavage. Pour les brosses de nettoyage, voir page 26.



Mercedes Harvester™

Cette conception à trois ports permet une récolte dans toutes les directions.

Code de l'article :	Style de tige :	Style de collet :	Taille :
MERSL1320CF	Mercedes	SuperLuerLok Hub	2.4 mm (13G) x 20 cm
MER600925CF	Mercedes	Toomey Hub	3.7 mm (9G) x 25 cm
MER601125CF	Mercedes	Toomey Hub	3.0 mm (11G) x 25 cm

Validée pour un maximum de 50 cycles d'autoclavage. Pour les brosses de nettoyage, voir page 26.



Standard™

La conception à port unique permet un prélèvement prudent dans une seule direction.

Code de l'article :	Style de tige :	Style de collet:	Taille:
STDSL1315CF	Standard	SuperLuerLok Hub	2,4 mm (13G) x 15 cm
STDSL1320CF	Standard	SuperLuerLok Hub	2,4 mm (13G) x 20 cm
STDSL1415CF	Standard	SuperLuerLok Hub	2,1 mm (14G) x 15 cm
STD600925CF	Standard	60 cc Toomey Hub	3,7 mm (9G) x 25 cm
STD601125CF	Standard	60 cc Toomey Hub	3,0 mm (11G) x 25 cm

Validé pour un maximum de 50 cycles d'autoclavage. Pour les brosses de nettoyage, voir page 26.



Toledo V-Dissector™

Conçu par le Dr Luis Toledo, cet instrument polyvalent détache et libère les tissus conjonctifs et injecte de nouveaux tissus dans l'espace.
Désormais disponible sans port—voir page 19.

Code de l'article :	Style de tige:	Style de collet :	Taille :
VDISL1415CF	V-Dissector	SuperLuerLok Hub	2,1 mm (14G) x 15 cm
VDISL1420CF	V-Dissector	SuperLuerLok Hub	2,1 mm (14G) x 20 cm
VDISL1607CF	V-Dissector	SuperLuerLok Hub	1,6 mm (16G) x 07 cm

Validé pour un maximum de 50 cycles d'autoclavage. Pour les brosses de nettoyage, voir page 26.



Flap™

Le Flap est un dissecteur, un récolteur et un injecteur polyvalent.
Disponible uniquement sur le moyeau SuperLuerLok™.

Code de l'article :	Style de tige :	Style de collet :	Taille :
FLPSL1315CF	Flap	SuperLuerLok Hub	2,4 mm (13G) x 15 cm
FLPSL1415CF	Flap	SuperLuerLok Hub	2,1 mm (14G) x 15 cm

Validé pour un maximum de 50 cycles d'autoclavage. Pour les brosses de nettoyage, voir page 26.

Accessoires de décantation réutilisables



Tulip Z-Stand™

Le support de seringue idéal pour garder vos tissus décantés organisés et prêts à l'emploi.

Le Tulip Z-Stand autoclavable est disponible en 2 tailles.

Taille :	Code de l'article :
Grand | convient aux seringues de 20 cc à 60 cc	**SYRSTDLG**
Petit | convient aux seringues de 1 cc à 12 cc	**SYRSTDSM**

Validé pour un maximum de 50 cycles d'autoclave. Pour les brosses de nettoyage, voir page 26.



Decant Stand™

Les transferts anaérobies intégrés sont utilisés pour préparer et transférer les tissus extraits en vue de leur réinjection. La conception du support de décantation permet également une décantation naturelle par gravité des tissus extraits.

Taille :	Code de l'article :
60 cc Toomey à Luer Lock	**AT60LLDS**
Luer Lock à Luer Lock	**ATLLDS**

Balayez le code QR pour lire le guide de démarrage rapide du Decant Stand.

Validé pour un maximum de 50 cycles d'autoclave. Pour les brosses de nettoyage, voir page 26. Pour les options de centrifugation, voir page 11.

Transferts réutilisables pour microgaisse et nanograisse

Transferts anaérobies et calibrés™

Les transferts réutilisables anaérobies (2,4 mm) et calibrés (1,2 et 1,4 mm) sont utilisés pour réparer et transférer les tissus extraits en vue d'une réinjection de graisse. Ils jouent également un rôle important dans le système Nanofat exclusif de Tulip.

Les transferts réutilisables Luer à Luer sont disponibles en 3 diamètres de lumen.



Taille :	**Code de l'article :**
Transfert anaérobie 2,4 mm	**ATLLLL2.4mm**
Transfert de dimensionnement 1,4 mm	**ATLLLL1.4mm**
Transfert de dimensionnement 1,2 mm	**ATLLLL1.2mm**





Validé pour un maximum de 50 cycles d'autoclavage. Pour les brosses de nettoyage, voir page 26.

Pour les options à usage unique, voir page 9.



Tulip Nanofat Set™ - Réutilisable

Balayez le code QR pour lire le guide de démarrage rapide de la trousse Nanofat.

Inclus dans la trousse :

- 1 Tulip NanoTransfer™ Gen 1
- 2 boîtes de 5 cartouches NanoTransfer stériles
- 1 transfert anaérobie réutilisable de 2,4 mm
- 1 transfert de calibrage réutilisable de 1,4 mm
- 1 transfert de calibrage réutilisable 1,2 mm

Code de l'article : TGSNANO-DNTC

Validé pour un maximum de 50 cycles d'autoclavage. Pour les brosses de nettoyage, voir page 26.


Pour les options à usage unique, voir page 7.



Cartouches NanoTransfer™ Génération 1

Cartouches pré-stérilisées à usage unique à utiliser avec le NanoTransfer Génération 1.

Vendu en boîtes de 5
Code de l'article : DNTC-05



Tulip Injector™

La pointe émoussée et l'orifice latéral du Tulip lui permettent de traverser sans effort les tissus mous et de préserver l'intégrité de la structure vasculaire. Un outil indispensable pour des injections sûres et de faible volume.

Code de l'article :	Style de tige :	Style de collet :	Taille :
INJSL1709CF	Injecteur	SuperLuerLok Hub	1,4 mm (17G) x 09 cm*
INJSL1807CF	Injecteur	SuperLuerLok Hub	1,2 mm (18G) x 07 cm*
INJSL1905CF	Injecteur	SuperLuerLok Hub	0,9 mm (19G) x 05 cm*
INJSL2004CF	Injecteur	SuperLuerLok Hub	0,7 mm (20G) x 04 cm*
INJSL2005CF	Injecteur	SuperLuerLok Hub	0,7 mm (20G) x 05 cm
INJLL1807CF	Injecteur	Luer Lock	1,2 mm (18G) x 07 cm
INJLL1905CF	Injecteur	Luer Lock	0,9 mm (19G) x 05 cm
INJLL2004CF	Injecteur	Luer Lock	0,7 mm (20G) x 04 cm
INJLL2005CF	Injecteur	Luer Lock	0,7 mm (20G) x 05 cm

Validé pour un maximum de 50 cycles d'autoclavage. Pour les brosses de nettoyage et SoftPicks, voir page 26.

***Également disponible en version à usage unique, voir page 11.**



Spoon Tip Injector™

Une pointe émoussée en forme de cuillère conçue avec un port plus large pour une injection rapide de volumes plus importants - votre outil indispensable pour les injections dans les seins et les fesses.

Code de l'article :	Style de tige :	Style de collet :	Taille :
SPOSL1120CF	Injecteur à pointe de cuillère	SuperLuerLok Hub	3,0 mm (11G) x 20 cm
SPOSL1315CF	Injecteur à pointe de cuillère	SuperLuerLok Hub	2,4 mm (13G) x 15 cm
SPOSL1320CF	Injecteur à pointe de cuillère	SuperLuerLok Hub	2,4 mm (13G) x 20 cm
SPOSL1415CF	Injecteur à pointe de cuillère	SuperLuerLok Hub	2,1 mm (14G) x 15 cm*
SPOLL1320CF	Injecteur à pointe de cuillère	Luer Lock Hub	2,4 mm (13G) x 20 cm
SPO601120CF	Injecteur à pointe de cuillère	60cc Toomey Hub	3,0 mm (11G) x 20 cm

Validé pour un maximum de 50 cycles d'autoclavage. Pour les brosses de nettoyage et SoftPicks, voir page 26.

***Également disponible en version à usage unique, voir page 11.**



Curved Spoon Tip Injector™

Les injecteurs incurvés uniques de Tulip permettent au chirurgien de contrôler avec précision le plan d'injection. Tournés vers le bas, les injecteurs incurvés remplissent volumétriquement le plan profond. Tournés vers le haut, les injecteurs glissent contre le plan superficiel pour stimuler les résultats régénératifs.

Code de l'article :	Style de Tige :	Style de collet :	Taille :
CSPOSL1415CF	Curved Spoon Injector	SuperLuerLok Hub	2,1 mm (14G) x 15 cm

Validé pour un maximum de 50 cycles d'autoclavage. Pour les brosses de nettoyage et SoftPicks, voir page 26.

Entretien des instruments réutilisables, seringues et accessoires




Brosses de nettoyage pour instruments CellFriendly™

Ces brosses sont spécialement conçues pour nettoyer les canules CellFriendly. Leurs poils en nylon souples exclusifs nettoient la lumière sans endommager la surface CellFriendly. Utilise uniquement les brosses Tulip et les SoftPicks sur les canules Tulip afin de préserver les avantages CellFriendly.

Vendu par emballage de 10.

Code de l'article :	Tailles :
Brush-XS-10	Convient aux canules de 0,9 mm et 1,2 mm. Longeur : 15 cm
Brush-SM-10	Convient aux canules de 1,4 mm et 1,6 mm. Longeur : 20 cm
Brush-Med-10	Convient aux canules de 2,1 mm et 2,4 mm. Longeur : 30 cm
Brush-Large-10	Convient aux canules de 3,0 mm, 3,7 mm et 4,6 mm. Longeur : 40 cm
Brush-Long XL-10	Convient aux canules de 3,0 mm, 3,7 mm et 4,6 mm. Longeur : 60 cm




Tulip SoftPicks™

Le nettoyage des micro-injecteurs réutilisables CellFriendly, même les plus petits, est rapide, facile et délicat. Garanti sans rayures, abrasions ni contamination. Nettoyage des canules Tulip Les SoftPicks sont la solution de nettoyage à usage unique idéale pour les canules et micro-injecteurs de petit diamètre. Autoclavables pour une utilisation en milieu stérile, si nécessaire.

Vendu par emballage de 10.

Code de l'article :	Taille :
TSP19/20x10cm-10	**Micro –** Pour le nettoyage des canules de 0,7 mm et 0,9 mm
TSP16/17/18x15cm-10	**Petit –** Pour le nettoyage des canules de 1,2 mm, 1,4 mm et 1,6 mm
TSP11/13/14x25cm-10	**Moyen –** Pour le nettoyage des canules de 2,1 mm, 2,4 mm et 3,0 mm

Choisir les bons outils pour nettoyer les canules ou les injecteurs



Avertissement: *les diamètres des canules / injecteurs sont basés uniquement sur les canules / injecteurs Tulip.*

Remarque: *si la canule ou l'injecteur est muni d'une poignée, veuillez tenir compte de la longeur de la poignée et de la canule / de l'injecteur..*




Balayez le code QR pour lire le guide de démarrage rapide pour le Tulip Crown.



Tulip Crowns™

Brevet américain n° 10,039,886
La conception brevetée du Crown maintient le contenu de la seringue dans une atmosphère pratiquement anaérobie pendant la centrifugation. Il suffit de fixer un Crown au piston de la seringue, de prélever, puis de dévisser le piston. Le Crown dispose également d'un port d'extraction auto-obturant qui permet de retirer proprement le contenu de n'importe quelle couche de tissu centrifugé.

Code de l'article :	Disponible dans les tailles suivantes :
CROWN10BD	10 cc BD (compatible avec NanoSpin, NanoSpin Pro et NanoSpin X2)
CROWN20BD	20 cc BD (compatible avec NanoSpin Pro et NanoSpin X2)
CROWN30BD	30 cc BD (compatible avec NanoSpin X2)
CROWN60	60 cc Monoject



Seringues Tulip

A. Seringue Toomey Monoject 60 cc - Boîte de 20
Code de l'article : SYR60BX

B. Seringue Luer BD 50 cc - Boîte de 40*
Code de l'article : SYR60/50BDBX

C. Seringue Luer BD 30 cc - Boîte de 56
Code de l'article : SYR30BDBX

D. Seringue Luer BD 20 cc - Boîte de 48
Code de l'article : SYR20BDBX

E. Seringue Luer BD 10 cc - Boîte de 200
Code de l'article : SYR10BDBX


F. Seringue Luer BD en Polycarbonate 1 cc - Boîte de 100
Code de l'article : SYR1LLBDBX

*Le paquet porte la mention « Seringues 50 cc » mais contient également des seringues de 60 cc.

Plateau autoclave Tulip Gold Standard ™

Les plateaux autoclave Tulip Gold Standard sont spécialement conçus pour protéger, accueillir et stocker les kits réutilisables Tulip et les instruments Tulip individuels.

Code de l'article : TrayMedG2
Pour micro-canules et canules faciales
Dimensions: 11.75 x 7.875 x 2 in



Capuchons pour seringues

Conservez le contenu de votre serinque hermétiquement fermé.

Options disponibles pour les capuchons de seringues :

A. Capuchons Luer stériles, à usage unique
Emballage de 5 contenants 10 capuchons chacun (50 capuchons à usage unique au total)
Code de l'article : CAPSTD-05

B. Capuchons Luer pour centrifugeuse stériles, à usage unique
Emballage de 5 contenants 10 capuchons chacun (50 capuchons à usage unique au total)
Code de l'article : CAPSLCENT-05

C. Capuchons Toomey non stériles, réutilisables
Pour seringues à embout Toomey de 60 cc (1 emballage de 5 capuchons)
Code de l'article : CAP60-05

Formation des praticiens

Formation virtuelle personnalisée gratuite sur les produits

Donnez à votre équipe les moyens de réussir avec les produits médicaux Tulip

Chez Tulip, nous nous engageons à soutenir votre réussite. Notre formation virtuelle personnalisée gratuite sur les produits est conçue pour vous permettre, à vous et à votre équipe, d'utiliser nos appareils et techniques innovants en toute confiance, sécurité et précision.

Animées par notre équipe de formateurs cliniques experts, chaque séance est adaptée à vos besoins spécifiques, que vous découvriez la technologie Tulip ou que vous souhaitiez approfondir vos connaissances. Ces formations interactives et captivantes sont dispensées en direct et virtuellement, offrant ainsi une grande flexibilité pour s'adapter à votre emploi du temps tout en vous apportant des connaissances approfondies sur les produits et des conseils cliniques.



Points forts de la formation :

Applications cliniques de pointe :

Découvrez les dernières utilisations cliniques de la microgaisse et de la nanograisse dans les thérapies régénératives. Nos formateurs vous présenteront des applications concrètes chez des patients et vous expliqueront comment la technologie Tulip améliore la sécurité, l'efficacité et la standardisation des procédures.

Formation virtuelle en direct en salle d'opération :

Participez à des séances virtuelles en temps réel avec votre personnel de salle d'opération afin de vous familiariser avec nos instruments et nos protocoles. Cela garantit que toute votre équipe est confiante et préparée.

Assistance clinique-continue :

- Bénéficiez d'une séance de suivi virtuelle après votre premier cas clinique, au cours de laquelle nos formateurs vous fourniront des conseils, répondront à vos questions et vous aideront à affiner votre technique pour obtenir des résultats optimaux.
- Accès à des articles scientifiques sur les thérapies à base de microgaisse et de nanograisse
- Suivi virtuel après votre premier cas pour une assistance continue et une assistance technique

Que vous lanciez une nouvelle procédure ou cherchiez à améliorer les compétences de votre équipe, la formation Tulip vous garantit une réussite clinique et opérationnelle, le tout depuis le confort de votre propre établissement. Demandez une formation en balayant le code QR.

Brochures destinées aux patients

Informez vos patients sur le pouvoir transformateur des thérapies à base de microgaisse et de nanograisse

Aidez vos patients à mieux comprendre la science et les avantages des traitements régénératifs à base de microgaisse et de nanograisse grâce à nos brochures éducatives conçues par des professionels. Ces documents faciles à comprendre expliquent l'approche naturelle et peu invasive des thérapies à base de graisse et comment elle peuvent favoriser le rajeunissement de la peau, la cicatrisation et la régénération des tissus.



Idéales pour votre salle d'accueil, vos salles de consultation ou vos séances d'information destinées aux patients, ces brochures constituent un outil précieux pour susciter l'intérêt et instaurer la confiance dans vos offres de traitement. Chaque brochure comprend un espace réservé où vous pouvez apposer une étiquette ou un tampon avec le nom, le logo et les coordonnées de votre cabinet, ce qui permet aux patients de vous contacter facilement pour un suivi ou pour prendre rendez-vous.

En fournissant à vos patients des informations claires et attrayantes, vous les aidez non seulement à prendre des décisions éclairées, mais vous renforcez également votre position en tant que prestataire de soins innovants et fondés sur des preuves.

Ces brochures sont vendues par lot de 50.

Code de l'article : Brochure pour les patients - Esthétique

Code de l'article : Brochure pour les patients - Orthobiologie

OFFRE SPÉCIALE :
Recevez un lot GRATUIT de brochures pour les patients à l'achat d'un emballage de 5 trousses Gold. Vous pouvez choisir entre des brochures sur l'esthétique ou l'orthobiologie.



ACADEMY OF REGENERATIVE THERAPIES & SCIENCE

Tulip Medical est commanditaire de niveau Platine de l'Academy of Regenerative Therapies & Science (ARTS)

La mission de la ARTS est de créer et de favoriser un environnement où les innovateurs mondiaux en matière de régénération se réunissent pour partager les dernières avancées et technologies dans le domaine des thérapies régénératives. Profitez des incroyables possibilités de formation offertes par la ARTS.

POSSIBILITÉS DE FORMATION



Bibliothèque vidéo en ligne

Accédez à l'intégralité de notre collection de vidéos dans la bibliothèque d'apprentissage en ligne, qui propose des contenus exclusifs provenant d'experts en théapie régénérative du monde entier.



Communauté ARTS Commons

Rejoignez notre réseau de praticiens en thérapie régénérative pour collaborer, échanger et débattre des dernières recherches et des complications liées aux interventions.



Cours et événements

Participez à des cours en ligne et à des événements en personne. Des ateliers pratiques sur cadavre axés sur la chirurgie plastique, l'esthétique non chirurgicale, l'orthobiologie et la gestion de la douleur, encadrés par des professeurs de renommée mondiale.









CAREstream
AMERICA
NCE | ELEVATE | EXCEED
• ALPHA2ACTIVE™ A2M
• CAREprp™
• Marrow Marxman™
onized Fat Harvest
Pharma Systems HCHs &
ors
FAT Quality MATTERS
• Harvest micronized fat automatically with a unique cannula designed for efficiency
• Water-jet Assisted Lipoharvest (WAL) technology gently separates adipose and spares surrounding tissue
• No general anesthesia, tumescence wait time or centrifugation required
• Precision harvesting of viable adipose cells for small volumes


HLA-G EXOSOMES
ENHANCE MICRONEEDLING WITH EXOSOMES
Accelerate your microneedling treatment
and recovery by incorporating Dp
cals EXO-SKIN protocol formulas
n-clinic and at-home use.


AN DIEGO
ARTS
ENERATIVE THERAPIES & SCIENCE








vydence
medical
Know the
ENCE Laser
atforms
chieve Superior
ults with VYDENCE!





Coordonnées

Appelez-nous au +1 (858) 270-5900 ou sans frais au +1 (800) 325-6526

Rendez-vous sur TulipMedical.shop pour commander en ligne ou écrivez-nous à sales@tulipmedical.com

Pour les commandes internationales, écrivez à distributor@tulipmedical.com ou consultez la liste des régions desservies sur Tulipmedical.com/distributors

Distribué au Canada par:

KEIR SURGICAL

604.261.9596 | 1.800.663.4525
info@keirsurgical.com | www.keirsurgical.com



Tulip®

TULIP© et Tulip Nano© sont des marques déposées de Tulip Medical Products Inc.
©2026 Tulip Medical Products Inc. Tous droits réservés.

26MCPT070R0
Printed 6/29/26